

歩行補助杖

歩行補助杖は、①歩行時に不自由な足にかかる荷重を、足の代わりに支え、②歩行バランスの調整、③歩行パターンの矯正、④歩行速度と耐久性の改善、⑤心理的な支えなどのために、一般的には、杖の握り手をしっかり持って体重を支えるように使用する福祉用具です。

利用する人の身体の状態に合わせた杖を選択する必要があります。また、最近はアルミ合金を用いて軽量化が図られていますが、常に携帯して使うことを考えれば、①丈夫であること、②軽いこと、③デザインに優れていることなども選定の条件です。

※厚生労働省「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(H16)より抜粋

歩行補助杖の種類と特長

杖は歩行時の身体の安定を目的に使用されます。



多点杖
着地点が多く安定します。



サイドウォーカー
多点杖よりも安定性があります。広く平らな場所での使用に適しており、歩行訓練にも利用できます。

四点杖 CMS-40S

商品番号 **24-5303-0**

TAISコード/00066-000222

身長の高い方にも使いやすい長めのサイズ。

■左右両用 ■高さ調節 / 71~93.5cm (10段階) ■底面部サイズ / 22×16.5cm ■重さ / 980g ■材質 / スライド部:アルミ、ベース部:スチール

松永製作所 非課税

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---



四脚杖 TY142S

商品番号 **24-0201-0**

TAISコード/00175-000270

小柄な方も使いやすい軽量、コンパクトタイプ。

■左右両用 ■高さ調節 / 54.5~74.5cm ■底面部サイズ / 20.5×14cm ■重さ / 800g ■材質 / スライド部:アルミ合金、ベース部:スチール

日進医療器 非課税

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---



サイドウォーカー

商品番号 **24-0301-0**

TAISコード/00614-000002

脚部伸縮タイプ。
高さ調整できます。
歩行訓練にも向いています。

■サイズ / 全幅41.5~46.5×全長36.7~44.0×全高74.5~86.5cm ■折りたたみ時サイズ / 全幅41.5~44.0×全長7.0×全高78.5~91.5cm ■重さ / 1.6kg ■材質 / アルミ

日本ケアサプライ 非課税

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---



アルミ軽量杖 MS-610M

商品番号 **24-0101-0**

TAISコード/00066-000069

松永製作所 非課税

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---

サイドウォーカーの使い方
(左側にまひのある場合)
サイドウォーカーは右手で持ちます。そして、①サイドウォーカーを前に出す ②左足を出す ③右足を出す…この動きを繰り返して進みます。

