



グリーンケア

GREEN CARE
CATALOG





2人介助から1人介助へ。

スリムになったHugと

スマートなハグを。









▼商品紹介動画



※アプリ操作は販売品 (Model C2) のみの機能です。

もっと自由に移動すれば、

もっと人生は豊かになる。

WHILL

WHILL Model CK2

ウィル モデル シーケー ツー

洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒





清

潔

感

安

心

感

信

頼

感商

品

を

お

届

H

す

る

た

め

I

検品・修理

安全性もしっかり確認





保 管

梱包し、清潔な場所で保管・管理





出 荷

安心・安全な福祉用具をお届け









ベッド・ベッド付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

-の機能 ٠9٠




背上げ機能




- ●起き上がりを補助
- ●食事を摂る時に便利
- ●呼吸を楽にする
- ●円背の方の寝る姿勢を楽にする

高さ調節機能



- ●立上がりや車椅子への移乗を補助
- ●端座位姿勢を安定させる
- ●介助者の負担軽減
- ●転落時の危険軽減

膝上げ機能



- ●背上げ機能を使用した時に 身体のずれを防止
- ●むくみ防止
- ●かかとへの部分圧軽減

背上げ・膝上げ連動



●膝上げ、背上げを自動連動し、 身体のずれ、摩擦圧迫感を 軽減

モーター数で 機能が異なります。



- 11 背上げ機能 4 背上げ・膝上げ連動
- 2 高さ調節機能




- 1 背上げ機能
- 2 高さ調節機能
- 4 背上げ・膝上げ連動

3

- 1 背上げ機能
 - 3 膝上げ機能
- 2 高さ調節機能 4 背上げ・膝上げ連動

ベッド [特殊寝台]の名称



ご利用者の症状に適した ものを選ぶことが大切です

背上げ、膝上げの際にこ の部分が曲がります

ベッドサイドレール

ベッドからの転落や寝具 の落下を防ぎます



介助バー

ベッドから乗り降りす るときの支えに使い



オーバーテーブル

お食事や読書に便利 ベッドサイドレールに のせて使います

ボードの種類



樹脂 樹脂製ボード



樹脂木 樹脂製木目調ボード



木製 木製ボード

商品名 足元の広さ 背上げの時の動き ライジングモーション 垂直昇降 背上げボタンを押すと、ひざ脚ボトムが先に上がり背上げ時の身体のズレを防止し、起き上がる頃にはひざ脚ボトムがフラットになるため移乗がしやすいリクライニングです。また、「ランバー機能」は背上げ時の背圧・腹圧を軽減し、自然な背上げを実現します。 **MioletⅢ** 膝25 背23 背上げ + 膝上げ 膝10° 背70° 🖍 膝0° 最低床高 25 cm 背上げ + 膝下げ ハイバックサポート機能 ハイバック サポート 超低床 垂直昇降 背ボトムをハイバックとローバックの 2 つに分割し、それぞれが角度を調節しながら身体に 負担の少ない背上げを行います。誤嚥や床ずれリスクの低減が期待できます。 最低床高 15 cm ヒューマンケアライン ヒューマン ケアライン 低床 5分割の床板構造で、頭・背中・お尻・太もも・ふくらはぎに自然になじむ、なめらかなラインを実現。理想的な寝姿勢を保て、ベッド 昇降や背上げ・脚上げもスムーズに行えます。 最低床高 25 cm プラスラインボトム プラス ラインボトム 超低床 4つの新しいアイデアを取り入れたプラスラインボトムが新登場。より身体の動きに合った 起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。 ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。 最低床高 Hタイプ/21は 腰ボトム 膝サポート ラクリアモーション (3M) 背ボトムの角度調節にともなう従来のらくらくモーションの動きにベッドの傾斜を組み合わせて、さらに進化した背上げ機能です。 楽匠 Z SERIES

最低床高 21 cm

※切替式

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



マベッド・ベッド付属品

11111

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

ミオレットⅢ 樹脂ボード

プラッツ

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報







102.5

床高:25~59



利用者にも事業者にも優しい新しい時代に対応する、

マルチなスタンダードベッド










リモコン



2モーター 3モーター

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、 パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節でき るので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。





省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、 設置面積が少なく済みます。

全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

68.5 102.5

レギュラー全長:204 ショート全長: 194 ロング全長: 218

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びい ただけます。

ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、 サイズ変更に別部品は必要ありません。



ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。 これにより、骨盤を起こし、ずれを抑制します。







商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーター 90cm幅 P113-21AC	85.5	11-6637-0	00631-000553	円	円	円	円
3モーター 90cm幅 P113-31AC	86.5	11-6635-0	00631-000557	円	円	円	円

ロングには スペーサーが必要です ラフィオ ミオレット レギュラー ショート兼用


パッド付レバーロック式ベッド用グリップニーパロし



ロングタイプ対応スペーサー ※取付時: 全幅 124

ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固 定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付




問品名	商品番号		間記コード
ニーパロし	19-6249-1	00	631-000536
サイズ:全軸	區117×ボトム面からの高さ4	12.8cm	n
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
ロングタイプ対応スペーサー付	19-6251-1	00	631-000534
サイズ:全軸	≣124×ボトム面からの高さ4	12.8cn	n
ご利用者 (1 朝)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1割)	円! (3割)	円	田

円 (3割) 円


※アーム開閉角度: ±135°(22.5°刻み)

簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時には セーフティ ロックの操作が必要です。 スイングアームは22.5度毎に固定できます。







ミオレットⅢ専用キャスター 4個網



※床面高が 1.5cm高くなります。(装着時の床面高: 26.5cm)※キャスターとベッドを同時購入される場合、非課税対商品ではなくなりますのでベッドも全 て課税品となります。

商品名	商品番号		商品コード
PC03-8CK	19-6383-1	00	631-000561
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円 (3割)	円	円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・

介護保険 購入 対象品

販売品


情報



ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド

ハイバックサポート 機能

背上げを「ハイバック:頭一背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。



高さへの不安をなくす 超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。



省スペースに設置可能な 垂直昇降

昇降の際にベッドがスイングせず垂直 に昇降するので、設置面積が少なく済 みます。



垂直昇降 2 3 パイパック 樹脂 低床 非課税

 垂直昇降
 2
 3
 ハイバック 財ポート
 樹脂
 超低床
 非課税

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ハイバックサポート機能

ラフィオ 低床 ポジショニング 樹脂ボード





背上げを「ハイバック:頭一背部」と「ローバック:腰部」の 2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げを行います。 2 モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3 モーターポジショニングベッドでは、 ハイバックを単独で操作することができます。




2モーター 3モーター

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーターレギュラー P110-21ACR/H	94.9	11-6334-0	00631-000476	円	円	円	円
2モーターショート P110-21ACS/H	94.4	11-6335-0	00631-000476	円	円	円	円
2モーターロング P110-21ACL/H	95.9	11-6336-0	00631-000476	円	円	円	円
3モーターレギュラー P110-71ACR/H	96.9	11-6337-0	00631-000482	円	円	円	円
3モーターショート P110-71ACS/H	96.4	11-6338-0	00631-000482	円	円	円	円
3モーターロング P110-71ACL/H	97.9	11-6339-0	00631-000482	円	円	円	円

ラフィオ 超低床 ポジショニング 樹脂ボード

※床面高15cmの超低床タイプです



最低床時に床高が15cmになります。 ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスク を軽減します。

ラフィオポジショニング樹脂ボードの超低床仕様です。



3モータ 2モーター

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーターレギュラー P110-21ACR	94.9	11-6412-0	00631-000331	円	円	円	円
2モーターショート P110-21ACS	94.4	11-6413-0	00631-000331	円	円	円	円
2モーターロング P110-21ACL	95.9	11-6414-0	00631-000331	円	円	円	円
3モーターレギュラー P110-71ACR	96.9	11-6415-0	00631-000341	円	円	円	円
3モーターショート P110-71ACS	96.4	11-6416-0	00631-000341	円	円	円	円
3モーターロング P110-71ACL	97.9	11-6417-0	00631-000341	円	円	円	円

サイドレール 75cm PA505-75 ミオレット レギュラー III ショート兼用 ラフィオ ロングには スペーサーが必要です 42.5 43 ロングタイプ対応スペーサー ※取付時: 全幅 82 商品名/数量 商品番号 商品コード PA505-75 1本 19-5785-1 00631-000319 サイズ:全幅75×ボトム面からの高さ42.5cm ご利用者 (1割) (2割) 月額レンタル料金 負担額 円 (3割) 円 商品名/数量 商品番号 商品コード ロングタイプ対応スペーサー付1本 19-6254-1 00631-000517 サイズ:全幅82×ボトム面からの高さ43cm ご利用者 (1割) (2割) 月額レンタル料金 円 (3割) 円





※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。 ※超低床用キャスター仕様では、ベッドテーブルは使用しないでください。

商品名	商品番号		商品コード					
低床用キャスター	19-6057-1	00	631-000462					
	装着時の床面高:23cm							
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金					
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円					
商品名	商品番号		商品コード					
超低床用キャスター	19-6055-1	00	631-000461					
装着時の床面高:15.5cm								
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金					
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円					

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

やさしさのあるベッド

CAREYOU E

ご利用者と介助者のことを考えたお部屋の家具と調和するデザイン




- <u>③</u> リモコンロック
- 4 ノンサイドフレーム 格納式オプション受け
- ⑤ エフフォースター基準をクリアしたボードを採用

グリーン 2 3 ヒューマン 木製 低床 非課税

ケア優 ダークウォールナット

フランスベッド








2モーター 3モーター

商品名 重さ(kg) 商品番号 商品コード ご利用者負担額(1割) ご利用者負担額(2割) ご利用者負担額(3割) 月額レンタル料金 2モーターレギュラーHF (2R-HF-DW) 87 11-5734-0 00200-000166 円 円 円 円 2モーターショートHF (2S-HF-DW) 11-5739-0 00200-000639 86 円 円 円 円 2モーターレギュラーHH (2R-HH-DW) 89 11-5738-0 00200-000638 円 円 円 円 ーターショートHH (2S-HH-DW) 88 11-5740-0 00200-000640 円 円 円 円 -ターレギュラーHF (3R-HF-DW) 88 11-5741-0 00200-000641 円 円 円 円 3モーターショートHF (3S-HF-DW) 87 11-5743-0 00200-000643 円 円 円 円 3モーターレギュラーHH (3R-HH-DW) 90 11-5742-0 00200-000642 円 円 円 円 3モーターショートHH (3S-HH-DW) 90 11-5744-0 00200-000644 円 円 円 円

フランスベッド







グリーン 2 3 ヒューマン 木製 低床 非課税

2モーター 3モーター

	商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モ	ーターレギュラーHF (2R-HF-B)	87	11-5745-0	00200-000166	円	円	円	円
2=	モーターショートHF (2S-HF-B)	86	11-5747-0	00200-000639	円	円	円	円
2 +	ーターレギュラーHH (2R-HH-B)	89	11-5746-0	00200-000638	円	円	円	円
2=	EーターショートHH (2S-HH-B)	88	11-5748-0	00200-000640	円	円	円	円
3 =	ーターレギュラーHF (3R-HF-B)	88	11-5749-0	00200-000641	円	円	円	H
3=	モーターショートHF (3S-HF-B)	87	11-5751-0	00200-000643	円	円	円	H
3 =	ーターレギュラーHH (3R-HH-B)	90	11-5750-0	00200-000642	円	円	円	円
3=	EーターショートHH (3S-HH-B)	89	11-5752-0	00200-000644	円	円	円	円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



マッド・ベッド付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子




スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品



SIX 10033 CS C1			
商品名/数量	商品番号		商品コード
SR-100JJ CSIV 1本	19-5239-1	00	200-000517
SR-100JJ CSBR 1本	19-5346-1	00	200-000517
SR-100JJ CSGY 1本	19-6741-1	00	200-000517
サイズ:	- 全幅 96.5×ボトム面からの高さ	41.6c	m
ご利用者 /1 畑)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円
11 2101 11			













サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004





ケア優サイドレール・介助バー組み合わせ表



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

ベッド・ベッド付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

髤匠プラス 多機能ボード(キャメル)

背上げ姿勢を追求した新機構と家庭内呼び出し機能を搭載。 手元スイッチで、ご家族のスマートフォンに通知できます。

全幅:99.4

レギュラー全長: 212.4 ショート全長: 201.4

61.6

105.1

床高 21~64.5

61.6

よう 中プラスシリーズ

パラマウントベッド

Hタイプ

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

画像はHタイプ 背あげする時に背中を 骨盤をしっかりと起こし 新しいボトム分割により 膝部が多段階で曲がるの

また、床ずれリスクの軽 せやすくなりました。 減にもつながります。

しっかりと支持し、より 身体が動かしやすい背あ 背上げをする時の身体と で、身長差をカバーして 姿勢を安定させやすくな げ姿勢に移行できます。ベッドの動きの軸を合わ フィットしやすくなりま

低床 61.6

105.1

55.6

99.1

レギュラー全長: 212.4 ショート全長: 201.4





低床 61.6

105 1 超低床

99.1

低床高:21~64.5 超低床高:15~58.5

全幅:99.4







リモコン

2.0 2.0 2モーター 3モーション

Xタイプ

らくしょうサプラスシリーズ



Hタイプ

<ラクリアモーション> 傾斜後の姿勢でも利用者の足がつきやすく、離床しやすくなりました





背あげ16°から ベッド全体を傾斜させる





膝が2°まで下がり 離床しやすい姿勢に

Xタイプ

■最低床高 15cm の超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高 21cm と低く 抑えた設計です。 さらに Xタイプでは、脚座を取り付ける向きを

変えることで、最低床筒。15mの超低床ベッド に切り替えられます。初めてふとんからベッド に移行される方や、ベッドから転落する心配の ある方にも導入しやいように配慮しています。







最低床高 21cm

	商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
	イタイプ3モーション91cm幅 (KQ-A6322)	86.5	11-6797-0	00170-001328	円	円	円	円
7	Xタイプ2モーター91cm幅 (KQ-A2322)	80.0	11-6798-0	00170-001251	円	円	円	円

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004





| 液晶 | 垂直昇降 | 2 | 3 | ラクリア | 樹脂木 | 低床 | 非課税 |









75"

Y LA

Y A

YHA

75"

YES

2 1

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

パラマウントベッド 全幅:99.9 61.7 105.2 105.2 床高 21~64.5 レギュラー全長:212.3



方式を採用しています。

■2モーション電動ベッド(背・高さ)

楽匠 Z の 2 モーションシリーズは「ラクリアモーション (2 種類)」と「背膝連動」そして「背ボトム単独動作」による 4種類の背あげ機能(起きあがり補助機能)と、ベッドの 高さ調節機能を搭載しています。











■3モーション電動ベッド(背・膝・高さ)

楽匠 Zの3モーションシリーズは「ラクリアモーション」と「らくらくモーション」そして「背ボトム単独動作」による3種類の背あげ機能(起きあがり補助機能)と、膝ボトムの角度調節 機能、ベッドの高さ調節機能を搭載しています。











ラクリアモーションで、かつてない背あげ姿勢を実現しました。


■ベッドが前後に動かない垂直昇降方式の高さ調節機能

手元スイッチの「高さ」ボタンを操作することでベッドの高さ(ゆ

かからボトム上面までの高さ)を約21cm から約64.5cm まで調

節できます。高さ調節をする時にベッドが前後に動かない垂直昇降

ここから生まれる背あげ姿勢は、これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、 離床のしやすさを実現しています。



	商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
	2モーション91cm幅レギュラー (KQ-7231)	85.5	11-5995-0	00170-000777	円	円	円	円
_	3モーション91cm幅レギュラー (KQ-7331)	86.5	11-5999-0	00170-000785	円	円	円	円



ベッド・ベッド付属品

床ずれ 防止用具

体位

変換器

<u>グアーム介助バー/サイドグリップ</u>


パラマウントベッド



KS-096A

商品名

KS-096A



KS-098A

商品コード


00170-000551

円

楽匠 プラス

楽匠 プラス

円



KS-099A



KS-030A

楽匠 Z

円

楽匠 プラス 楽匠 Z

商品コード

楽匠ブラス Hタイプ 楽匠 Z

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行	
補助杖	

サイズ: 全幅110.9×ボトム面からの高さ39.5cm アーム開閉角度: ±150°(30°刻み) 月額レンタル料金 (2割) 円 円 (3割) 円 商品番号 商品名 商品コード KS-098A 19-6007-1 00170-000898 サイズ:幅110.9×ボトム面からの高さ41cm アーム開閉角度:±120°(30°刻み) ____ ご利用者 - 1995 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金

円 (3割)

商品番号

19-5237-1

商品名 商品番号 商品コード KS-099A 19-6584-1 00170-001205 サイズ:幅110.9×ボトム面からの高さ41cm アーム開閉角度:±120°(30°刻み) ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負扣額 円 (3割) 円 商品名 商品番号 商品コード KS-030A 00170-000897 19-6047-1 サイズ:幅80.9×ボトム面からの高さ41cm 重さ6.8kg ----ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 負扣額 円 (3割) 円

サイドレール KS-191Q

パラマウントベッド

負扣額

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険

82.7	•
	37.5

商品名/数量	商品番号	商品コード		
KS-191Q 1本	19-5653-1	00170-000752		
サイズ	: 全幅82.7×ボトム面からの高さ	37.5cn	า	
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (Tall)	円 (3割)	円	A	

サイドレール KS-161Q パラマウントベッド





商品番号

KS-161Q 1本	19-5236-1	00	170-Z00019
サイズ:	全幅96.4×ボトム面からの高さ	37.5cr	n
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円


サイドレール KS-171Q

パラマウントベッド



販売品

情報



商品名/数量	商品番号		商品コード
KS-171Q 1本	19-5257-1	00	170-Z00197
サイズ:	全幅96.4×ボトム面からの高さ	43.5cı	m
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円

キャスター KQ-P70C

パラマウントベッド

商品名/数量



※ベッドが 3cm 高くなります。 ※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

商品名	商品番号		商品コード
KQ-P70C	19-5688-1	00	170-000794
	直径:6.5cm		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円 (3割)	円	円



※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品名	商品番号		商品コード
ST-136N LO	19-5399-1	00	200-000410
	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (Tall)	円 (3割)	円	四



※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。 ※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品名	商品番号		商品コード
PT03-840MB	19-6711-1	00	631-000618
	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「部)	円 (3割)	円	円



※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品名	商品番号		商品コード
KF-1920	19-5659-1	00	0170-000716
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円



商品名	商品番号	商品コード
KF-2923	19-7144-1	00170-001651
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円



19-5234-1

(2割)

円 (3割)

KF-840BS

ご利用者 (1割)

負扣額

オーバーベッド	テーブル KF-833l	
パラマウントベッド		楽匠 プラス
40	128.4	
		63~95
	128.4	63.4
商品名	商品番号	商品コード
KF-833LA	19-0168-1	00170-000315
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。 ※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

00170-000826

円

円

月額レンタル料金



ベッド・ベッド付属品

床ずれ 防止用具

·テーブル (ケア優用) K-135CY

105.2

シーホネンス

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

商品名 商品番号 商品コード

K-135CY 19-5345-1 00167-Z00083 ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 円 (2割) 円 (3割) 円

ブル KQ-060L

99.8

パラマウントベッド



円

円

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

対象品

販売品

情報

商品名	商品番号	商品コード
KQ-060L	19-0167-1	00170-000374
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金 円


円

円 (3割)

-バーテーブル PT01-A1

プラッツ

ケア優



商品名	商品番号	商品コード
PT01-A1	19-6575-1	00631-000590
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円

テイコブ移乗用介助ベルト AB31

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。 安全に介助者の負担を軽減します。 適応胴囲サイズが約60~130cmと 小柄な方から大柄な方まで対応できます。 保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。 ベルト裏面に滑り止め付き。



ラフィオ ミオレット II

楽匠 Z

ラフィオ ミオレット II

縦の取っ手 (幅広で掴み易い)

ケア優 ラフィオ ミオレット 楽匠 プラス 楽匠 Z


(狭く無理な力がかかりにくい)


商品名	商品番号		商品コード
AB31	19-5519-1	00	030-000142
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

(MEMS)

介護保険 モルテン 購入

より安全でスムーズな移乗をサポートします。






ベッドサプライ

介護保険対象外販売品

状態に応じた補助用具を活用することで、 ご利用者様の快適・安全性と介助者の負担軽減を図ることが可能です。





排泄支援用具

就寝中の不快感や不安の軽減の他、寝 具取り替えの負担を軽減します。

パイルシーツ



闷心带亏		
51-5343-1	水色	4 E 1 O (T) (T)
51-5342-1	黄色	4,510円(税込)
U (7), 15 150 V A E 00		

サイズ:幅 150×全長 90cm

リフレ 便利なワイドシート 1パック (40枚入)



商品番号	価格
39-7265-1	オープン価格

サイズ: 幅 43×全長 60cm

尿器

アロン化成



商品番号		
39-5318-1	男性用	3,300円(税込)
39-5319-1	女性用	3,410円(税込)
サイズ:幅11×奥行32(40)×高さ14(16)cm ※()は女性用		

姿勢保持用具

身体拘縮等による床ずれリスクを軽減 します。

ロンボ スネークミニクッション

ケーブ

さまざまな部位のサ ポートに使いやすい、 ハーフサイズのスネー ククッション。



14-5753-1	20,900円	(税込)
サイズ:直径 20) ×長さ 100cm	

ロンボ ポジショニングクッション RM4-H

関節部の曲がりに沿 い、上肢のサポート等 に使えるクッション。



商品番号	価格	
14-5691-1	9,900円(税込)	
サイブ・		

ミント Eタイフ

モルテン

高耐久で通気性の良い 姿勢保持用クッション。

商品番号	
14-5548-1	21,296円(税込)
サノブ・痘	90 × 90 cm

移動・移乗支援用具

移乗時の圧迫による床ずれリスクや介 助負担者にかかる負担を軽減します。

タイカ Lサイズ パラシュート用の生地 を使用しているため、 滑りが良く丈夫です。

Mサイズ		
商品番号		
14-5731-1	オレンジ (M)	9,350円(税込)
14-5732-1	ブルー (L)	15,400円(税込)
サイブ・(M) 梔 1/15 VE弋 100 (I) 梔 1/15 V 200cm		

移座えもんグローブ 2枚入

モリトー

るので、体の下に差し 込めベッド上で左右の 移動が簡単にできます。



19-5909-1	2,200円(税込)
サイズ : 幅 19	×全長 50cm

立ち上り補助マット据置用

アロン化成

足元のすべりをしっかり防ぐ。 立ち上がりの



サイズ:幅 55×38cm

防止用具

床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品

情報

マットレス


マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。

特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮(臀部が痩せている)がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶことが必要です。



ケアブリーズ

東洋クオリティワン



① 選べる寝心地

② 軽くて通気性が良い



※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	12-5846-1	00523-000019
サイ	ブ:幅 90 ×全長 191 ×厚さ 8	cm
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	12-5847-1	00523-000019
サイズ:幅 90 ×全長 181 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5848-1	00523-000019
サイズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5849-1	00523-000019
サイブ・幅 83 × 全馬 181 × 厚さ 8cm		

サイズ:幅 83×全長 181×厚さ 8cm

材質/カバー:ポリエステル 100%、マット:ウレタンフォーム (2割) 円 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 円 (3割) 円 円

日本ケアサプライ

お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。 やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも姿勢が安定します。




商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	12-5642-1	00614-000007
サイ	ズ:幅 90 ×全長 191 ×厚さ	8cm
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	12-5715-1	00614-000007
サイ	ズ:幅 90 ×全長 181 ×厚さ	8cm
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 セミロング	12-5755-1	00614-000007
サイズ:幅 90 ×全長 195 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5643-1	00614-000007
サイズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5915-1	00614-000007
サイ	ズ:幅 83 ×全長 181 ×厚さ	8cm
材質/カバー:表地 ウレタン	√合皮、裏地 ウレタンフィルム	、マット:ウレタンフォーム
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円 (3割)	円円

ケアさらり

日本ケアサプライ

通気性の良いムレにくいマットレスです。「多層構造」の採用により、寝姿 勢を水平に保つための適度な硬さとクッション性を実現。安定した寝姿勢 や端座位をサポートします。







商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5735-1	00614-000006
サイズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	12-5737-1	00614-000006
サイズ:幅 91 ×全長 181 ×厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5736-1	00614-000006

サイズ:幅 83×全長 191×厚さ 8cm

材質/カバー、マット:ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー 円 (2割) 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 円 円 円 (3割)

床ずれ 防止用具

グリーン ケア

8

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

8

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

8



ベッド・ベッド付属品

床ずれ 防止用具

テルサ 防水タイプ

モルテン



厚さ **9** cm

厚さ 7 cm

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・ つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

To allow		しつかり面
●マットレス内部は3つ トから構成されており、 【しっかり面】を部分的しなる質感を選ぶことが可	【やわらか面】と こ組み合わせ、異	PhSmB
やわらかめ	しっかり	

しっかり

材質/マット:ウレタンフォーム、 ポリエステル繊維 カバー:(表面)ウレタン合皮 (内側)ポリエステル

商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5952-1	00	054-000204
サイ	ズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ 1	2cm	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円円	月額レンタル料金
商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 ショート	12-5954-1	00	054-000207
サイ	ズ:幅 91 ×全長 180 ×厚さ 1	2cm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	F.
商品名	商品番号		商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5953-1	00	054-000203
サイ	ズ:幅 83×全長 191×厚さ 1	2cm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	P.
商品名	商品番号		商品コード
83cm幅 ショート	12-5955-1	00	054-000206
サイ	ズ:幅 83 ×全長 180 ×厚さ 1	2cm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	F.

ストレッチフィットマットレス 通気

パラマウントベッド

やわらか面

しっかり面

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。プロファイル 加工を施したウレタンフォームのトップクッションが、身体の突部にかかる 圧力を効果的に分散します。マットレスを丸ごと洗浄可能な通気通水カバー です。




材質/中材:ポリエステル、ウレタンフォーム (難燃) 側地:ポリエステル (抗菌・防カビ・難燃)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5874-1	00170-000735
サイ	ズ:幅 91 ×長さ 191 ×厚さ 9	9cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ミニ	12-5875-1	00170-000736
サイ	ズ:幅 91 ×長さ 180 ×厚さ 9	9cm
ご利用者 /4 虚以	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5876-1	00170-000737
サイ	ズ:幅 83×長さ 191×厚さ 9	9cm
ご利用者 /1 劇	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ミニ	12-5877-1	00170-000738
11.	ズ:幅 83×長さ 180×厚さ 9	9cm
71	7. 1 1 05 · DC 100 · 15-C .	
で利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金

ストレッチスリムマットレス 通気

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。薄型・軽量マ ットレスで、高い機能性と快適なクッション性を両立しました。マットレス を丸ごと洗浄可能な通気・通水カバーです。



材質:ポリエステル、ウレタンフォーム

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5866-1	00170-000745
サイ	ズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ 7	'cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ミニ	12-5867-1	00170-000746
サイ	ズ:幅 91 ×全長 180 ×厚さ 7	'cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5868-1	00170-000747
サイ	ズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 7	'cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ミニ	12-5869-1	00170-000748
サイズ:幅 83×全長 180×厚さ 7cm		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

テルサ CC



熱可塑性ポリウレタン (インナー)・ポリエチレン (インナー保護フィルム)

商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 レギュラー	12-6453-1	00	054-000668
t)-	イズ:幅91×全長191×厚さ12c	m	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 ショート	12-6454-1	00	054-000670
ل ا	イズ:幅91×全長180×厚さ12c	m	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	F.
商品名	商品番号		商品コード
83cm幅 レギュラー	12-6446-1	00	054-000667
サー	イズ:幅83×全長191×厚さ12c	m	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
83cm幅 ショート	12-6456-1	00	054-000669
サー	イズ:幅83×全長180×厚さ12d	m	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円

アルファプラすくっとRe 通気

タイカ

寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。 動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスです。



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保

円 月額レンタル料金

9 cm

商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5986-1	00	563-000108
サイン	ズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8	Bcm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
91cm幅 ショート	12-5987-1	00	563-000109
サイ	ズ:幅 91 ×長さ 180 ×厚さ 8	cm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
33cm幅 レギュラー	12-5984-1	00	563-000106
サイ	ズ:幅 83 ×長さ 191 ×厚さ 8	cm	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
33cm幅 ショート	12-5985-1	00	563-000107
サイズ:幅 83 ×長さ 180 ×厚さ	8cm 材質/カバー:ポリエステル	マッ	ト:ポリウレタンフォーム
ご利用者 /4 かい	(2割)	円	月額レンタル料金
C利用(1割)			

アルファプラすくっと防水

タイカ

ご利用者 (1割)

撥水/防水カバータイプ。

両端に高硬度ウレタンを使用し、立ち上がり、起き上がり動作を助けます。



サイズ:幅 91×全長 191×厚さ 9cm 材質/カバー:表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン、マット:アルファゲル、ポリウレタンフォーム

> (2割) 円 (3割)

プレグラーマ	ットレス	(8 cm)	
パラマウントベッド			
PD5018		で起き上がる動作や安定 位姿勢を支援します。	
商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅レギュラー	12-0104-1	00170-000159	
サイ	ズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ	Bcm	
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅レギュラー	12-0103-1	00170-000142	
サイズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm			
材質/カバー、マット:ポリエステル			
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (1部)	円 (3割)	円円円	

床ずれ 防止用具

厚さ 12 cm

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

8 cm

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入 対象品

販売品

情報

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。 ※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。 ※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

歩行器

介護保険



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

床ずれってなに?

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。 また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。








まずは床ずれになりやすさを調べましょう

次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。





OHスケールとリスクレベル			
合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)
0点	リスクなし・予防	_	_
1~3点	軽度リスク	約25%以下	40⊟
4~6点	中等度リスク	約26~65%	57⊟
7~10点	高度リスク	約66%以上	173⊟

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。 使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

介護力あり <リスク> 体圧分散性能と、安楽性や安定性の 体圧分散式マットレス 予防~軽度 バランスに優れています。 (静止型 厚さ10cm未満) 軽度~中度 布団、ベッドマットレス 体圧分散式マットレス 甲度~ リスク保有者 (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) <種類> 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など コンピューター制御エアマットレス、 圧切替型 静止型 ハイブリッド エアを自動的に出し入れし、圧がかかる ハイブリット型など 場所を移動させるマットレスです。

床ずれ対応マットレス一覧表



よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

ケアリラックス 予防~軽度 日本ケアサプライ 静止型 10 商品名 商品番号 商品コード 13-5400-1 00614-000003 91cm幅 レギュラー サイズ:幅 91×全長 191×厚さ 10cm 重さ:7.6kg 商品番号 商品コード 00614-000003 13-5404-1 91cm幅 ショート サイズ: 幅 91×全長 181×厚さ 10cm 重さ:7.3kg 商品番号 商品コード 83cm幅 レギュラー 13-5399-1 00614-000003 重さ:7kg サイズ: 幅 83×全長 191×厚さ 10cm 材質/マット:ポリウレタンフォーム 外カバー:ポリウレタンラミネート加工布(抗菌・防水) 内カバー:ポリエステルサテン ____ ご利用者 - 13★5 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金

円 (3割)

円

円







アルファプラ FⅡ 撥水・防水

タイカ やわらかめ しっかり

材質/マット:ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル カバー:(表地)ポリエステル、(裏地)ポリウレタン

床ずれ防止と快適な睡眠 自分で動く意欲を支える、	=	軽度~中度静止型	
商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅 レギュラー	13-5737-1	00563-000129	
サイズ:幅9	1×全長195×厚さ13cm	重さ:9.0kg	
ご利用者 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円	
商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅 ショート	13-5739-1	00563-000130	
サイズ:幅9	1×全長181×厚さ13cm	重さ:8.5kg	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 レギュラー	13-5736-1	00563-000126	
サイズ:幅8	3×全長195×厚さ13cm	重さ:8.3kg	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 ショート	13-5738-1	00563-000127	
サイズ:幅83×全長181×厚さ13cm 重さ:7.8kg			
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円	

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

商品番号

13-5803-1

(2割)

四 (3割)

サイズ:幅91×全長193×厚さ13cm

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く 自動フィッティングマットレス。





材質/エアセル:ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持 フォーム・床着き防止フォーム:高耐久ウレタンフォーム、インナー保護 フィルム:ウレタンフィルム、マットカバー:ウレタン合皮(制菌加工)

軽度~	
リスク保有者	

商品コード

月額レンタル料金

00054-000567

重さ:8.5kg

田

田

ハイブリッド

田

体位 変換器

防止用具

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

移動用 リフト・

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

商品名 商品番号 商品コード 91cm幅 ショート 13-5804-1 00054-000569 サイズ:幅91×全長182×厚さ13cm 重さ:8.0kg ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負担額 円 (3割) 円 商品番号 商品コード 商品名 83cm幅 レギュラー 13-5805-1 00054-000566 サイズ:幅83×全長193×厚さ13cm 重さ:8.0kg ご利用者 (1割) (2割) 田 月額レンタル料金 負扣額 円 (3割) 商品番号 商品名 商品コード 13-5806-1 00054-000568 83cm幅 ショート サイズ:幅83×全長182×厚さ13cm 重さ:7.5kg ___ ご利用者 ○★ (1割) 田 月額レンタル料金 (2割)

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策





材質/マット:〈マイクロエアセル〉ウレタンフィルム〈フィッティング層 ・底着き防止層〉高耐久ウレタンフォーム、カバー: 伸縮性ウレタン合皮 消費電力:54W、1日約5.3円

●ステージアが備えている7つの特性

●安全・安心のための充実した設計

体圧分散 除圧性能 性能

商品名

91cm幅 レギュラー

91cm幅 ショート

83cm幅 レギュラー

商品名

83cm幅 ショート

ご利用者 (1割)

負扣額

負扣額

商品名

91cm幅 レギュラー

---ご利用者 (1割)

ずれカ 対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

(安心:リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

サイズ:幅91×全長193×厚さ13cm

サイズ:幅91×全長182×厚さ13cm

サイズ: 幅83×全長193×厚さ13cm

サイズ:幅83×全長182×厚さ13cm

寝心地

(安全: 心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)

商品番号

13-5410-1

商品番号

13-5412-1

商品番号

商品番号

13-5411-1

(2割)

円 (3割)

13-5409-1

円 (3割)

座位

安定性

むれ対策

マット重さ:11kg

マット重さ: 10.5kg

マット重さ:10kg

マット重さ:9.5kg

円

円

円

商品コード

00054-000115

商品コード

00054-000115

商品コード

00054-000115

商品コード

00054-000115

月額レンタル料金

円

圧切替型

軽度~ リスク保有者 ハイブリッド

ひえ対策

円

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

つり具

クロクライメイト ネクサスアイビ



材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー:ポリ ウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制筒・伸縮)、ベースシート:ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布 ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット(ケース部): ABS樹脂、消費電力: 8W

商品名	商品番号	商品コード
900タイプ CR-773	13-5881-1	00206-000162
サイズ:幅9	0×全長192×厚さ12cm マッ	ト重さ: 8.1kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
900ショートタイプ CR-777	13-5883-1	00206-000164
サイズ:幅9	0×全長180×厚さ12cm マッ	ト重さ:7.7kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
840タイプ CR-770	13-5880-1	00206-000161
サイズ:幅8	4×全長192×厚さ12cm マッ	ト重さ:7.7kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
840ショートタイプ CR-775	13-5882-1	00206-000163
サイズ:幅8	4×全長180×厚さ12cm マッ	ト重さ:7.3kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円!(3割)	円 円



コープライト

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、さまざまな身体状態の利用者様に適応でき、 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり



リモコン

材質/マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム、インナー保護フィルム:ウレタン、マットカバー:ウレタン合皮 (制菌加工)

商品名 商品番号 商品コード 91cm幅 レギュラー 13-5907-0 00054-000652 マット重さ:11kg サイズ:幅91×全長193×厚さ17cm ---ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負担額 四 (3割) 円 商品番号 商品コード 商品名 91cm幅 ショート 13-5908-0 00054-000654 サイズ:幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ:10.5kg (2割) 円 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 円 (3割) 円 円 商品名 商品番号 商品コード 83cm幅 レギュラー 13-5909-0 00054-000651 サイズ:幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ:10kg —— ご利用者 ∵⊸≈ (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負扣額 円 (3割) 商品コード 商品名 商品番号 83cm幅 ショート 13-5910-0 00054-000653 サイズ: 幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ: 9.5kg ----ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負扣額 円 (3割) 円 円



ハイブリッド 非課税



歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

リフト・

つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、身体状態が悪化または回復に 変化した場合も対応。臀部周辺の圧の可視化が可能です。



移動用



材質/マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム、インナー保護フィルム:ウレタン、マットカバー:ウレタン合皮(制菌加工)

商品コード 商品悉品

100 C	尚の毎ち	間のコート	
91cm幅 レギュラー	13-5916-0	00054-000648	
サイズ:幅91>	〈全長193×厚さ17cm マット	重さ:11.5kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円	
商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅 ショート	13-5917-0	00054-000650	
サイズ:幅91	×全長182×厚さ17cm マット	、重さ:11kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 レギュラー	13-5918-0	00054-000647	
サイズ:幅83>	〈全長193×厚さ17cm マット	重さ:10.5kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 ショート	13-5919-0	00054-000649	
サイズ:幅83	×全長182×厚さ17cm マット	、重さ:10kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額(「割)	円 (3割)	円 円	

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



● 自動体位変換機能



材質/マット:ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム)、カバー:ウレタン合皮消費電力:58W、1日約1.5~5.5円

●オスカーが備えている8つの特性

商品名

体圧分散









ハイブリッド

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全:心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット) (安心: リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 レギュラー	13-5466-1	00054-000137		
サイズ:幅91×	サイズ:幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ:13.5kg			
商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 ショート	13-5468-1	00054-000137		
サイズ:幅91:	×全長182×厚さ17cm マ	'ット重さ:13kg		
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 レギュラー	13-5465-1	00054-000137		
サイズ:幅832	×全長193×厚さ17cm マ	'ット重さ:12kg		
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 ショート	13-5467-1	00054-000137		
サイズ:幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ:11.5kg				
ご利用者 会担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円		



商品名

商品名

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

商品番号

ここちあ利楽 flow (清拭)

パラマウントベッド



材質/エアセル:ポリウレタン100% トップカバー:ポリエステル70%、ポリウレタン30% (抗菌・難燃・防水・透湿) グライドシート生地:ポリエステル100% グライドシートウレタン:ポリウレタン100% (難燃) ボトムカバー:ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) ポンプカバー:ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) チューブ:塩化ビニ ル 100% (抗菌・難燃) カプリング: PC/PBT 樹脂 (難燃) 消費電力:20W

圧切替型 非課税

商品コード

体位 変換器

防止用具

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

91cm幅 レギュラー	— 13-5762-0 00170-		70-001351
サイズ:幅91×	全長192.8×厚さ17cm マッ	∿重さ:12.	9kg
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円月	額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	ī,	商品コード
91cm幅 ミニ	13-5764-0	0017	70-001352
サイズ:幅91×	全長184.5×厚さ17cm マッ	∿重さ:12.	6kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円	目額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	F	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5766-0	0017	70-001353
サイズ:幅83×	全長192.8×厚さ17cm マッ	▶重さ:12.	4kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月	額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号	, i	商品コード
83cm幅 ミニ	13-5767-0	0017	70-001354
サイズ:幅83×	全長184.5×厚さ17cm マッ	▶重さ:12.	2kg
ご利用者 /1 震	(2割)	円月	額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円





材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー: ポ 物質・1 たん・パ アレンフィルムラミス リウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制造・防炎・透湿・伸縮)、ベースシート:(側面・下面) ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ(すべり止め部) ポリウレタンフィルムラミネート加工布 ヘッドアップセンサ: ABS 樹脂 (ケース部) 換気ユニット: ABS 樹脂 (ケース部) 消費電力:8W

商品コード

圧切替型

900タイプ CR-753 13-5754-1 00206-000141 サイズ: 幅90×全長192×厚さ15cm マット重さ: 6.8kg ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負担額 円 四 (3割) 田 商品名 商品番号 商品コード 900ショートタイプ CR-757 13-5756-1 00206-000143 サイズ:幅90×全長180×厚さ15cm マット重さ:6.5kg ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負担額 円 (3割) 商品名 商品番号 商品コード 13-5753-1 00206-000140 840タイプ CR-750 サイズ:幅84×全長192×厚さ15cm マット重さ:6.5kg ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 円 (3割) 円 商品番号 商品名 商品コード 840ショートタイプ CR-755 13-5755-1 00206-000142 マット重さ:6.3kg サイズ:幅84×全長180×厚さ15cm ----ご利用者 : 元本 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割)

円



負扣額



商品名	商品番号	商品コード	
90cm幅 レギュラー	13-5445-1	3-5445-1 00206-00	
サイズ:幅90×全長191×厚	さ17cm マット重さ:8.6kg	消費電	力: 12W、1日約6.9円
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
プラス90cm幅 レギュラー	13-5471-1	00	206-000076

サイズ:幅90×全長191×厚さ17 (足元のみ18) cm マット重さ:9.6kg 材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)

消費電力: (インフィニティ)12V	V、1日約6.9円、(インフィニティプラス)。	40W、1⊟	約27.4円(専用パッド部含)
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円	P.



円 (3割)

商品名	商品番号	商品コード	
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083	
90cm幅 ショート	13-5518-1	00206-000085	
サイズ:幅90×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ:9.1kg (ショート8.5kg)			
商品名	商品番号	商品コード	
84cm幅 レギュラー	13-5517-1	00206-000082	
84cm幅 ショート	13-5520-1	00206-000084	

サイズ:幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ:8.6kg (ショート8.1kg) 材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌) 、カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿) 消費電力:10w、1日約4.8円

ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

ラグーナ

ケープ

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

体位変換器とは

体位変換器 (介護保険法第7条第17項の規定) とは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。解釈通知 (老企第34号通知) 貸与告示第6項に掲げる 「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいいます。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれます。





15分毎に小さな体位変換を繰り返す 「スモールチェンジ機能」 搭載。







使いやすい操作パネルで全ての操作が簡単に行えます。





■スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、 骨盤を中心に対角線上の小 さな体位変換を自動化した システムです。ラグーナは ご利用者にとって身体のず が小さく、違和感のない、 「安心」、「安楽」な環境を提供 します。



●ハイブリッド構造でムレを防止 「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」 が、マットレス内の熱や湿気を排気します。

スモールチェンジの動きが 熱・滋気を選がす

●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。



底づき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、 底づきのリスクを防ぎます。

商品名	商品番号		商品コード
900タイプ レギュラー	14-5603-0		206-000103
サイズ:幅90×	全長192×厚さ13.5cm マッ	ト重さ	: 8.6kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
900タイプ ショート	14-5605-0	00	206-000105
サイズ:幅90×	全長180×厚さ13.5cm マッ	ト重さ	: 8.2kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円	円

材質/カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)

商品名	商品番号		商品コード	
840タイプ レギュラー	14-5602-0	00	206-000102	
サイズ:幅84×	全長192×厚さ13.5cm マッ	ト重さ	: 8.2kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円	
商品名	商品番号		商品コード	
840タイプ ショート	14-5604-0	00	206-000104	
サイズ:幅84×全長180×厚さ13.5cm マット重さ:7.8kg				
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円	

サービスコード/体位変換器 介護給付:171006 予防給付:671006

セロリAタイプ まくら型・セロリBタイプ スネーク型

重さ 2.4


体位変換器としても使える高耐久・マルチ用途・体圧分散式クッション




セロリAタイプ まくら型



セロリBタイプ スネーク型









※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

◆体位変換後も安楽な姿勢を保持

体位変換した姿勢をそのまま保持するために使用することもできます。 特に30度側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。




材質/カバー:ポリエステル クッションビーズ:オレフィン系エラストマー

商品名	商品番号	商品コード
セロリAタイプ (MTYA)	14-5505-1	00054-000112
サイズ	:幅68×奥行32cm 重さ:	2.4kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
セロリBタイプ (MTYB)	14-5506-1	00054-000113
サイズ	: 幅141×奥行23cm 重さ:	: 3.1kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円

ナーセントパットA 3点セット

アイ・ソネックス

身体に簡単に差し込むことができ、介護する方の負担を軽減します。



商品名	商品番号		商品コード	
ナーセントパットA	14-0401-1	-1 00149-0000°		
材質/カバー:ポリエステル 100%、裏面撥水加工、パット:高密度特殊ウレタン				
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円	

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

体位

変換器

床ずれ 防止用具

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

重さ 1.75 kg

販売品

情報

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。 ※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。



認知症老人徘徊感知機器

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 感知機器

手すり

歩行 補助杖

-・受信機の選び方

こ利用者様にあつにセンザーを選択くたさい				
	床マット	ベッドマット	超音波・赤外線	開閉 ※本カタログには掲載はございません。
報知	床マットを踏む	ベッドから起き上がる	センサーの照射範囲に入る	ドア等を開閉する
設置例				
	ベッドからの移動時の転倒予防に 役立ちます。	突然起き上がって、医療器具を外されてしまう といった、 事故防止にも役立ちます。	設置しても目立つことがなく、 使用範囲の制限がありません。	ご利用者様の生活圏を制限せず、事故リスク のある範囲でセンサーを設置できます。
への助者に全った 恐信 方 注 を 選 切 ノ だ さ 」 、				

介助者に合った受信方法を選択ください

携帯型受信機を持ち込んだ場所で通知

特定の場所で通知 **【**')) おじいちゃんが 外に出てますよ!

建物外 別居や外出時にも スマートフォンや 携帯電話で受信 ※介護保険対象外です。
※本カタログには掲載はございません。



歩行器

車椅子・

スロープ

移動用

リフト・ つり具

介護保険

購入

対象品

車椅子 付属品

家族コール3

建物内

室内にいるご家族にも

徘徊を诵知

テクノスジャパン

3A メロディチャイム 床に足を着くと、メロディチャイムで知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



3B メロディチャイム 起き上がると、メロディチャイムで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



3C メロディチャイム 照射範囲に入ると、メロディチャイムで知らせます。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



販売品

情報

商品名	商品番号	商品コード
3A・メロディチャイム	01-0484-1	00318-000146
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1837)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
3B・メロディチャイム	01-0485-1	00318-000147
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
3C・メロディチャイム(自在クランプ)	01-0486-1	00318-000148
3C・メロディチャイム (固定スタンド)	01-0487-1	00318-000148
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円

3A スマート 床に足を着くと、スマート K で知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



3B スマート 起き上がると、スマート K で知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



3C スマート 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



商品名	商品番号	商品コード
3A・スマート	01-0488-1	00318-000150
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
3B・スマート	01-0489-1	00318-000151
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円 月額レンタル料金
られた日本 (1割) 負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
3C・スマート(自在クランプ)	01-0490-1	00318-000152
3C・スマート(固定スタンド)	01-0491-1	00318-000152
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円 月額レンタル料金
られた日本 (1割) 負担額	円 (3割)	円 円

家族コール4 ポータブル

テクノスジャパン

4Aポータブル

床に足を着くと、ポータブル受信器で知らせます。


ひとり歩きが心配な人、仕組みがわかりやすく、 最も広く使用されているセンサーです。





コンソール





商品名	商品番号	商品コード
4A・ポータブル	01-0841-1	00318-000207
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	д д

4Bポータブル

起き上がると、ポータブル受信器で知らせます。

動きが速い、下肢の筋力が低下している等、 最も早めの報知が必要な人。









コンソール

ポータブル受信器2K

80




商品名	商品番号		商品コード
4B・ポータブル	01-0842-1	00	318-000209
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円

4Cポータブル

赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

設置場所が自在に変えられるので、 対象者の状況に合わせて、報知のタイミングを調整できます。













固定スタンド

ポータブル受信器



超音波・赤外線センサーK (自在クランプ) (固定スタンド)



ポータブル受信器2K

問而名	間面金亏	日間コート
4C・ポータブル (自在クランプ)	01-0844-1	00318-000210
商品名	商品番号	商品コード
4C・ポータブル (固定スタンド)	01-0843-1	00318-000210
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

さまざまな生活シーンに対応する、 「福祉用具」をご用意しております。

手すりは、手や腕を乗せたり握ったりすることで、 体重を支えてバランスを確保するためのものです。 立ち上がりや歩行時はもちろん、寝返りや座位の保持、 姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。 手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方(押す/引く)などを

十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。

使用目的··· ^{段差解消}













玄 関

あがりかまちでの昇り降り









バディーI L型サイドバー90







あがりかまち用 たちあっぷステップ台無し





あがりかまち用 たちあっぷ

短い距離の歩行





たよレールSOTOE 片手すり連続

家屋周辺の段差解消





ケアスロープ (スロープのページをご参照下さい。)

大きな段差の昇り降り




車椅子用電動昇降機 (移動用リフトのページをご参照下さい。)

布団での離床





よかレール サイドタイプ PJ01-AL







サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007





よかレール ロングタイプ PJ01-BL

バディート

サイドバー

よかレール センタータイプ PJ01-AS

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

エコ段差スロープN

(スロープのページをご参照下さい。)



よかレール

↑ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から 回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

※使用例の商品はマット付 (オプション)









高さが70~86cmで、4cm刻み (70/74/78/82/86cm) 5段階の調整ができ、 横手すりを4本配置しているので、幅広い体格の方、様々な使い方に対応できます。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり



33.5

25.5

70 86

(5段階)

重さ 13.5 kg

ご利用者 (1割)

ご利用者 (1割)

負担額

商品名

ロングタイプ PJ01-BL



センタータイプ PJ01-AS

コーナータイプ PJ01-CS

円

円

円

円

月額レンタル料金

月額レンタル料金

商品コード

00631-000724





サイドタイプ PJ01-AL

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



握り手直径:3.2cm 重さ:13.5kg (2割)

円 (3割)

商品番号

27-8148-1

握り手直径:3.2cm 重さ:17.5kg

(2割)

円 (3割)

円

円

円







商品名	商品番号	商品コード
ストッパー PJ01-T1(2個1組)	27-8150-1	00631-000758
'	重さ:0.7kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
よかオモシ PJ01W-5Z	27-8284-1	00631-000764
	重さ: 5.0kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
連結バー (レギュラー) PJ01E-R1	27-8288-1	00631-000798
	重さ: 2.0kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
連結バー(ロング) PJ01E-L1	27-8290-1	00631-000799
	重さ: 2.4kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

付属品







月額レンタル料金

(2割)

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スローブ

移動用 リフト・ つり具

月額レンタル料金

(2割)

介護保険 購入 対象品

販売品



バディーI/バディーI(Y)

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり。 部屋の壁(端)や角(隅)にぴったり付けた複数本連結も可能。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

商品名



商品コード

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

バディー I 十字型	27-6323-1	00054-000054				
手す	手すり部直径:3.65cm 重さ:7.5kg					
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI I型	27-6562-1	00054-000054				
手す	「り部直径:3.65cm 重さ:7.7	1kg				
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI新I型	27-7835-1	00054-000054				
手す	「り部直径:3.65cm 重さ:7.	1kg				
商品名	商品番号 商品コード					
バディーI 丸型	バディー I 丸型 27-6561-1					
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.	8kg				
商品名	商品番号	商品コード				
バディー I 丸型S	27-7837-1	00054-000054				
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.	5kg				
商品名	商品番号 商品コード					
バディー! 小型丸型	バディー I 小型丸型 27-6600-1					
手すり部直径:3.65cm 重さ:6.4kg						
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金				
負担額 (「剖)	円 (3割)	円 円				

商品番号











梁をしっかりとつか まえる安定感抜群 の標準ストッパー。 設置場所に制限が ない場合に。

丸型ストッパーS

部屋の隅に設置す る場合に。必ず梁 のある場所へ設置 してください。

|型/新|型ストッパー



壁際に寄せて設置 する場合に。必ず 梁のある場所へ設 置してください。




トイレなど狭い場 所の天井で使うと きの隅(角)専用 ストッパーです。

丸型ストッパー



天井の隅(角)に 寄せて設置する 場合に。



浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

商品番号		商品コード			
バディーI(Y) 十字型	バディーI(Y) 十字型 27-7832-1				
手す	り部直径:3.65cm 重さ:7.	1kg			
商品名	商品番号	商品コード			
バディーI(Y) I型	27-7834-1	00054-000054			
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.6	5kg			
商品名	商品番号	商品コード			
バディーI(Y) 新 I 型	ディーI(Y) 新 I 型 27-7836-1				
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.0	6kg			
商品名	商品番号	商品コード			
バディーI(Y) 丸型 27-7833-1		00054-000054			
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.0	Okg			
商品名	商品番号	商品コード			
バディーI(Y) 丸型S	27-7838-1	00054-000054			
手す	手すり部直径:3.65cm 重さ:5.7kg				
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金			
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円			

丸型サイドパーは必ずパディー I の下部に丸型ストッパーを使用してください。 ただし本体がパディー I (Y)の場合は不要です。

゙サイドバー/丸型サイドバー/立位保持パッド/丸型ストッパ-

商品番号

27-6325-1

サイズ:幅 26×高さ 19.5cm 重さ: 0.65kg (2割)

円 (3割)

商品番号


27-6364-1

サイズ:幅15×高さ28cm 重さ:1.5kg

円 (3割)

(2割)

モルテン





商品コード

00054-000055

商品コード

00054-000064

円

月額レンタル料金

円





立位保持パッド 丸型ストッパー

商品名	商品番号		商品コード	
立位保持パッド	27-6384-1		054-000067	
	サイズ:長さ50cm 重さ:0.5kg	5		
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (T部)	円 (3割)	円	円	
商品名	商品番号	商品コード		
丸型ストッパー	27-6347-1		054-000061	
サイズ: 直径 25cm 重さ: 0.7kg				
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (T剖)	円 (3割)	円	円	

L型サイドバー

商品名

サイドバー


商品名

丸型サイドバー

ご利用者 こ (1割) 負扣額

ご利用者 負担額 (1割)

モルテン



L型サイドバー90 段差の目安:10cm以下

L型サイドバー45 段差の目安:10~36cm






L型サイドパーは必ずパディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。 ただし本体がパディーI (Y) の場合は不要です。

商品	8	商品番号		商品コード	
L型サイドバー90 27-		6365-1	00054-000065		
段差:10cm 以下にぎり手直径:3.5cm 重さ:3.1kg					
ご利用者 負担額 (1割)		円	(2割)	円	月額レンタル料金 円
商品名商品番号		i品番号	商品コード		
L型サイドバー45 27		27-0	5366-1	00	0054-000066
段差: 10 ~ 36cm にぎり手直径: 3.5cm 重さ: 3.5kg					
ご利用者 (1割)			(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1割)		円	(3割)	円	円

クロスバー

モルテン

廊下など長い距離の歩行をサポート



●何本つないでも、 段差のない連結 (高さが同一)が 可能。







商品名	商品番号	商品コード
固定式 1.2m	27-6344-1	00054-000340
固定式 1.6m	27-6345-1	00054-000341
固定式 2.0m	27-6346-1	00054-000342
	直径:3.5cm	
-NT1 CD -W	/つ虫(1)	m 日類レンタル料全

	□圧・3.30Ⅲ			
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	円 (3割)	円		
商品名	商品番号	商品コード		
跳ね上げ式 1.2m	27-6326-1	00054-000334		
跳ね上げ式 1.6m	27-6343-1	00054-000335		
跳ね上げ式 2.0m	27-6327-1	00054-000336		
直径:3.5cm				
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円		

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



基本セットT型

床ずれ 防止用具

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ 基本セット丸型

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

190

270

170



190

270

170

上部の張力確認が見やすく なり、より安全な取り付け ができるようになりました。



天井部のベースが長くなっ ており、比較的強度が弱い 天井に使用します。



直径 28.2



ベスポジ-e 基本セット ベスポジ-e 商品名 基本セット 丸型 円型手すり 商品番号 商品コード 商品番号 商品コード 00254-000052 27-6925-1 00254-000131 27-6847-1 商品名 角型手すり 基本セット T型 商品番号 商品番号 商品コード 商品コード 27-6846-1 00254-000051 27-6926-1 00254-000132 手すり部直径: 4.5cm 天井ベース直径: 20cm (丸型) 幅 60×奥行 12cm (T型) 手すりをオフセットさせたり横位置にして使用できます。 ご利用者 (1割) ご利用者 (1割) 負担額 円 円 円 月額レンタル (2割) 円 月額レンタル 円 料金 円 (3割) 円 料金 円

車椅子・


車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

ベスポジ-e

サ	サイズ				
ウェーフ	ウェーブ型手すり				
商品番号	商品コード				
27-6924-1	00254-000130				
Ħ	サイズ				
ウェーブ型	手すりロング				
商品番号	商品コード				
27-6927-1	00254-000133				
ご利用者					
負担額 (1割)	円				
(2割)	円				
(3割)	円				
月額レンタル	月額レンタル				
料金					




負担額

(2割)

(3割)

ベスポジ-e


サイズ				
 D型手すり				
商品番号 商品コード				
27-7859-1 00254-000369				
サイズ				
b型手すりロング				
商品番号	商品コード			
27-7858-1	00254-000368			
ご利用者 負担額 (1割) 円				
(2割) (3割)				
月額レンタル 料金	円			



介護保険 購入 対象品

販売品

情報



システム木手すり 固定セット



システム木手 [・]	すり固定セット	システム木手	すり曲げセット	
サイズ		サイズ		
60cm		60cm		
商品番号	商品コード	商品番号	商品コード	
27-6931-1	00254-000113	27-6934-1	00254-000114	
リ	イズ	IJ	イズ	
90)cm	90)cm	
商品番号	商品コード	商品番号	商品コード	
27-6932-1	00254-000062	27-6935-1	00254-000063	
サイズ		サイズ		
12	0cm	120cm		
商品番号	商品コード	商品番号	商品コード	
27-6933-1	00254-000117	27-6936-1	00254-000118	
ご利用者 負担額 ^(1割)		円		
(2割)	円 月額レンタル			
(3割)	円料金	円		

システム木手すり 跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット

サイズ			
60)cm		
商品番号	商品コード		
27-6937-1	00254-000115		
IJ	イズ		
90)cm		
商品番号	商品コード		
27-6938-1 00254-000064			
Ħ	イズ		
12	0cm		
商品番号	商品コード		
27-6939-1	00254-000119		
ご利用者 負担額 ^(1割)			

円 月額レンタル

円 料金

(2割)

(3割)

システム木手すり 取り外しセット

システム木手すり取り外しセット

サイズ		
60	cm	
商品番号	商品コード	
27-6940-1	00254-000116	
th-	イズ	
90	cm	
商品番号	商品コード	
27-6941-1	00254-000065	
サイズ		
120	Ocm	
商品番号	商品コード	
27-6942-1	00254-000120	
円		
円		



レバーが伸ばせることにより

ロックがより容易になりました。

商品名	商品番号		商品コード	
丸ベース レギュラー	27-8259-1	002	254-000410	
手すり部	直径:4.5cm 天井ベース直径	: 18cm	1	
ご利用者(4.世)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円	
商品名	商品番号	商品コード		
丸ベース ショート 27-8296-1		00254-000412		
手すり部直径: 4.5cm 天井ベース直径: 18cm				
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円	
商品名	商品番号		商品コード	
丸ベース ロング	丸ベース ロング 27-8297-1		254-000414	
手すり部直径:4.5cm 天井ベース直径:18cm				
ご利用者(4 歳以)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円	

垂直器は可動・

取り外しもできます。







床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



-ツ スモールタイプ

モルテン

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

手すり 60・65・70



手すり 60・65・70

立ち上がりしやすい 手すり位置



トイレ 立ち座り

トイレで立つ・座るの動作 簡単な清掃で 常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ (片手すり仕様)	27-6801-1	00054-000216
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ(両手すり仕様)	27-6832-1	00054-000217
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

安寿洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

片手すり

46

重さ 14.3 kg

アロン化成

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具





両手すり

取り付け可能な温	水洗浄便座付の便器
操作盤の長さが25cm以下の場合	操作盤の長さが25cm以上の場合
上面図 側面図	上面図 側面図
25cm 以下 28cm 以上	25cm 以上 30cm 以上 26cm以下
取り付け可	J能な洋式便器
(A) 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に	取り付け可能。

- (A) は床から20cmの高さの便器の最大幅)

ř	
•	
	20cm

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

問品名	問品金亏	間品コート
木製ひじ掛けタイプ	27-6625-1	00221-000450
サイズ:幅66×奥行55c	m ひじ掛け高さ:55~70cm	ひじ掛け長さ:40cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円

じ掛けタイプ	27-6625-1	00	221-000450	プラスチック製ひじ掛けタイプ	27-6	626-1	00
ズ:幅66×奥行55cm	ひじ掛け高さ:55~70cm	ひじ	掛け長さ:40cm	サイズ:幅66×奥行55cm	ひじ掛け高	話さ:55~70cm	ひじ掛
(1割)	(2割) 円 (3割)	円円	月額レンタル料金	ご利用者 (1割) 負担額	円	(2割)	円円

立ち座り

トイレ

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

パナソニックエイジフリ・

8.5



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方に スライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。

商品名	商品番号		商品コード
洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)	27-6633-1	00	0980-000191
サイズ:幅65×奥行45cm	ひじ掛け高さ:58~74cm	(9段階)	ひじ掛け長さ:33cm
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円	月額レンタル料金
ご利用者 負担額	円 (3割)	円	円

問品名	問品番号		間記コード
プラスチック製ひじ掛けタイプ	27-6626-1	002	21-000451
サイズ:幅66×奥行55cr	n ひじ掛け高さ:55~70	Ocm ひじ掛け	長さ: 40.5cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円



ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

商品名	商品番号		商品コード
安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ	27-0302-1	00	221-000054
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	A

●コンパクトに設置でき、日常動作に安心を

端面保護カバーとマットの高さを揃えました。

●使用者に優しい設計

商品名 BS小路

___ ご利用者 この転 (1割)

負扣額

コンパクトな手すりのため、場所を取らず、住環境を広く使え、転倒 防止に繋がります。シックな色調で、落ち着いた雰囲気を演出します。

床からの段差・傾斜を最小限にし、つまずきにくさを追求しました。

商品番号

27-7862-1

手すり部直径: 3.2cm

(2割)

円 (3割)

- 滑り止めマット _{「端面保護力}バー

円

円

商品コード

01235-000250

月額レンタル料金

※片手すりもあります。

00055-000108

円

円

月額レンタル料金

円

円

玄関 歩行

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

BS小路

シコク

設置が難しい小さな玄関にもスペースを気にせず設置できます。













床ずれ 防止用具

ベッド・

ベッド 付属品

認知症

歩行

車椅子・ 車椅子

> 移動用 リフト・ つり具

介護保険

情報









体位 変換器





補助杖

歩行器

付属品

スロープ

購入 対象品

販売品

手すり 80~85 重さ 31.8 あがりかまち 対応高さ 18



片手すり CKE-04

ご利用者 負担額 (1割)

予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な 状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

あがりかまちに置くだけで手すりが完成します。

内寸51

商品名	商品番号	商品コード
両手すり CKE-01-1	27-6538-1	00055-000109
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (103)	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり CKE-02-1	27-6539-1	00055-000110
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T剖)	円 (3割)	円 円

手すり

80~85

あがりかまち

対応高さ

あがりかまち用たちあっぷ

内寸51

矢崎化工

重さ 32.8

CKE-01-1

78

27-6536-1

円 (3割)

(2割)



マツホ

たよレールSOTOE/たよレールSOTOE スリム型

・ 予測できない行動をとられる利用者 (認知症など) や、 自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、 使用をお控えください。







月額レンタル料金

01265-000252

01265-000252

商品コード

01265-000252

商品コード

01265-000306

月額レンタル料金

月額レンタル料金

商品コード

01265-000253

01265-000253

商品コード

01265-000253

商品コード

01265-000311

月額レンタル料金

円

商品コード



手すりをプレート中央に 内寸 55.6 設置すれば 左・右どちらでも 80 体位 利き手で使用できます。 85 変換器 90

商品名

片手すり(BZK-01(N))

商品名

片手すりト型570~700(BZK-01S(N))

商品名

片手すりト型700~900(BZK-01S(N))

片手すり連続1200~1600(BZK-01W(N))

片手すり BZK-03S (N)

----ご利用者 ---- (1割)

負担額

----ご利用者 (1割)

負担額

手すりをプレート中央に設置すれば 片手すりト型 た・おどちらでも

伸縮式手すり (寸法は芯々) ①57~70 ②70~90 ③90~120 .④120~160 80

負担額

内寸 55.6

①57~70 ②70~90 ③90~120 @120~160

認知症 老人徘徊 感知機器

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

手すり

たよレールSOTOE 33.8

80 . 85 90

商品番号

27-7387-1

幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約17.8kg

(2割)

円 (3割)

商品番号

27-7389-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.3kg 商品番号

27-7390-1

重さ 約19.5 約19.3 約19.8) 約20.3 片手すり R7K-01S (N)

商品コード

01265-000248

01265-000250

01265-000250

商品コード

月額レンタル料金

田

75 80 85 90

商品名

両手すり(BZK-02(N))

商品名

両手すりト型570~700(BZK-02S(N))

商品名

両手すりト型700~900(BZK-02S(N))

商品名

両手すりト型900~1200(BZK-02S(N))

商品名

両手すりト型1200~1600(BZK-02S(N))

商品名

両手すり連続570~700(BZK-02W(N))

両手すり連続700~900(BZK-02W(N))

商品名

両手すり連続900~1200(BZK-02W(N))

商品名

両手すり連続1200~1600(BZK-02W(N))

(1割)

----ご利用者 (1割)

負扣額

負扣額

ご利用者 (1割)

---ご利用者 (1割)

幅80×高さ 75

幅80×高さ 75・

幅80×高さ 75・

両手すり BZK-02W(N) 商品番号

幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.6kg

(2割)

円 (3割)

商品番号

27-7392-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約23.6kg

商品番号

27-7393-1

·80 · 85 · 90 cm

27-7394-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約24.6kg

(2割)

商品番号

27-8223-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約25.6kg

(2割)

円 (3割)

商品番号

27-7398-1

商品番号

27-7399-1

商品番号

27-7400-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約45.2kg

(2割)

商品番号

27-8225-1

幅80×高さ75・80・85・90 cm 重さ:約46.2kg

(2割)

円 (3割)

円 (3割)

80·85·90 cm 重さ:約44.2kg

80·85·90 cm 重さ:約44.6kg

円 (3割)

商品番号

80 85 90 商品コード 01265-000251 27-7388-1

田

円

: 約24kg

円

円

田

円

円

円

田

円

両手すり連続

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.5kg 商品コード 商品名 商品番号 片手すりト型900~1200(BZK-01S(N)) 01265-000250 27-7391-1 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.8kg ___ ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 円 (3割) 円 円 商品名 商品番号 商品コード 27-8222-1 01265-000304 片手すりト型1200~1600(BZK-01S(N)) 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.3kg ---ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 円 円 円 (3割) 商品名 商品番号 商品コード 片手すり連続570~700(BZK-01W(N)) 27-7395-1 01265-000249 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約37.1kg 商品番号 片手すり連続700~900(BZK-01W(N)) 27-7396-1 01265-000249 幅80×高さ75・80・85・90 cm 重さ: 約37.3kg 商品名 商品番号 商品コード 片手すり連続900~1200(BZK-01W(N)) 27-7397-1 01265-000249 幅80×高さ75・80・85・90 cm 重さ:約37.6kg ---ご利用者 (1割) (2割) 田 円 (3割) 円 円 商品番号 商品コード 商品名

円 (3割)	円
たよレールSOTOE	スリム型

80

157~70 270~90 390~120 4120~16

17.8

80

85

90

1

27-8224-1

幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約38.1kg

(2割)

手すりをプレート中央に設置すれば

01265-000310

月額レンタル料金

田

設置・連結時の注意事項●

・スリム型は単体でのご使用はできません。 ・スリム型のみでの連結設置はしないでください。 必ず標準型を1台含んで連結を行ってください。 2連結の場合、スリム型手すりとわたレールEKに

角度をつけないでください。(片手すり・両手すり共通) 3連結以上の片手すりの場合、端部のスリム型手すりと わたレールEKに角度をつけないでください。

両手すり BZK-04S (N)



販売品

介護保険

購入

対象品

問品名	岡品金写	間品コート
スリム型片手すりト型570~700(BZK-03S(N))	27-7512-1	01265-000260
幅80×高さ	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約16.2kg
商品名	商品番号	商品コード
スリム型片手すりト型700~900(BZK-03S(N))	27-7513-1	01265-000260
幅80×高さ	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約16.4kg
商品名	商品番号	商品コード
スリム型片手すりト型900~1200(BZK-03S(N))	27-7514-1	01265-000260
ご利用者(4 虚型)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
スリム型片手すりト型1200~1600(BZK-03S(N))	27-8226-1	01265-000307
幅80×高	さ75・80・85・90 ㎝ 重さ:	約17.2kg
ご利用者(4 ぬり)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円

商品名	商品番号	商品コード
スリム型両手すりト型570~700(BZK-04S(N))	27-7515-1	01265-000262
幅80×高さ	さ75・80・85・90㎝ 重さ:	約20.1kg
商品名	商品番号	商品コード
スリム型両手すりト型700~900(BZK-04S(N))	27-7516-1	01265-000262
幅80×高さ	575・80・85・90㎝ 重さ:	約20.5kg
商品名	商品番号	商品コード
スリム型両手すりト型900~1200(BZK-04S(N))	27-7517-1	01265-000262
幅80×高さ	さ75・80・85・90 cm 重さ:	: 約21.1kg
ご利用者 /4 虚以	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
スリム型両手すりト型1200~1600(BZK-04S(N))	27-8227-1	01265-000309
幅80×高さ	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約22.1kg
ご利用者 /1 劇!	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

たよレールSOTOE ロング型

・ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な 状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋外 屋内 玄関 歩行





お出かけ安心、置くだけ手すりのロングタイプ







※組み合わせ例







※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

商品名	商品番号		商品コード
BZK-05(N)	27-8525-1	3525-1 01265-00031	
幅80×奥行50	×高さ 75・80・85・90 cm 🏻	重さ:約	121.3kg
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円: (3割)	円	円

アットグリップ AT-C-930T/AT-C-930





45cmの段差まで 対応可能です。



玄関 段差解消 歩行 立ち座り 立位保持

左右に45度ずつ首振りできますの で使いやすい場所に設置できます。

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、設置の簡単な揺え置き式」で対応できます。 *0*0

	問品名	問品番号	マート 高品 コード
	両手すり(AT-C-930T)	27-6824-1	00221-000501
	幅 80×奥行	163×高さ 75・80・85 cm 重	重さ:約48kg
	ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
_	商品名	商品番号	商品コード
	片手すり(AT-C-930)	27-6808-1	00221-000500
	幅 80×奥行	163×高さ 75・80・85 cm 重	重さ:約39kg
	ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	負担額 (「剖)	円 (3割)	円 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

歩行補助杖の種類

参考元:一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本基本動作編」



介護保険貸与対象

介護保険貸与対象外

杖の役割・使い方


参考元:一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本基本動作編」


免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、体を支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。






支持面積


3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「二」「イチ」「二」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。 そこで杖を使って、「イチ」「二」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行を サポートします。


二拍子のリズム イチ♪ ニ♪ 患側の足 健側の足







力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押して使用します。杖を使用することで足を出すリズムが 「チ」 (杖)、ニ 、、ザン)の三拍子になります。



床ずれ

体位

変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子

付属品

防止用具





支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点式。四点できちんと接地し、 坂道などでも使用可能です。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
カーボン柄グレー	24-5510-0	00576-000033
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円







	•	
商品名	商品番号	商品コード
テトラ·ケイン(青墨)S	24-5449-0	01105-000001
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
テトラ·ケイン(青墨)M	24-5450-0	01105-000028
材質:(杖) マグネ	シウム合金 (石突キャップ・グリ	ップ)エラストマー
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円



身長の高い	身長の高い方にも使いですい長めのサイス。左右両用。				
i	商品名	商品番号		商品コード	
CN	1S-40S	24-5303-0	00	066-000222	
ご利用者 (負担額	1 史川	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額	l 해 <i>)</i>	円 (3割)	円	円	



(2割)

円 (3割)

ご利用者 負担額 (1割)



折りたたみ時:全幅41.5~44×奥行7×全高78~90.5cm

円 (3割)

(2割)

円 月額レンタル料金

円

___ ご利用者 (1割)

負扣額

月額レンタル料金

円

円

スロープ 移動用 リフト・ つり具 介護保険 購入 対象品 販売品 情報

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

舌

定

型

キャスター付き

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

歩行器の使い方







式

② 左アームを 前に出します。

交

互



③右足を 前に出します。



④左足を 前に出します





⑤右アームを 前に出します。



⑥左足を 前に出します。




⑦右足を 前に出します



②~⑦を繰り返します。

①歩行器を 前に出します。





③体を前方に

移動します。

歩行車

馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて 体を支えながら歩くことができます



四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます







体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



エール

日本ケアサプライ

33

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

ハッピーミニ(ミルクティーベージュ)

ご利用者 (1割)

負扣額



商品コード 00614-000019 折りたたみ時:幅52.3×奥行41.2×高さ88.7 キャスター:約8インチ 袋サイズ:幅30×奥行20×高さ16cm ----ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円 (3割) 円

78.4

夕暮れ時にも安心な 折りたたみ時に活躍 バスケットつきで お出かけに便利な 反射板つき ロック用フック 荷物が増えても安心 杖立てつき 商品番号 商品コード エールM (シャルドネ) 23-6175-1 00614-000020 折りたたみ時:幅58.3×奥行40.6×高さ97.7 キャスター:約8インチ 袋サイズ:幅30×奥行20×高さ16cm ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負扣類 円 (3割) 円 円

面で止める

剛性を高めた

六角フレーム

6.8

エールS 重さ 7.3 kg エールM

安全・便利な機能をそろえたグリーンケアオリジナル歩行器

軽い力で操作できる ブレーキ

77.3

86.5

(4段階)

傾斜のついた

握りやすいグリップ

補助杖 シンフォニーSPスリム 島製作所 歩行器 77.5 86.5 (4段階) 車椅子・ 座面 車椅子 高さ 44 付属品 オレンジ/ BR 花柄紺







23-5747-1

折りたたみ時: 幅50× 奥行39.5× 高さ85~93 cm キャスター: 約7インチ カゴサイズ:幅 33× 奥行 19× 高さ 10 c m

(2割)

円 (3割)

00110-000103

月額レンタル料金

円



サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009



小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード			
テイコブリトルスリム(ネイビー)	23-6001-1	00030-000163			
折りたたみ時:幅47×奥行35×高さ72cm 袋サイズ:幅30×奥行12×高さ34cm キャスター:6インチ					
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金			
負担額 (1 ^{回)}	円 (3割)	д д			



ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトル (チェックブルー)	23-5738-1	00030-000099
テイコブリトル (ブラック)	23-5739-1	00030-000099
折りたたみ時:幅52×奥行40	×高さ73cm キャスター:前	輪約7インチ、後輪約6インチ

袋サイズ:幅32×奥行12×高さ26cm 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 円 (2割) 円 円 円 (3割)



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行車です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

37

	商品名	商品番号	商品コード		
テイコブリトルハイⅡ(チェックブラック)		23-6145-1	00030-000173		
	折りたたみ時:幅52×奥行37×高さ81.5cm キャスター:約6インチ				
	袋サイズ:幅 32 ×奥行 16 ×高さ 33cm				
	ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
	ご利用者 (1割) 負担額	円 (3割)	円 円		

テイコブリトルハイ HSO5H 幸和製作所 74~92(7段階 81.5 37

軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード		
テイコブリトルハイ(チェックブラウン)	23-5836-1	00030-000143		
折りたたみ時:幅52×奥行37×高さ81.5cm キャスター:6インチ				
袋サイズ:幅 32× 奥行 16× 高さ 33cm				
ご利用者 /1 朝)	(2割)	円 月額レンタル料金		

	E 7 174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 550	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「部)	円 (3割)	円	円





(2割)

円 (3割)

ご利用者 (1割)

負担額

ベッド・

ベッド 付属品

床ずれ

防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

月額レンタル料金

円

円





体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

リトルターン アロン化成 __ 6.5 67 ~ 74.5 (4 段階) 74 86 48

ロータイプ	1917 48 65	74~86
商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	23-5967-1	00221-000457
折りたたみ時:幅26×奥行65×高さ67	'~74.5cm 袋サイズ:幅29×奥行16×	く高さ28cm キャスター:約7.8インチ
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	23-5966-1	00221-000456
折りたたみ時:幅26×奥行65×高さ7	4~86cm 袋サイズ:幅29×奥行16×	高さ28cm キャスター:約7.8インチ
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

パナソニックエイジフリー



くらしサポート歩行車 スムーディ買物用カウサポ



6.3

積載可能カゴ寸法:奥行33cm~ 45cm 幅21cm~27cm 上記寸法を下回るカゴやカゴ以外の 物を載せた場合、固定機能がないカゴ 載せシートが閉じてしまい、載せた荷 物が落下する等の事故に繋がる可能性がありますのでご留意ください。

散歩からショッピングまで地域での暮らしをひろげます。

商品名	商品番号		商品コード
スムーディ買物用カウサポ	23-6887-1	00	980-000440
折りたたみ時:幅52×奥行4	4.5×高さ81~98cm キャスタ・	一:前	輪18cm・後輪15cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円





最小旋回径が77.4cmと小さいため、家の狭い廊下でも小回りが利きます。

商品名	商品番号	商品コード
リトルターンZ	23-6706-1	00221-000624
10		

折りたたみ時:幅39×奥行62.5×高さ95~115cm キャスター:前輪約8インチ、後輪約6インチ

袋サイズ:幅29×奥行12×高さ19cm					
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金		
ご利用者 負担額	円 (3割)	円	円		

歩行車ラビットライト WR-7-MG/WR-10-MG



10,00.	1000 m 2		
WR-7-MG	23-6979-0	01	009-000051
折りたたみ時:幅49×	奥行41×高さ91cm キャスタ-	-:前軸	侖・後輪7インチ
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号		商品コード
WR-10-MG	23-6978-0	01	009-000049
折りたたみ時:幅49×奥行	41×高さ91cm キャスター:前	論10イ	ンチ・後輪7インチ
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円田	月額レンタル料金 円



ナブテスコ 39		屋内屋外コンパルリハモ
82 110 (10段階) 54.5 コンパルリハモ 65	78 100 高さ (10 段階) 47.5	39.5 8.9 8.9 ア0.5
上肢や体幹が不安定な方でも身体を 前腕支持タイプの歩行器です。 抑速		安定で前腕支持が必要な方に。。
商品名	商品番号	商品コード
コンパルリハモ(リッチクリーム)	23-5996-0	00025-000024
折りたたみ時:幅54.5×奥行40×高さ	585cm キャスター:約8インチ 袋	サイズ:幅32×奥行17×高さ18cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	で 商品コード
コンパル (シャンパンゴールド)	23-5885-0	00025-000022
<u> </u>		袋サイズ: 幅33×奥行14×高さ18cm
二"利田老	(2割)	円 月額レンタル料金
られた 負担額 (1割)	円 (3割)	円 円



折りたたみ時: 幅48×奥行40×高さ83.5 キャスター: 前輪約20cm、後輪約15cm 袋サイズ:幅27.5×奥行27×高さ18.5cm

> (2割) 円 (3割)

ご利用者 負担額 (1割)

円

円

月額レンタル料金



ご自宅での暮らしの安心と生活範囲をひろげます

商品名		商品番号			商品コード		
スムーディ室内用	カジサポ	23-6888-1		00980-000441			
折りたたみ時:幅51×奥行39×高さ77~94cm キャスター:前輪17cm 後輪17cm							
ご利用者 負担額 (1割)		(2割)		円	月額レンタル料金	È	
負担額 (T剖)		四 (3割)		Д		田	



00125-000087 アルコーSK型mini 23-6379-0 キャスター: 約4インチ ___ ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 (3割) 円



狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。抵抗器付により歩行速度が調整可能です。

商品名		商品番号		商品コード			
アルコー1G-T型			23-5534-0		00125-000021		
	折りたたみ時:	幅 22× 奥征	〒57× 高さ	$87.5\sim107.5\mathrm{cm}$	1 キャ	スター:約 4 インチ	
	ご利用者 負担額 (1割)			(2割)	円	月額レンタル料金	
	負担額 (T部)		円	(3割)	円		円



ベッド下部に脚部が入り、歩行器を手前に寄せて立ち座りができます。

商品名	商品番号	商品コード		
アルコーDX	23-0613-0	00125-000007		
折りたたみ時:幅 22× 奥	m キャスター:4インチ			
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円		

室内用歩行車 トレウォークスリム 非課税 日進医療器 85 105 (無段階)

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。 高口釆旦

1900-0	同の母与		
トレウォークスリム	23-5782-0	001	75-000283
キャスター:前輪約6インチ、後輪約4インチ			
ご利用者 /1 畑)	(2割)	円	月額レンタル料金
ご利用者 (1割) 負担額	円 (3割)	円	円





小回りのきく、6輪歩行器。一歩前に出るための安心で頼れるアイテム。

商品名	商品番号	商品コード
SM-40	23-0150-0	00066-000150
折りたたみ時:幅25.7×奥	cm キャスター:4インチ	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (I刮)	円 (3割)	円 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

キャスター付きコンパクト歩行器 c2021CR





幅の小さなタイプですので、小柄な方や狭い空間でも使いやすいサイズで す。後脚は荷重がかかるとストッパーが作動する安心設計。

商品名 商品番号 商品コード C2021CR 23-0520-0 00428-000018 折りたたみ時:幅53×奥行15×高さ79(最小)cm キャスター:3インチ 円 月額レンタル料金 __ ご利用者 (1割) (2割) 円 (3割)

<u>,</u>	736802	, , , , , ₁ , ,	円

交互歩行器 c2023 非課税 アクションジャパン





商品コード

歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。持ち上げる力の弱い方で も操作できます。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。 商品番号

1-000 🖒			1900 8 2	1900- 1		
Ī	C2023(ブロンズ)		23-0511-0	00	428-000015	
折りたたみ時:幅 52× 奥行 10× 高さ 73 ~ 86cm					ocm	
Ī	ご利用者 負担額 (1割)		(2割)	円	月額レンタル料金	
	負担額 (「剖)		円 (3割)	円	円	

スイングキャスター付きコンパクト歩行器 c2021CMR







アクションジャパン



日本人の体格、日本の家屋に合わせたコンパクトタイプ。前輪が自在に動 き、よりスムーズに移動できます。

商品名	商品番号		商品コード
C2021CMR	23-0521-0	00)428-000019
折りたたみ時:幅 57× 奥行 21× 高さ 79(最小) c m			スター:3 インチ
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円

立ち上がり歩行器 c2021W

78

91

アクションジャパン





いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。 特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

商品名	商品番号		商品コード
C2021W	23-5574-0	00	428-000021
折りたた	み時:幅 58× 奥行 12× 高さ 7	8 ~ 91	cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「剖)	円 (3割)	円	円

58

セーフティーアームウォーカー

イーストアイ

商只夕

基本の固定型。持ち上げる動作を繰り返すことで手のリハビリにもなります。



単位:cm

・セーフティーアームウォーカーは、②: スタンダードタイプ、 ②: ハイタイプ、 ③: ミニタイプ、 ⑤: SSタイプの 4サイズより選択できます。

商品名





49



商品コード

円

商品名	商品番号	商品コード
スタンダードタイプ	23-5516-0	00465-000036
折りたたみ時	:幅56×奥行11×高さ68cm	重さ:2.8kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	23-5761-0	00465-000099
折りたたみ時	: 幅58×奥行11×高さ77cm	重さ:3.0kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ミニタイプ	23-5506-0	00465-000037
折りたたみ時:	幅54×奥行10×高さ60.5cm	重さ:2.7kg
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	円 (3割)	円 円

SSタイプ 23-5742-0 00465-000043 折りたたみ時:幅45.5×奥行10.5×高さ60cm 重さ: 2.5kg ※室内専用です。 -----ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円 (3割)

商品番号

非課税 振り 重さ 3.3 (重さ 2.9 kg)

セーフティーアームウォーカー Cタイプ

前輪は1方向に固定。少しずつゆっくりと歩行・方向転換をサポートします。



単位: cm


※セーフティーアームウォーカーCタイプは、②: スタンダードタイプ、 ②: ハイタイプ、③:ミニタイプ、⑤: SSタイプの4サイズより

	屋内 屋外 スタング	F-F NT EE SS
商品名	商品番号	商品コード
スタンダードタイプ	23-5552-0	00465-000025
折りたたみ時:幅60×奥行	ř11×高さ73.5cm 重さ:3.1	kg キャスター:3インチ
ご利用者 負担額	(2割) (3割)	円月額レンタル料金円円
商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	23-5925-0	00465-000047
折りたたみ時:幅61×奥行	F11×高さ82.5cm 重さ:3.3	kg キャスター:3インチ
ご利用者 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円 円
商品名	商品番号	商品コード
ミニタイプ	23-5507-0	00465-000040
折りたたみ時:幅57×奥	〒10×高さ66cm 重さ:2.9k	《g キャスター:3インチ
ご利用者 負担額	(2割) 円 (3割)	円月額レンタル料金円円
商品名	商品番号	商品コード
SSタイプ	23-5743-0	00465-000044
折りたたみ時:幅49×奥行	10.5×高さ65.5cm 重さ:2.	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円 円

セーフティーアームウォーカー Mタイプ

イーストアイ

前輪スイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。



単位:cm


*セーフティーアームウォーカーMタイプは、②: スタンダードタイプ③: ハイタイプ、③:ミニタイプ、⑤: S S タイプの4サイズより 選択できます。



非課税

セーフティーアームウォーカー Gタイプ

イーストアイ



※セーフティーアームウォーカーGタイプは、②: スタンダードタイプ、①: ハイタイプ、③:ミニタイプの3サイズより選択できます。



溝にはまりにくい幅広キャスター。6輪タイヤで安定した歩行をサポートします。

商品名	商品番号	商品コード	
スタンダードタイプ	23-5551-0	00465-000038	
折りたたみ時:幅64×奥行	13.5×高さ82.5cm 重さ:4.8	8kg キャスター:4インチ	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円	
商品名	商品番号	商品コード	
ハイタイプ	23-5930-0	00465-000046	
折りたたみ時:幅66×奥行	〒13.5×高さ91.5cm 重さ:5	kg キャスター:4インチ	
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円	
商品名	商品番号	商品コード	
ミニタイプ	23-5505-0	00465-000027	
折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75cm 重さ:4.5kg キャスター:4インチ			
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (I割)			

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

チェックポイント



- ●車椅子でどこにいきたい?
- ●屋内で使う?屋外で使う?
- ●どのくらいの時間使用する?

環境適合



- ●部屋の広さ、行動範囲は?
- ●通路の幅は十分ですか?
- ●段差や階段はありますか?

状態像


- ●身体との適合は?
- ●心理的な適合は?
- ●予算などの社会的適合は?

動かし方で選ぶ

ご自分の両腕で動かせる方におすすめ(自走)









カルッタ CRT-1(自走)




ネクストコア 11B(自走)

ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ(自走)









ネクストコア・アジャスト(自走)




カルッタCRT-SG-9(自走)

介助で移動される方におすすめ (介助)









ケアフィットプラス (介助)



カルティマ 8(介助)

狭い室内で使用される方におすすめ







電動サポートが必要な方におすすめ





WHILL

アシストホイールライト

座ったときの姿勢で選ぶ

円背の方におすすめ














オアシスポジティブ

座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ











グレイスコア・アジャスト

体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたい方におすすめ










マイチルト・ミニ3D

ベッドへの移乗方法で選ぶ

立って移乗ができる方におすすめ









BAL-1(自走)



ふわりす(自走)

座ったままなら移乗できる方におすすめ





ケアフィットウイング



イージーフィット



ネクストコア・マルチ

ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ









マイチルト・ミニ3D

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

車椅子の機能と名称

背シート



ご利用者の体の状態 に合わせて背シートの 張りが調節できます。



背シートが後方に倒 れます。

介助用ブレーキレバ-



介助用のブレー キレバーが付い ています。

ハンドリム

ティッピングレバー

タイヤ(後輪)



空気圧の低下や、空 気漏れの心配があり ません。

キャスター(前輪)



屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わ りにくいキャスター です。

ティルト







車椅子からずり落ち ないよう体を固定し ます。

ハンドグリップ





介助者の手の位置に 合わせてグリップの 高さを調節できます。

アームサポート(ひじ当て)





ひじ当てがはね上が り、移乗に便利です。





ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

座シート



長時間座っていても 疲れにくく、床ずれ 防止効果もあります。

レッグサポート

フットサポート





フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足走行の時に便利です。

重さの色分け





13kg _{未満}





13kg~18kg _{以上} 未満





18kg 以上

車椅子の機能

車椅子(自走)

- ●自分で操作する
- ●後輪が大きい
- ハンドリムがある



車椅子(介助)

- ●介助者が操作してくれる
- ●後輪が小さい
- ●コンパクト



ティルト・リクライニング式車椅子

- ●座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる(ティルト)
- ●背シートが後方に倒れる(リクライニング)
- ●頭部までサポートし安定した座位姿勢を保つ



ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

フィットウ

CARE FIT WING

クッション性に優れたシートと調整ベルトで小柄・円背 の方も快適な乗りごごち。ひじ当てがウイングすること により、移乗介助をスムーズにしてくれます。



① ワンフィットベルト1本で、お好みの座り心地を

- ② 胸椎・腰椎サポートベルトで、心地よく体幹を保持
- ③ クッションのセパレート調整でより快適に!

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子・車椅子付属品

床ずれ 防止用具

アフィットプラス(自走)

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり



背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子



ワンブィットベルト 実用新案出願済の背張り 調節機能。短時間でのフィッティングが可能



かたさの異なる2種類の エラスティックウェビングベルトが やさしくフィットします。




商品名

ケアフィットプラス

小柄な方の多い 日本人高齢者に適した サイズ設計でずっこけ 座りを防ぎます。



ご利用者様に合わせて 座面高を3サイズから お選びいただけます。



非課税

非課税

背張り 調節

) / / J J J V//F-V/L
商品番号	商品コード
21-6183-0	00122-000530

前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅31×全高60・62.5・65×全長91cm クッション厚さ:6cm ---ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 負扣額 円 (3割) 円 円

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

フィットウイング(自<u>走</u>)



アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポート が外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や 円背の方にもやさしくフィットします。






フィットグリップハンドリム 握力が弱くても車椅子を漕ぎ やすいハンドリムを標準装備。



胸椎下部を支える胸椎サ ポートベルト、及び骨盤を 支えるための腰椎サポート ベルトを追加。心地よく体 幹を安定的に保持します。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

非課税

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットウイング	21-6821-0	00122-000584
前輪:6 インチ 後輪:20 インチ 折りたた	よみ:全幅 29×全高 62・64.5・67×全長 9	4cm クッション厚さ:前方8cm後方6cm
	(2¢il)	□ 日短1、211割会

ご利用者 (1割) (2割) 負扣額 円 (3割) 円 円

介護保険 購入 対象品

松永製作所

販売品

情報



ネクストコア (自走) NEXT-11B HB/NEXT-11B



ハイブリッドタイヤ 衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアータイヤに近 レーキの効きに影 響がでません。

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポート する車椅子


スリム&軽量を実現。左右独立の背張り調整可能な立 体スリングシートを採用し、側彎の方にも対応可能です。



●背フレーム後方曲げ& (NEXT CORE シリーズ共通) 円背の方でもお尻を奥まで しっかり入れた上で、体を起 こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整 フットサポート高さを工具 を使わずに調整できる新機 構を採用しました。



商品名	商品番号	商品コード
NEXT-11B(ブルー)	21-5953-0	00066-000315
前輪:6インチ 後輪:22	2インチ 折りたたみ:全幅29>	〈全高65.5×全長93.5cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円



商品名	商品番号	商品コード
NEXT-11B HB (ブルー)	21-7013-0	00066-000358
前輪:6インチ 後輪:22	2インチ 折りたたみ:全幅29>	×全高65.5×全長93.5cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 円

背張り 調節

非課税


サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ネクストコアⅡ・マルチ (自走) NEXT2-31BE

松永製作所



軽くて、室内の移動も、座り心地も快適な車椅子。



伸縮式延長ブレ-ブレーキレバー伸縮可 能。より軽い力で操作が 可能に。



新3D立体 スリングシート 全体にピッタリと沿いやす い背もたれ形状に進化。 調整しやすくなった背張 り調整でフィット感が アップ。



クッションの厚み含まず

商品名	商品番号		商品コード
NEXT2-31BE(ブルー)	21-7853-0	000	066-000429
前輪:6インチ 後輪:22インチ	折りたたみ:全幅29×全高69.5×全	È長95cı	m クッション厚さ:5cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (I刮)	円 (3割)	円	円

ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B HB/NEXT-31B


松永製作所

重さ 14.7 kg





衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアータイヤに近 い乗り心地です。 空気不足によるブ ーキの効きに影 響がでません。








●スイングイン&アウト

真上への脱着も可能! ひじ当てウイング、フットレストスイング アウト機能により、安全で負担の少ない 移乗をサポートします。



/の厚み含まず	
	スロー

非課税

非課税

重さ	
13.8	
kg	
NEXT-31B HB	



商品名	商品番号	商品コード
NEXT-31B HB (ブルー)	21-7017-0	00066-000360
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折り	Jたたみ:全幅 28 ×全高 65.5 ×全長 95cm	n クッション厚さ:前方3cm後方2cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-31B (ブルー)	21-6041-0	00066-000318
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折り	たたみ:全幅 28 ×全高 65.5 ×全長 95cm	クッション厚さ: 前方 3cm 後方 2cm
ご利用者 (1歳)	(2割)	円 月額レンタル料金
ご利用者 負担額	円 (3割)	円 円

ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B HB/NEXT-51B

松永製作所





ハイブリッドタイキ 衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアータイヤに近 い乗り心地です。 空気不足によるブ レーキの効きに影 響がでません。

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが 外側へひらく、移乗に便利な車椅子

姿勢をサポートするモジュールタイプ



ームサポート高さ調整 市販のクッションの組み 合わせ時に!

ご利用者の身長、足こぎ・ ション併用等の使用 状況に合わせて! フットサポート前後&角

度調整

肘掛・座面・フットサポート調整機能で



身体や状態に合わせて!

全幅 56 38 88 25~31 90 38 41 . 92 40 **4**3 45 座幅 40

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

重さ 15.2 kg	重さ 14.6 kg
NEXT-51B HB	NEXT-51

NEAT-STOTIO NEAT-STO				
商品名	商品番号	商品コード		
NEXT-51B HB (ブルー)	21-7019-0	00066-000362		
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折り	Jたたみ:全幅28×全高67.5×全長96cm	クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円		

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-51B(ブルー)	21-6039-0	00066-000320
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折	りたたみ:全幅28×全高67.5×全長96cm	クッション厚さ:前方3cm後方2cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

プ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子・車椅子付属品

床ずれ 防止用具

NA-SU1 座幅40 鉄紺 (テツコン) ・ウルトラ(自走)

日進医療器

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり





新型ヒップサポートの支 持で座りの安定感が大幅 アップ。



そのまま座るだけ。調節不要で理想的な姿勢に。

新機構フレームで、座りの安 定性とブレの軽減を大幅改善。 足こぎスペースも確保しました。



姿勢。その安定感は さらに向上しました。



非課税

※前座高・後座高・ひじ高は

非課税

円

非課税

エアリー仕様

(ノーパンクタイヤ)

		1)	ツションの厚み含ます
商品名	商品番号		商品コード
NA-SU1 座幅40 鉄紺 (テツコン)	21-7777-0	00175-00042	
前輪:6インチ 後輪:2	22インチ 折りたたみ:全幅30)×全高	665×全長98cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円:(3割)	円	円

歩行 補助杖

NA-SU2W 座幅40 シン・ウルトラ(自走多機能) 鉄紺(テツコン)

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

日進医療器



新型ヒップサポートの支 持で座りの安定感が大幅 アップ。



簡単各部調整などの扱いやすさもとことん追求。



新機構フレームで、座りの安 定性とブレの軽減を大幅改善。 足こぎスペースも確保しました。



姿勢。その安定感は さらに向上しました。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

多機能タイプ

エアリー仕様 (ノーパンクタイヤ)

●スイングイン・アウト機能 ●アームサポート跳ね上げ・高さ調整 ●フットサポート角度の調節が可能

商品名			商品番号	商品コード	
NA-SU2W 座幅40 鉄紺 (テツコン)		(テツコン)	21-7779-0	00175-000426	
	前輪:6インチ	後輪:2	22インチ 折りたたみ:全幅30)×全高	65×全長97cm
	ご利用者 /1 劇)		(2割)	円	月額レンタル料金
	ご利用者 負担額		円 (3割)	円	F

グレイスコア アジャスト (自走) GRC-51B

更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム 通気性抜群のオリジナルシート

松永製作所







全幅 38/34 56.5

肘掛け高さ調整





31 41 43 45 座幅 40 ※前座高・後座高・ひじ高は

2way (ツ<u>ー</u>ウェイ)<u>アームサポ</u>-

クッションの厚み含まず 商品コード





非課税

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

カルッタ (自走) CRT-1



軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



新ハイパーXフレーム 車椅子の心臓部である Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし ました。




新構造ワンタッチシート(特許出願済)

背・座シートともに工具なしで簡単に シートの取り付け・取り外しができるの で、メンテナンスの時間短縮にもつなが



従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が ないので、とても便利です。



商品名	商品番号	商品コード	
CRT-1(ネイビー)	21-6717-0	00122-000560	
前輪:6インチ 後輪:2	22インチ 折りたたみ:全幅32×全高70.5×全長93cm		

___ ご利用者 ころ (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負扣額 円 円 (3割)

カルティマ (自走) CRT-5

3#



軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



車椅子の心臓部である


Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし ました。



を操作することができます。 軽量ハイポリマータイヤ (黒)

ワンハンドブレーキ (特許出願済)

従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が ないので、とても便利です。



商品名	商品番号	商品コード		
CRT-5(ネイビー)	21-6721-0	00122-000568		
前輪:6インチ 後輪:2	2インチ 折りたたみ:全幅32>	〈全高70.5×全長93cm		
	(2割)	円 月額レンタル料金		

^{(利用者} (1割) 負扣額 円 (3割) 円

カルティマ (自走) 多機能タイプ CRT-7



軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部である Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし ました。



軽量ハイポリマータイヤ (黒) 従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が

を操作することができます。



なし	いので、とても便利です。	
商品名	商品番号	商品コード
CRT-7(ネイビー)	21-6723-0	00122-000572

前輪:6インチ 後輪:22インチ

折りたたみ:全幅32×全高70.5	×全長69 (フット・レッグサ	ポートをつけたまま	の場合93) cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額	レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

円

非課税

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子·車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖



車椅子。 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報











円 (3割)

円



CRT-SG-9-CZ(ネイビー)

ご利用者 (1割)









00122-000698

月額レンタル料金

円

田

円

非課税



手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

介護保険

購入

対象品

販売品

体位

変換器

床ずれ 防止用具

老人徘徊 感知機器

スローブ

移動用 リフト・ つり具







21-7918-0

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高68·73×全長92cm クッション厚さ:3cm

(2割)

円 (3割)





前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅35×全高63×全長74cm クッション厚さ:4cm

(2割)

円 (3割)

円

円

月額レンタル料金

ご利用者 (1割)

負扣額



車椅子・車椅子付属品

床ずれ 防止用具

アフィットプラス(介助)

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり



背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラスティックベルトの組み合わせで、 利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。




実用新案出願済の背張り 調節機能。短時間での



かたさの異なる2種類の エラスティック ウェビングベルトが やさしくフィットします。



ご利用者様に合わせて 座面高を3サイズから お選びいただけます。



非課税

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

円

非課税

86

88.5

91

非課税

商品名	商品番号	商品コード	
ケアフィットプラス	21-6385-0	00122-000543	
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折り	りたたみ:全幅27×全高60・62.5・65	×全長85cm	フッション厚さ:6cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円り	割レンタル料金
負担額 (Tall)	四 (3割)	Д	Д

円 (3割)

歩行 補助杖

フィットウイング(介助)

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

ケアフィットウインク CARE FIT WING 🤪

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポート が外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や 円背の方にもやさしくフィットします。



体にフィット

胸椎下部を支える胸椎サ ポートベルト、及び骨盤を 支えるための腰椎サポート ベルトを追加。心地よく体 幹を安定的に保持します。



アームサポートの高さを状態 に合わせて調整できます。



円

40 ※前座高・後座高・ひじ高は

座幅

40

55

104

商品番号 商品コード 商品名 ケアフィットウイング 21-6822-0 00122-000585 前輪:6 インチ 後輪:14 インチ 折りたたみ:全幅 26 ×全高 62・64.5・67 ×全長 91.5cm クッション厚さ:前方8cm後方6cm

__ ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円 (3割) 円

介護保険 購入 対象品

ネクストコア (介助) NEXT-21B HB/NEXT-21B

重さ 14.8 kg

松永製作所

販売品



衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアータイヤに近 レーキの効きに影 響がでません。

円

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポート する車椅子

扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ。左右独 立の背張り調整可能な立体スリングシートを採用し、側彎の方にも対応可能です。



●背フレーム後方曲げ& (NEXT CORE シリーズ共通) 円背の方でもお尻を奥まで

しっかり入れた上で、体を起 こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整 フットサポート高さを工具 を使わずに調整できる新機 構を採用しました。



商品名	商品番号		商品コード
NEXT-21B(ブルー)	21-5954-0 00066-00		0066-000316
前輪:6インチ 後輪:16	インチ 折りたたみ:全幅282	×全高	65.5×全長93.5cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

情報



商品名	商品番号	商品コード
NEXT-21B HB (ブル-	21-7014-0	00066-000359
前輪:6インチ 後輪:	6インチ 折りたたみ:全幅282	×全高65.5×全長93.5cm
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円 月額レンタル料金
ご利用者 (1割) 負担額	四 (3割)	A E

円 (3割)

非課税


サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ネクストコアⅡ・マルチ (介助) NEXT2-41BE

松永製作所



軽くて、室内の移動も、座り心地も快適な車椅子。



伸縮式延長ブレ-ブレーキレバー伸縮可 能。より軽い力で操作が 可能に。



新3D立体 スリングシート 全体にピッタリと沿いやす い背もたれ形状に進化。 調整しやすくなった背張 り調整でフィット感が アップ。



背張り 調節

クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NEXT2-41BE(ブルー)	21-7854-0	00066-000430
前輪:6インチ 後輪:16インチ	折りたたみ:全幅29×全高69.5×全	全長95cm クッション厚さ:5cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tall)	円 (3割)	д д

ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B HB/NEXT-41B

松永製作所

重さ 13.7 kg





衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアー タイヤ に近 い乗り心地です。 空気不足によるブ ーキの効きに影 響がでません。

軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子

-ム曲げ&

背張り調整

「立体スリングシート」により、左右独自の背張り調 整が可能です。



肩部分が背パイプに 当たらないよう、背パイプを後方へ 大きく曲げました。





クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-41B HB (ブルー)	21-7018-0	00066-000361
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折り	Jたたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm	クッション厚さ:前方3cm後方2cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円

商品名	商品番号		商品コード
NEXT-41B(ブルー)	21-6042-0	00	0066-000319
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折り	Jたたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm	クッシ	ョン厚さ:前方3cm後方2cm
ご利用者 (1章1)	(2割)	円	月額レンタル料金
ご利用者 負担額	円 (3割)	円	円

ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B HB/NEXT-61B

松永製作所





衝撃吸収性の良い ノーパンクタイヤ。 エアータイヤに近 い乗り心地です。 空気不足によるブ レーキの効きに影 響がでません。

円

からだに合わせて、サイズ調整が可能な車椅子

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポー トするモジュールタイプ



●アームサポート高さ調整

市販のクッションの組み合わせ時に! ●座面高さ調整 ご利用者の身長、足こぎ・クッション



●フットサポート前後 & 角度調整

身体や状態に合わせて!





負扣額	(1점)		□ (3 ±)	В		ш
ご利用者	(1割)		(2割)	円	月額レンタル料金	
前輪:6イン	ノチ 後輪:16インチ	折り	たたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm	クッシ	/ョン厚さ:前方3cm後方2cm	
NEXT-6	1B HB (ブル-	-)	21-7020-0	00	0066-000363	5
	商品名		商品番号		商品コード	
NEXT-61B HB	NEXT-61B					

円

円 (3割)

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-61B (ブルー)	21-6040-0	00066-000321
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折り	りたたみ:全幅28×全高67.5×全長95.5cm	クッション厚さ:前方3cm後方2cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

非課税

販売品



車椅子·車椅子付属品

床ずれ 防止用具

NAH-SU1 座幅40 鉄紺 (テツコン) シン・ウルトラ(介助)

日進医療器

そのまま座るだけ。調節不要で理想的な姿勢に。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり





新型ヒップサポートの支 持で座りの安定感が大幅 アップ。



新機構フレームで、座りの安 定性とブレの軽減を大幅改善。 足こぎスペースも確保しました。



姿勢。その安定感は さらに向上しました。 ※画像は自走



非課税

※前座高・後座高・ひじ高は

非課税

エアリー仕様

(ノーパンクタイヤ)

		,	ノコンの序の凸より
商品名	商品番号		商品コード
NAH-SU1 座幅40 鉄紺 (テツコン)	21-7778-0	00	175-000425
前輪:6インチ 後輪:	 4インチ 折りたたみ:全幅26	×全高	65×全長89cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

歩行 補助杖

NAH-SU2W 座幅40 シン・ウルトラ(介助多機能) 鉄紺(テツコン)

簡単各部調整などの扱いやすさもとことん追求。

日進医療器

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具



新型ヒップサポートの支 持で座りの安定感が大幅 アップ。



新機構フレームで、座りの安 定性とブレの軽減を大幅改善。 足こぎスペースも確保しました。



姿勢。その安定感は さらに向上しました。 ※画像は自走

全幅 49.5 38 92 30.5 40

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

非課税

多機能タイプ

●スイングイン・アウト機能 ●アームサポート跳ね上げ・高さ調整 ●フットサポート角度の調節が可能



商品名	商品番号	商品コード
NAH-SU2W 座幅40 鉄紺 (テツコン)	21-7780-0	00175-000427
前輪:6インチ 後輪:1	4インチ 折りたたみ:全幅26	×全高65×全長88cm
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円 月額レンタル料金
ご利用者 負担額	円 (3割)	円 円

介護保険 購入

販売品

対象品

情報



グレイスコア アジャスト (介助) GRC-61B


更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム 通気性抜群のオリジナルシート

【前座高】

肘掛け高さ調整



2way (ツーウェイ)アームサポート



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず



商品名	商品番号	商品コード
GRC-61B	21-7435-0	00066-000408
前輪:5インチ 後輪:16インチ	折りたたみ:全幅31×全高93×全	長95cm クッション厚さ:5cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

非課税

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

カルッタ (介助) CRT-2



軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



車椅子の心臓部である Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし




新構造ワンタッチシー 背・座シートともに工具なしで簡単に

シートの取り付け・取り外しができるの で、メンテナンスの時間短縮にもつなが



軽量ハイポリマータイヤ (黒)

従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が ないので、とても便利です。



商品名	商品番号	商品コード	
CRT-2(ネイビー)	21-6718-0	00122-000562	
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm			

的押・ロークノ	没細・「サーン)	カラン にんか・土	州とフへ王向人	ルンへ主反のうにロ	
ご利用者 (1割)		(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (I割)		円 (3割)	円	円	

カルティマ (介助) CRT-6

3#




軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



ワンハンドブレーキ (特許出願済) -Xフレーム

車椅子の心臓部である Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし ました。





軽量ハイポリマータイヤ (黒)

従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が ないので、とても便利です。

かけ	38	全 4	幅 9	
延長	-		_	Ŧ
-# 24.5			41	88
43.5	J	51		1
座幅	+	9	8	
40				

商品名	商品番号	商品コード	
CRT-6(ネイビー)	21-6722-0	00122-000570	
前輪:6インチ 後輪:1	4インチ 折りたたみ:全幅25	×全高70.5×全長85cm	
一"利用学	(2割)	円 月額レンタル料金	

ご利用者 負担額	(2割)	円 月額
負担額 (「部)	円 (3割)	円

カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8



軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部である Xフレームを見直し、 軽量化と剛性を両立。 更に乗り心地もアップし ました。



ワンハンドブレーキ (特許出願済)

左右いずれかの一方のレバーを引く ことで、両輪の駐車ブレーキをかけ ることができます。また、伸縮延長 レバーを伸ばすと軽い力でブレーキ を操作することができます。



軽量ハイポリマータイヤ (黒)

従来より軽量なメンテナンス フリーのノーパンクタイヤ。 パンクや空気漏れの心配が ないので、とても便利です。



辛口名	#D#0	* D
商品名	商品番号	商品コード
CRT-8(ネイビー)	21-6724-0	00122-000574

前輪・6インチ 谷輪・1/インチ

	削輪・01ノア 1夜輪・141ノ	7	
折りたたみ:全幅25×全高70.	5×全長64 (フット・レッグサポ	ートをつけ	けたままの場合88) cm
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	四!(3割)	Д	四

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

円

非課税

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子·車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品






















(介助)

ワンタッチ

キャスタ

非課税

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入

非課税

販売品

対象品

情報



フェーノエ ハンドリム

(自走)

円









クッションの厚み含まず 商品コード

月額レンタル料金

商品名 商品番号 CRT-SG-10-CZ(ネイビー) 21-7919-0 00122-000699 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅27×全高68·73×全長83cm クッション厚さ:3cm ___ ご利用者 この転 (1割) (2割) 田 円 円 (3割)



円 (3割)

負扣額







スキット5 (屋内6輪車)



車椅子・車椅子付属品

プロフィットケアあ

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

松永製作所

重さ 29 kg

車椅子・ 車椅子 付属品

歩行器

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付

座位保持できない方の姿勢を、 車椅子が変形して長時間サポートします。



4つの"しっかり"でアプローチ

※「背中・中折れ機能」 全幅 36~44 17.5•20• 120 22.5.25 座幅 40 ※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品コード

円

非課税

円

非課税

非課税

ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B 21-7342-0 00495-000067 前輪:6インチ 後輪:14インチ ティルト角度:7~10

リクライニング角度:95~152° クッション厚さ:5cm 耐荷重:75kg ___ ご利用者 (1割) (2割) 円 月額レンタル料金 負扣額 円 円: (3割)

マイチルト-ミニ3D MH-SRL-SE F02

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え 背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

③円背の方の背中と背シートのすき間をしっかり埋める

背上部フレーム前折れ『ポジティブ機構』

②膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる ④小柄な方の頭部もしっかりささえる 直下構造のフットサポート 低い位置から傾く人まで自在に設定

①小柄な女性もしっかり奥まで座れる

座シート奥行 35cm のショートサイズ

スネ -クヘッドサポート 既存のヘッドサポートよりも低いポ ジションから設定ができ、上下·前 後・左右まで自在に設定可能です。



リフトアップ機構 リフトアップキャスタを下げることで車輪が 浮き、真横への移動や旋回が可能。ベッドへ の移乗時や、狭い廊下での通行に便利です。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品番号 商品コード MH-SRL-SE F02(ブルー) 21-6858-0 00066-000352 前輪:5インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25

円 (3割)

リクライニング角度:90°~110° 耐荷重:100kg クッション厚さ:前6.5cm、後4cm 月額レンタル料金 円 (2割) (1割)

ぴったりフィットくるーん KPFK-12

カワムラサイクル



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に 加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

【ぴったりフィット機構】

く国内特許取得済> バックサ ポートを"倒す・起こす"の動作 を繰り返しても、お尻がズレに くく、安定した座位が保てます。

ご利用者

負扣額





【スキニーズベルト】

背中の張り調節部に伸縮する部 育中の張り調即部に伸縮する部分を設けました。 この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張りなおしをすることで、従来より簡単に調節することができます。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品名	商品番号		商品コード
KPFK-12	21-6524-0	001	60-000250
前輪:6インチ 後輪:12インチ	折りたたみ:全幅35×全高77×全	長72cm	クッション厚さ:7cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円円	月額レンタル料金 円

非課税

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

TRC-3DX

コンパクトで多機能なティルト&リクライニング車椅子。操作がより 簡単安心に!包み込むような安心のホールド感。長時間の座位姿勢が より安全・快適に保つことができます。



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に 加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き 90°~110°



おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。 前ずれ防止にもなります。



リクライニング機能

おしり、背もたれの角度を自在に調節し、 座位保持を有効にします。

ティルト機能+リクライニング機能

ゆったりとくつろぎたい時、障害によって 姿勢の変換が必要な方や、障害によるバ ランス機能の低下をサポートします。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品名	商品番号		
TRC-3DX	21-6765-0	00122-000583	
前輪:6インチ 後輪:14イン	チ ティルト角度:0°~20°リケ	フライニング角度:90°~110°	
折りたたみ:全幅	36×全高67.5×全長80.5cm	耐荷重:100kg	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金	
負担額 (T部)	円 (3割)	円 円	

オアシスポジティブ(介助) OS-12TRSP スイングアウト&エレベーティング付

松永製作所



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え 背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

全幅53cmのコンパクト設計。バックサポートの上部 が、前方へ折れ曲がりバックサポート全体で活動的 な前向きの姿勢をキープします。



①背もたれのリクライニングと連動

②座面の後ろ 1/3 だけがティルト

	ティルトリ	ライニング
35	5 全幅 53	
0·14 ~26 43 座幅 40	90.5	106.5
※前面吉.	. 公成古、7NI*3	⇒ 1+

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
OS-12TRSP S&E	21-5724-0	00066-Z00011
前輪:6インチ 後輪:12インチ ティ	・ルト角度:0°~25° リクライニング角度	ほ:90°~115° クッション厚さ:5cm
折りたたみ:全幅:	32×全高 95.5×全長 90.5cm	耐荷重:75kg


--ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 負扣額 円 (3割) 円 円

ネッティem

ラックヘルスケア

重さ 30 kg





姿勢の崩れを防ぐ機能を持った快適性の高い車椅子です。 座クッションと背クッションが標準装備されています。ひじ当て着脱式。



側方への崩れを防ぐ、

クッション形状





の高いヘッドサポート

頭部を保持するクッション性

ティルトリクライニング
37.5~45 (4段階) 25.5~39 41.5 (41.5) (41.5) (41.5) (41.5) (41.5) (41.5) (41.5) (41.5)
※前座高・後座高・ひじ高は

	坐幅40
	※前座高・後座高・ひじ高は
	クッションの厚み含まず
i	辛口つ ド

商品名	問品金亏	間記コート
ネッティem	21-6007-0	00245-000170
前輪:5インチ 後輪:16イン	チ ティルト角度:-5°~20 リ	クライニング角度:92°~137°
折りたたみ:全幅58×全高	厚さ:8cm 耐荷重:135kg	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	е е

*0*0

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

非課税

グリップ 高さ調節

販売品



車椅子·車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

延長用レバー MS-131

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。





ーキレバーの長さを延長することができます。

立口点			* K
商品名	商品番号		商品コード
延長用レバー(長)	29-5303-1	00)122-000426
	ブレーキレバーを10cm延長		
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
延長用レバー(短)	29-5304-1	00122-00042	
	ブレーキレバーを5cm延長		
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

ブレーキ延長棒

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。

日進医療器

商品名	商	i品番号		商品コード
+18cm	29-	0213-1	00	175-Z00024
ご利用者 (1割) 負担額		(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円	(3割)	円	円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
+ 5 cm	29-5110-1	00066-000298
+10 cm	29-5111-1	00066-000298
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 ^(「刮)	円 (3割)	д д

カワムラサイクル

商品名	商品番号	商品コード		
+10 cm	29-7584-1	1 00160-00017		
ご利用者 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (Tal)	円 (3割)	円	円	

杖入れ/杖置き

● ミキ 杖入れ(1本用)



● カワムラサイクル 杖置き






ミキ

商品名	商品番号		商品コード
杖入れ (1本用) MS-132	29-5999-1	00	122-000252
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円

カワムラサイクル

商品名	商品番号		商品コード
杖置き KY40276	29-8333-1	00	160-000169
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円 (3割)	円	円



● 松永製作所 杖入れ(大)





松永製作所

商品名	商品番号		商品コード
杖入れ(大) X-WC92-010	29-8337-1	00	066-000344
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円	円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ(小) PO-09C	29-0150-1	00066-000212
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	四 (3割)	д

ボンベ架/延長ティッピングバ

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。

ミキ





延長ティッピングバー



酸素ボンベを携帯する際に使用します。 ベルトによって大きさの調整が可能です。

●依性によりにはホノハ未収	門には「延長ディッピングバーバ	3-130」の併用が必須となりより。
商品名	商品番号	商品コード
ボンベ架 MS-134	29-5918-1	00122-000214
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
延長ティッピングバー MS-138	29-6057-1	00122-000387
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円

NEXT専用 酸素ボンベ架/転倒防止キャスタ付

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。

松永製作所





●後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。

商品名	商品番号	商品コード
酸素ボンベ架 X-WC91-001	29-8338-1	00066-000345
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
転倒防止キャスタ付	29-8339-1	00066-000356
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

マルチエルゴエレベーティング/TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング

3#



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて、左右独立して自在にフットサ ポートの位置を変えられます。フットサポートとレッグサポートの細かい調 整が可能です。

商品名	商品番号		商品コード
マルチエルゴエレベーティング	29-6338-1	00	122-000436
左右別々に脚部の角度を無段	階(12~71度)調節、ステップ	(足台)	角度調整(±45度)
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円	円

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。



エレベーティング時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの 位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポー トは前後・左右・角度調整が可能。

商品名	商品番号		商品コード
TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング	29-8380-1	00	122-000436
左右別々に脚部の角度を無段	階(12~71度)調節、ステップ	(足台)	角度調整(±45度)
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	円!(3割)	円	円

エルゴエレベーティングⅡ



※1台分



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットサポートの位置を 変えられます。 ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げするこ とができます。

商品名	召	問心番号			岡品	コード	
エルゴエレベーテイング Ⅱ	29-6014-1			0	0122-	000383	3
左右別々に脚部の角度を無段階	(12~71度)	調節、	ステップ	(足台)	角度調整	(90度~120)度)
ご利用者 負担額 (1割)		(2割)		円	月額	レンタル料金	È
負担額 (T部)	円	(3割)		円			円

一ブル(大)横差し前後スライド式



※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。



※使用イメージ



横差し金具・受け金具 前後にスライドが可能です。

2.0

車椅子に座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドし ます。抗菌仕様。

商品名		商品番号		商品コード	
テーブル(大) 横差し前	後スライド式	29-0370-1	00	122-000216	
サイズ:幅60×奥行45×厚さ1.5cm 重さ:2.5kg					
ご利用者 負担額 (1割)		(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (「剖)		四! (3割)	Д	Д	

ヽヘッドサポ MS-0009





枕位置調整は前後左右、角度それぞれ



背パイプを挟んで取付します。穴あけ不要。





幅のスライド調整により 座幅30〜44cmの車椅子に 装着例;BAL-1 (写真左-使用時



写真右-折りたたみ時)

※取り付けに関しては付属品

適合表をご参照ください。

車椅子の背パイプに簡単に着脱ができます。車椅子の背角度、座幅、利用者の姿勢に合 わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

商品名	商品名		商品名 商品番号			商品コード	
MS-0009		29-6760-1	00	122-000461			
対応可能な座幅(カタロ	グ値)	: 最小30/最大44cm	※1 一部特	持殊フレーム除く	_		
ご利用者 負担額 (1割)		(2割)	円	月額レンタル料金	_		
負担額 (1部)		円 (3割)	Д	F	Р		

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

電動車いすを安全にご利用いただくために

電動車いすは、道路交通法上、歩行者の扱いとなります。 道路上では、歩行者としての交通ルールやマナーを守りましょう。

歩道の通行


●道路では歩道を通行してください。 歩道のない道路では、道路の右側を通 行してください。



道路の横断

●横断歩道や信号のない道路では、見 通しの良いところで左右の安全を確認 の上横断してください。

斜め横断は非常に危険です。



安全の確保

●交通量の多い道路や道路状況のよく ない場所、悪天候などの条件下では走 行を避けるか、必ず介助者が同行し、安 全を確保してください。



電動車いす安全運転のすすめ



©2011 電動車いす安全普及協会 All rights reserved

点検してください

- ●日常点検
 ●定期点検
- ●バッテリーの残量を確認してください。
- ●アクセルとブレーキの効き目を確認 してください。

車体の大きさの基準

●道路交通法では、車体が次の寸法に 収まるよう規定されています。(全 長:120cm 全幅:70cm全高:120cm) 付属品取付時は、超過していないか今 一度ご確認ください。

速度基準

●時速6Km以内の走行が規定されています。

非課税

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

WHILL Model CK2



誰でも簡単に運転できる操作性と、行く場所を選ばない小 回り性能、パワフルな走行性で安心して出かけられます。



特別に開発された前輪と高出力の引 ターで、最大5cmの段差乗り越えが可能。



電動カートでは入れない場所で も、小回り機能でらくらく移動。

商品名



JI∇., F

oのモーダーを週切に制御するこ 、横に傾斜した道でもまっすぐ走 ことができます。	全幅 34 40 55.4 \
	44 52 5段 度 ® ® 98.5
に ばこ道や段差乗り越えの衝撃を吸 長時間走ってもストレスを感じません。	40 ※前座高・後座高・ひじ高は

商品番号 商品コード


WHILL Model CK2 01520-000028 25-5992-0 前輪:10.1 インチ 後輪:10.4 インチ 連続走行距離:約18km 最高前進速度:6km/h

満充電までの最大所要時間:5時間 重さ(バッテリー含):約52kg

___ ご利用者 こっ☆ (1割) 田 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円 円 (3割)



- ●上り坂はラクラク電動アシスト
- ●芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- ●下り坂は自動的にブレーキ
- ●手動車椅子と同様の簡単操作



アシストホイールライト

ナブテスコ



気軽に利用できる"電動アシスト車椅子"です

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では 自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。 電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を 自動検知。電源を入れたら、あとは手 動車椅子と同様に操作するだけです。



商品名	商品番号	商品コー	٠ĸ
アシストホイールライト	25-5945-0	00025-00	00023
前輪:6インチ 後輪:16イン	チ 連続走行距離:約7km	登板角度:10° i	耐荷重:75kg
折りたたみ: 全幅 33.5 ×全	高 68 ×全長 106cm 満充電	での最大所要時間	: 130 分

(2割) 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 円 (3割) 円 円 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

非課税

背張り 調節

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具



認知症 老人徘徊 感知機器

手すり



遊歩 スマイルα

セリオ

お買い物に最適!大容量の収納力にプラスアルファの安全性。



車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品



情報



ヤリオ

スタイリッシュで乗り心地抜群。毎日を、若々しくスマートに。



新 機 能





フロントポケット





家庭用コンセントで 簡単充電





柔らかい乗り心地



非課税

非課税

65

※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード		
遊歩 フジ	25-6025-0	00020-000048		
最大使用者体重: 100kg (積載物含む) 実用登坂角度: 10°				
速度:(前進)0.5~6.0	km/h (後進) 0.5~2.0km/h	連続走行距離:28km		
ご利用者 /4 歳以	(2割)	円 月額レンタル料金		
ご利用者 負担額 (1割)	円 (3割)	円 円		



タイヤの接地面積が 従来タイヤよりアップ



大型フロント バスケット



フロントポケット



家庭用コンセントで LED ヘッドライト 簡単充電





※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード		
遊歩 スマイルα	25-6026-0	00020-000053		
最大使用者体重: 100kg (積載物含む) 実用登坂角度: 10°				
速度:(前進)0.5~6.0	連続走行距離:30km			
(2劑)		□ 日類レンタル料全		

ご利用者 (1割) 負担額 円 (3割) 円 円

セニアカー ET4DB

スズキ

重さ 98 kg

障害物センサーがお出かけをサポート



ナチュラルベージュ



障害物センサーを搭載 し、障害物の検知をサポートします。



LEDヘッドライトで明る く照らし、危険箇所の 発見を助けます。



シートを改良し、座り 心地が良く疲れにくく なりました。



後方からの視認性を高 めるためLED点滅ラン プを装備。





※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
セニアカー (ET4DB)	25-6125-0	00152-000033
最大使用者体重:100kg (積	載物含む) 最小回転半径:1,4	50mm 実用登坂角度:10°
段差乗越高さ:75mm 速度:(前進) 1.0~6.0km/h (後進) 1.0~	2.0km/h 連続走行距離:31km
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (I制)	円 (3割)	円 円

非課税

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

JWアクティブプラス P 介助操作部あり ニッケル

旅行に、お買い物に、毎日が変わります



●跳ね上げアームレスト

●スイングアウト&着脱式フットレスト



商品名 商品番号 商品コード JWアクティブプラス P 25-6013-0 00233-000097 介助操作部あり ニッケル 最大使用者体重:100kg (積載物含む) 実用登坂角度:6°

自走速度: (前進) 1.7~4.5km/h (後進) 0.9~2.3km/h 介助速度: (前進) 1.0~4.9km/h (後進) 0.4~1.9km/h 連続走行距離: 15km ___ ご利用者 この転 (1割) (2割) 田 月額レンタル料金 負扣額 円 円 (3割)

ライト・ウイング CRT-ES-4

3#



グリッププッシュ式介助用電動アシスト車いす

軽量・コンパクト

折りたたみ

積むことができます。

重量わずか17.7kg*の軽量 設計で、全幅も500mmと とてもコンパクトです。 ※バッテリー会お

操作性能 折りたたんで車のトランクに



●跳ね上げアームレスト

主な装備

押す力と引く力をアシスト してくれるので楽に操作で


頼れる走行性能

えられます。

最大登坂角度は14°で、急勾

配のスロープも楽々に乗り越





商品番号 商品コード ミライト・ウイング 25-6119-0 00122-000685 前輪:6インチ 後輪:14インチ 連続走行距離:約11.5km 登板角度:14° 耐荷重:100kg 折りたたみ: 全幅31×全高70.5×全長69cm 満充電までの最大所要時間: 約6時間 ___ ご利用者 (1割) 円 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円

円 (3割)

非課税

●スイングアウト&着脱式フットレスト

介護保険

情報

skit_JUX プラス 介助操作部なし ニッケル

3#

あなたの生活にスリムフィット



全幅は、一目瞭然のわず か 490mm のコンパクト 設計。 ※但し自走用操作部含まず




使いやすい自走操作部 乗り降りの際や搭乗時など、 状況に応じてお好きな位置 へ動かせます。



介助者側からも電動操作が 可能です。(右側のみ)



ご利用される方に合わせて、 アームサポートの高さを調 整できます。



商品名	商品番号	商品コード
skit_JUX プラス 介助操作部なし ニッケル	25-6001-0	00122-000540

介切操作部なし _	-ツケル			
最大使	用者体重:100k	g (積載物含む)	実用登坂角	度:6°
自走速度: (前進) 1.6~4.6km/h (後進) 0.9~2.3km/h 連絡				走行距離:16km
ご利用者 負担額 (1割)		(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「剖)		四 (3割)	Д	田

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

背張り 調節

歩行器

車椅子。 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

アウルCARE/アウルREHA レギュラー/ハイ/3Dジャスト


※写真は付属カバーを外した状態です。


加地



認知症 老人徘徊 感知機器

手すり







歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

商品名	商品番号	商品コード	
アウルCARE 40F	29-2500-1	00540-000067	
サイズ: 幅40×奥行40×厚さ4(坐骨部4/大腿部3.5) cm			

7 1 人・幅40 / 英门40 / 序で4 (主自の4/ 八腿の3.3) CIII				
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (「部)	円 (3割)	円 円		
商品名	商品番号	商品コード		
アウルCARE 60F	29-2559-1	00540-000068		
サイズ:幅40×奥行40×厚さ6(坐骨部6/大腿部5.5)cm				

ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
アウルCARE 75F	29-2560-1	00540-000069
サイズ:幅40>	〈奥行40×厚さ7.5(坐骨部7.5	/大腿部7) cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「刮)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
アウルCARE 70C	29-2561-1	00540-000070
サイズ:幅40>	〈奥行40×厚さ7(坐骨部4.6/プ	大腿部6.5) cm
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
アウルCARE 80C	29-2562-1	00540-000071
		1.0010-1

10100-0	回の無う	1000-1	
アウルCARE 80C	29-2562-1	00540-0000	
サイズ:幅40×奥行40×厚さ8(坐骨部3.5/大腿部5)cm			
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル	料金
負担額 (T部)	円 (3割)	円	円

[アウルCARE/アウルREHA レギュラー・ハイ] 材質/本体:エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革 カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

[アウルREHA 3Dジャスト] 材質/本体: ウレタン合成皮革 中材: エクスジェル、ウレタンフォーム カバー: ポリエステル・ウレタ ンフォーム・ウレタンフィルム


商品名	商品番号	商品コード
アウルCARE 100C	7ウルCARE 100C 29-2563-1	
サイズ:幅40>	<奥行40×厚さ10(坐骨部5.5	/大腿部7) cm
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
商品名	商品番号	商品コード
アウルREHA レギュラー	29-6999-1	00540-000028
t)	イズ:幅40×奥行40×厚さ4c	m
	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金
商品名	商品番号	商品コード
アウルREHA ハイ	29-7000-1	00540-000029
th-	イズ:幅40×奥行40×厚さ8c	im
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) (3割)	円 月額レンタル料金
商品名	商品番号	商品コード
アウルREHA 3Dジャスト	29-7587-1	00540-000055
Ħ	m	
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

介護保険 購入

対象品

販売品

情報



商品名	商品番号	商品コード
アルファプラクッション	29-6552-1	00563-000017

材質/本体:アルファゲル、ウレタンフォーム カバー:天面・側面/(表)ポリエステル (裏)ポリウレタン 底面/ポリエステル、メタクリル樹脂

ご利用者 負担額	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円	円
商品名	商品番号		商品コード
アルファプラFクッション	29-8599-1	00	563-000124


材質/本体:ポリウレタンフォーム カバー:天面・側面/(表)ポリエステル(裏)ポリウレタン 底面/(表)ポリ塩化ビニル(裏)テトロン、レーヨン

	(扱)パブラレブラ	産品/(投/が/加口に二//(±x// 1 U/	(0 =0
ご利用者	(1 史川)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額		円 (3割)	円	円

デュオジェルクッション 40×40







座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類の ジェルで安定した姿勢をサポートします。

商品名	商品番号		商品コード
デュオジェルクッション 40×40	29-5922-1	00	206-000048
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
負担額 (「剖)	円 (3割)	円	円

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

エルダークッション

-----ご利用者 (1割)

モルテン

ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL







優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。

商品名	商品番号	商品コード
ブレイラハイブリッド・ケアシート	29-6226-1	01149-000014
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「部)	円 (3割)	円 円

エルダークッション

立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

40

からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。

通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

商品番号

29-5972-1

(2割)

円 (3割)



40

商品コード

00149-000020

商品コード

00054-000030

月額レンタル料金

1

0.53

円

円

円

月額レンタル料金

円



体位

認知症 老人徘徊

歩行

補助杖

車椅子 車椅子 付属品

移動用 リフト・

床ずれ

感知機器

手すり

歩行器

防止用具

変換器

スロープ

つり具

アイ・ソネックス



C-コキュー君





手間いらずの自動調圧バルブのエアクッション。接触圧の分散をはかります。

商品名	商品番号	商品コード
FC-コキュー君	29-5971-1	00149-000016
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (「部)	円 (3割)	д д



ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。 ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

		• •
商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	29-7141-1	00540-000034
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
23300		
商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	29-7142-1	00540-000035
ご利用者 (1.441)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	円 (3割)	円 円

FC-フィット(背・腰)

商品名

シーポス

___ ご利用者 (1割)



商品番号

29-0350-1

(2割)

円 (3割)

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。 FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

商品名	商品番号	商品コード
FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付	29-6158-1	00149-000023
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
FC-フィット(腰)	29-6168-1	00149-000022
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	円 円

介護保険 購入 対象品

販売品

ベッド・ ベッド 付属品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

※1… 取付けには「延長ティッピングパー MS 138」の併用が必要となります。
※2… 取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。
※3… 取付け時にポンペ架付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。
※4… 後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。
※5… 延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色(黄)となりますが、取付けは可能です。
※6… 2019 年1月以降の車体は、マルチエルゴエレベーティングが適合となります。

※ 0 ··· 2019年1 月以降の単体は、マルデエルコエレハーティブクが適合 ※ 7 ··· 脚部 SW 時に当たります。 ※ 8 ··· 座高が一番高い設定のみで取付けが可能です。 ※ 9 ··· ステップと床との隙間が 5cm 以上になるように調整してください。 ※ 10 ··· 2024年2月以前の車体には適合しません。

車椅子付属品適合表

														付	属	品	適	合											
a			29-5303-1	29-5304-1	29-0213-1	29-5110-1	29-5111-1	29-7584-1	29-5999-1	29-8333-1	29-8337-1	29-0150-1	29-8545-1	29-6000-1	29-6001-1	29-5918-1	29-8392-1	29-6057-1	29-8338-1	29-8339-1		29-8380-1	29-6014-1		29-5959-1	29-0370-1	29-6760-1	29-7916-1	29-9671-1
タイプ	商品コード	商品名称	延長用 レパー MS-131 (長)	レパー	ブレーキ 延長棒 +18cm	ブレーキ 延長棒 +5cm	プレーキ 延長棒 +10cm	ブレーキ 延長棒 +10cm		杖置き KY40276	枝入れ (大) X-WC92- 010	枝入れ (小) PO-09C	CRT用 枝入れ MS- 0022	松葉杖 入れ (2本用) MS-133	四点枝 入れ MS-139	MS-134		延長 ティッピ ングパー MS-138	X-WC91-	NEXT専用 転倒防止 キャスタ付	エルベー	TRC-3DX用 マルチエルゴ エレベー ティング		TR用 マルチ エルゴ エレベー ティング (片側)	シート	テーブル MS-151	スマート ヘッド サポート MS- 0009	レスト	エレベー ティング PTH-EL-1
			2#	3,4	日進 医療器	松永製作所	松永 製作所	カワムラ サイクル	2 #	カワムラ サイクル	松永 製作所	松永 製作所	Ξ #	Ξ #	Ξ #	2 #	<u>=</u>	三 #	松永製作所	松永 製作所	2#	2 #	2#	2 #	Ξ #	<u>=</u> +	2 #	Ξ #	ピジョン
	21-6821-0	ケアフィットウイング (自走)							0							○ ※ 1,2		0				0 % 8					0		
	21-6183-0	ケアフィットプラス (自走)	0	0					0							0 * 1,3		0								0	0		
	21-5953-0	ネクストコア (自走) NEXT-11B HB/11B				0	0				0								0	0									
	21-6041-0	ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B HB/31B				0	0				0								0 * 4	0									
	21-6039-0	ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B HB/51B				0	0				0								○ ※ 4	0									
	21-7853-0	ネクストコア II・マルチ (自走) NEXT2-31BE (ブルー)									0								0	0									
	21-7434-0	グレイスコア-アジャスト (自走) GRC-51B				0	0				0								0	0									
	21-6774-0	イージーフィット (自走) MEF-22																0				0					0		
	21-6776-0	イージーフィット (自走) MEF-20																				0					0		
	21-6217-0	ふわりす (KF) シリーズ (自走) (エア軽量タイヤ仕様)						0		0																			
自	21-6513-0	ふわりす+ (自走) (ソフトタイヤ仕様)						○ ※7		0																			
走	21-5755-0	BAL-1 (自走)	0	0					0							0		0								0	0		
	21-5863-0	BAL-3 (自走)	0	0					0							○ ※ 1,2		0			○ ※ 6		○ ※ 6			0	0		
	21-7726-0	BAL-R1 (自走)	0	0					0					0	0	○ ※1		0							0	0	0	0	
	21-7728-0	BAL-R3 (自走)	0	0					0					0	0	○ ※ 1,2		0			○ ※ 10			○ ※ 10	0	0	0	0	
	21-6717-0	カルッタ (自走) CRT-1 (ハイポリマータイヤ)																											
	21-7918-0	カルッタ (自走) CRT-SG-9-CZ											0				0				○ ※ 9			○ ※ 9	0		0		
	21-6721-0	カルティマ (自走) CRT-5 (ハイポリマータイヤ)																											
	21-6723-0	カルティマ (自走) CRT-7 (ハイポリマータイヤ)																			○ ※9								
	21-6191-0	とまっティ (自走) MBY-41B	0	0					0							0		0								0	0		
	21-7048-0	とまっティ (自走) MBY-41RB	0	0					0							○ ※ 1,2		0								0	0		
	21-5637-0	スキット4 (自走) SKT-4	0	0					0							0 * 1,2		0			0					0	0		
6 輪 車	21-5678-0	スキット (自走) SKT-5																									0		
× 1	1 BD/ (+)	こは「延長ティッピングバー	AAC 1	38	の供用	が必重	巨上かん	1 = 7																					

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

																								Ē	車椅	子付	属品	適	合表	
														付	属	品	適	合												床ずれ 防止用具
P			29-5303-1	1 29-5304-	1 29-0213-	1 29-5110-1	29-5111-1	29-7584-1	29-5999-1	29-8333-1	29-8337-1	29-0150-1	29-8545-1	29-6000-1	29-6001-1	29-5918-1	29-8392-1	29-6057-1	29-8338-1	29-8339-1	29-6338-1	29-8380-1	29-6014-1	29-7951-1	29-5959-1	29-0370-1	29-6760-	29-7916-	1 29-9671-1	
タイ	商品コード	商品名称	延長用レバー		ノレーキ		ブレーキ		枝入れ	杖置き	枝入れ (大)	枝入れ	CRT用 杖入れ	松葉枝 入れ	四点杖	ボンベ架	CRT用 ボンベ架		NEXT専用 商業ポンペ架	NEXI零用		TRC-3DX用 マルチエルゴ		TR用 マルチ エルゴ	ワン タッチ	テーブル	スマート		エレベー	
ブ				MS-131 (短)	丝長棒		延長棒 +10cm		AAC 122	KY40276		(小) PO-09C	MS-	(2本用)	入れ MS-139	AAC 124			X-WC91-		エレベー ティング	エレベー		エレベー ティング	ベルト	MS-151	サポート		ティング 2 PTH-EL-1	体位
			三丰	2#	日進 医療器	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	2#	カワムラサイクル		松永製作所	三半	三牛	三丰	三丰	三半	三丰	松永製作所	松永製作所	1台分	三字	3#	(片側) ミキ	三半	三年	三半	三丰	ピジョン	変換器
	21-6822-0	ケアフィットウイング (介助)							0					0		○ ※ 1,2		0				O * 8					0			
	21-6385-0	ケアフィットプラス (介助)	0	0					0					0		0 * 1,3		0								0	0			認知症老人徘徊
	21-5954-0	ネクストコア (介助) NEXT-21B HB/21B				0	0				0					,,_			0	0										感知機器
	21-6042-0	ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B HB/41B				0	0				0								0 * 4	0										エナハ
	21-6040-0	ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B HB/61B				0	0				0								0 * 4	0										手すり
	21-7854-0	ネクストコアII・マルチ (介助) NEXT2-41BE (ブルー)									0								0	0										
	21-7435-0	グレイスコア・アジャスト (介助) GRC-61B				0	0				0								0	0										歩行 補助杖
	21-6775-0	イージーフィット (介助) MEF-16																0				0					0			
	21-6777-0	イージーフィット (介助) MEF-14																				0					0			歩行器
	21-6218-0	ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)						0		0																				3/11 00
介助	21-6515-0	ふわりす+ (介助) (ソフトタイヤ仕様)						0		0																				市协工。
	21-5756-0	BAL-2 (介助)	0	0					0							0		0								0	0			車椅子・ 車椅子 付属品
	21-5864-0	BAL-4 (介助)	0	0					0							0 * 1,2		0			○ ※6		○ ※ 6			0	0			
	21-7727-0	BAL-R2 (介助)	0	0					0					0	0	° * 1		0							0	0	0	0		スロープ
	21-7729-0	BAL-R4 (介助)	0	0					0					0	0	0 * 1,2		0			× 10			○ ※ 10	0	0	0	0		
	21-6718-0	(ハイホリマータイヤ)																												移動用
	21-7919-0	カルッタ (介助) CRT-SG-10-CZ											0				0				0 ※ 9			0 ※ 9	0		0			リフト・ つり具
	21-6722-0	カルティマ (介助) CRT-6 (ハイポリマータイヤ)																												
	21-6724-0	カルティマ (介助) CRT-8 (ハイポリマータイヤ)																			° % 9									介護保険 購入
	21-5296-0	スキット 1 (介助) SKT-1	0	0					0							0		0									0			対象品
	21-5279-0	スキット 2 (介助) SKT-2 マイチルト - ミニ 3D	0	0					0							0		0			0					0	0			
		スイングアウトエレベーティング・ リフトアップ付																												販売品
ティル	21-6765-0	TRC-3DX																				0								
۱ ۱		オアシスポジティブ (介助) OS-12TRSP (スイングアウト&エレベーティング付)				0	0																							情報
クライニ	21-6524-0	ぴったり フィットくるーん ネッティ em																												XI+E11
ング	21-6007-0	ネッティ em																												
- Park	21-7342-0	ラクレスト 介助プレーキ付 (PR-2000B)																											0	
電動アシス	25-5945-0	アシストホイールライト																												



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品

情報

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。






スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。 ※段差に対し最低でも 4 倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ スロープの 長さ	5cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 _{cm}	70 cm
65 cm												
70 cm												
85 cm												
87.5cm												
100cm							押	してくれ				
120cm								限界の角	角度			
125cm											上	
135cm										\Box		
150cm												
165cm									傾急	斜角度 1	0~15	°未満
175cm	自	分で進む		誰かが	押してく	(れる)						
200cm												
205cm ***	, 5°は 5つい~!				I	一上						
240cm						7(-	ン			•		
245cm												
255cm	似	預斜角度	5 杀满		傾命	料角度 1	0 未満					
285cm												




サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ケアスロープ

材質:FRP+アルミ

ケアメディックス





商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	円	円	円	円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	円	円	円	円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	円	円	円	P
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	円	円	円	P
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	円	円	円	円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	円	円	円	円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	円	円	円	円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	円	円	円	円

STEP 1



- 介助者の状況を確認し、選定して ください。
- 段差の高さを確認し、スロープの 長さだけでなく角度も含めて選定 してください。

- 老老介護の場合 推奨角度8° スロープの長さ

|| 段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

≪CS-175≫

玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

≪CS-240C≫


玄関に約30cmの段差があり、間 口が71cmの為、設置可能で脱輪 防止エッジがあり車椅子が安全に 移動できるスロープとして選定。

STEP 2

■ 日本家屋に多い狭い間□・場所でも 設置可能な、幅狭設計です。




アルミ製脱輪防止エッジにより 衝撃に強く、丈夫で安全に走行 することができます。 下端部までエッジが無いので、 狭い場所で車椅子が直角に



STEP 3

- 収納しやすい自立設計です。
- 様々な段差に応じて長さを選択できる 豊富なラインナップを取り揃えております。





スロープの先端までアルミ 加工を施すことにより、 設置時にしっかりと固定 できます。

STEP 4



- 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、 走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの 上を裸足で歩いても痛くありません。

床ずれ

防止用具

ベッド・

ベッド 付属品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

ノスロープエアー2 ダンロップホームプロダクツ

1.業界最軽量クラス *1 スロープのリーディングカンパ ニーとして、培われた軽量化・安 全・安心・設計技術を生かし、業界 最軽量クラスのスロープを開発。 2.乗り上げ時の 衝撃を低減 ※2

車いすのスロープ乗り上げ時の 衝撃を低減。介助もらくらく。

有効幅:69cm

3.汎用性の向上 ※2

全サイズの幅を70cm未満とし、 今まで設置不可能だった間口に 対応します。尚、ハンドル部分も 干渉しません。サイズ展開も7サ イズあり、様々な住宅環境に適 応可能です。

4.安全性の向上 *2

側壁で脱輪を予防。保護用ゴム の採用で折り畳み時に懸念され る指詰めによる怪我の危険性を 軽減。スロープを正しい位置に 設置するために大きく分かりや すく表現したマークを表示し、安 全なご利用を促しています。

5.補修性の向上 ※2

レンタル事業者様における補修 作業を簡便化。

- *1 JIS認証された車いす用可搬形スロー プにおいての他社比較(2020年8月 メーカー調べ) *2 ダンロップホームプロダクツ社従来品 との比較





設置場所まで運びます。


Α





樹脂止め金具をはずします。

R-125Z R-165Z R-205Z



ハンドルを引き上げてください。



広げます。



安全を確かめて使用してください。

販売品

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85Z	85	約4.3	28-1177-1	00532-000054	円	円	円	円
R-125Z	125	約5.7	28-1174-1	00532-000053	円	円	円	円
R-165Z	165	約7.0	28-1172-1	00532-000052	円	円	円	円
R-205Z	205	約8.5	28-1178-1	00532-000051	円	円	円	円
R-230Z	230	約9.6	28-1179-1	00532-000050	円	円	円	円
R-255Z	255	約10.5	28-1180-1	00532-000049	円	円	円	円
R-285Z	285	約11.5	28-1181-1	00532-000048	円	円	円	円

エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の

段差を解消!

76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	円	円	円	円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	円	円	円	円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	円	円	H	H
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	円	円	H	H
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	円	H	H	円 円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	円	円	H	円 円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	円	円	H	—————————————————————————————————————
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	円	円	円	—————————————————————————————————————
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	円	円	円	
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	円	円	円	—————————————————————————————————————
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	円	円	円	円


のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材




端部は安心のラウンド加工




車椅子や歩行者が 側面からアプローチしても ラウンド加工されているので 安心です。

安心のずれ防止仕様





勾配は全タイプ14°



車椅子での段差越えや歩行での つまずき防止に安心です。

床ずれ 防止用具

付属品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。 座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。 <設置場所>





移動用リフトの種類と特長

自立

外から中へ。中から外へ。段差 がある場所でも車椅子に乗っ たまま安全に移動できます。

屋外で

居室で

床や椅子からの立ち座りや 移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

浴室で

滑りやすく事故の危険性が 高い浴室や浴槽への出入り を、より安全にスムーズに。

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

ベッドからの離床や

室内での移動に



浴槽への出入りに

バスリフト

浴室での移動や 浴槽への出入りに



つるベーF2Rセット

____ 車椅子に乗ったまでの移動に







つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。 身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



全介助

ハーフサイズ シート

からだが比較的安定し て座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取 扱いやすいタイ プです。




トイレ用シート

臀部が大きく開い ています。下着の着 脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。 つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付



FUJI

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。



準備・操作が簡単

使いたいときに サッと準備 どなたでも簡単操作

コンパクト

軽量化実現! 狭い場所でも使える スリムなボディ 移動もらくらく

安心·安全

Hugが体を しっかりとサポート 100kgの方まで 軽々移乗



①Hugに寄りかかる

Hug を近付け身体 を寄せます。スリン グシートなどは不要 なため、準備に時間 がかかりません。



②上体を起こす

簡単リモコン操作で Hugがやさしく、抱 えあげます。 100kgの方でも安心 して利用できます。



③便座に座る

お手洗いや車椅子 へゆっくりと安全に 座ることができま す。脱衣介助も簡 単に行えます。

屋内

問品名	商品番号	ペート 記				
Hug L1-01	22-6065-0	01666-000002				
サイズ:全長88×全幅55>	全高85~120cm 重さ:30kg	最大使用者体重100kg				
バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電	■圧:DC24V 充電時間:8時間 最大	使用回数:100回(使用環境による)				
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金				
負担額 (Tall)	円 (3割)	A B				

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所



使用条件:立ち上がり



肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。



昇降座椅子のスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

商品名	商品番号	商品コード
DSERA	22-5744-1	00088-000012
重さ:36kg	耐荷重:100kg 使用電	源:AC100V
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	円 (3割)	A B

床ずれ 防止用具

ベッド・

ベッド 付属品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



移動用リフト・つり具

62~118.4

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

モリト

販売品

情報

床走行式リフト マイティライト皿 屋内 非課税 ミクニ ライフ&オート ケア優 ラフィオ ミオレット 楽匠 楽匠 Z D 52 165


前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。 手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

商品名	商品番号	商品コード		
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027		
前脚高さ:6.1cm	n 重さ:34.5kg バッテリー:電源AC100Vで充電			
前輪:3.5cm (Wキャスタ	7一式) 後輪:7.5cm (ブレー	キ付) 耐荷重: 160Kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	円 (3割)	円 円		

つるべー Bセット (寝室用)

屋内 非課税

浴室 非課税



使用できる ベッド

商品名		商品番号			商品コード	
85cm		22-572	O-C	002	229-00000	5
本体重さ:51.3kg	電装	品重さ:5.1kg	電源: AC1	100V	耐荷重:100kg	
ご利用者 /1 劇)		(2割)		円	月額レンタル料金	È
ご利用者 _(1割) 負担額		円 (3割)		円		円

F2Rセット(浴室用)



ームの長さ 30・40 185 240 第2アーム (5cm間隔) の長さ 70・85

身体機能:座位困難 商品名 商品番号 商品コード 第1アーム30cm 第2アーム70cm 22-5725-0 00229-000016 第1アーム30cm 第2アーム85cm 22-5726-0 00229-000016 商品名 商品番号 商品コード 00229-000016 22-5728-0 第1アーム40cm 第2アーム70cm 第1アーム40cm 第2アーム85cm 22-5729-0 00229-000016

本体重さ:(第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg

電装品重さ:5.1kg 電源: AC100V 耐荷重:100kg 円 月額レンタル料金 (2割) ご利用者 負担額 (1割) 円 円 (3割) 円

マイティライトⅢ用つり具

ミクニ ライフ&オート


※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。



ハイバック4点式

商品番号 43-5592-1 適応身長:140cm以上 耐荷重:100kg

68.200 _□



適応身長:155cm以上 耐荷重:100kg

小売価格(税込)

48.400 [□]

介護保険対象購入品

介護保険対象購入品

つるベー用つり具

モリトー エヴァスリング ハーフ

サイズ 商品番号 ハーフ (中) EVE210 43-5511-1

耐荷重:140kg メーカー希望 46.200_m

小売価格(税込)

エヴァスリング フル

サイズ 商品番号 フル (中) EVE240 43-5528-1 耐荷重:140kg

57,200 _₱ 小売価格(税込)



入浴用シート パオ メッシュブルー (ハーフサイズ)

商品番号 43-5507-1 耐荷重:140kg

46,200 _□ 小売価格(税込)





アームレスト乗越えキット付

電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード	
EWB101RR	22-0701-1	00187-000111	
EWB101RR (アームレスト乗越えキット付)	22-0702-1	00187-000223	
ご利用可能体重:35~100kg 充電時間:50分((1回の充電で約10往復) バッテリー:DC12V 重さ	さ: 20kg (アームレスト乗越えキット付: 20.8kg)	
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円 月額レンタル料金	
ご利用者 負担額 (1割)	円 (3割)	円 円	

いうら

L 字進入

床ずれ

防止用具

車椅子用電動昇降機 UD-320CS



いうら

商品名	商品番号	商品コード		
UD-320CS	22-5867-1	22-5867-1 00084		
全長 (スロープを下げたとき): 145.5cm 全幅: 93cm				
全高:111.5~172cm テーブル内寸:幅68×長さ114cm 昇降範囲:5.5~65cm				
スロープ:幅68.5×長さ27.5cm ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=				
重さ:75kg 耐荷重:	:150kg スロープ角度:10度	使用電	電源: AC100V	
ご利用者 /1 劇)	(2割)	円	月額レンタル料金	
負担額 (1割)	円 (3割)	円	円	

車椅子用電動昇降機 UD-320CL

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

商品コード **UD-320CL** 22-5864-1 00084-000094 全長 (ブリッジを立てたとき):126cm 全幅 (スロープを下げたとき):129cm 全高:111.5~172cm テーブル内寸:幅73.5×長さ114cm 昇降範囲:5.5~65cm スロープ: 幅99×長さ35cm ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒 重さ:79kg 耐荷重:150kg スロープ角度:6度 使用電源:AC100V ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 円 円 (3割) 円 円

テクノリフタ-屋内 04555 屋外 新光産業 最大高さ 最小高さ 47cm 最大積載量: 180kg 電源: AC100V90W



駆動式:電動・チェーンピニオン



商品名 商品番号 商品コード 00447-000013 065SS-A 22-6305-0 最大高さ:67cm 最小高さ:5.5cm 本体重量:120kg テーブル寸法:110×120 円 ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 負扣額 円 円 円 (3割)



ł	操作も簡単。シニアの方や目立支援にも安心してお使いいただける段差解消機。					
商品名		商品番号		商品コード		
085SS			22-6307-0	00	0447-000019	
最大高さ:85cm 最小高さ:6.0			さ:6.0cm 本体重量:140kg	テー	ブル寸法:115×120	
	ご利用者 負担額 (1割)		(2割) 円 (3割)	円円	月額レンタル料金 円	



採作り間半。ノーアのカド日立文族にも文心してお使いいたたける政定所用候。					
商品名	商品番号	商品コード			
100SS	22-6308-0	00447-000014			
最大高さ:106.5cm 最小高	高さ:6.5cm 本体重量:155k	g テーブル寸法:115×120			
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 円			





介護保険購入対象品

床ずれ 防止用具

排泄予測デバイス DFree (ディーフリー) Home care

トリプル・ダブリュー・ジャパン

排尿のタイミングを見える化してトイレの不安を解消します。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり





DFreeサイズ参考図

歩行 補助杖

●DFreeの仕組み

DFreeのセンサー部から超音波を利用して膀胱内の尿のたまり具合を捉えます。膀胱のデータをリアルタイムで解析し、専用のお知らせ機器上で、トイレやパッド交換のタイミングをお知らせします。通知にもとづき、排泄介助を行うことで、自立排泄の実現や空振りの減少につながります。



歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


●DFreeの機能

●排尿のタイミングをお知らせ

DFreeを装着すると膀胱内の尿のたまり具合がリアルタイムでディスプレイ上に0~10段階で表示されます。一目で現在の尿のたまり具合を確認する事ができ、設定しているそろそろラインにたまり具合が達すると「そろそろ通知」がなります。

※10が必ず排尿のタイミングではなく、6や8で排尿されることもあり、 個人差があります。







4スポット尿測定

15秒で尿のたまり具合を測定する機能です。介助のタイミングで尿量を確認してトイレ誘導したい時など、能動的に計測することを想定した機能です。

②排尿記録

ディスプレイの「記録する」ボタンから簡単に排尿記録ができます。「履歴を見る」ボタンでは一日ごとの排尿記録を表示し、日付選択で過去の排尿記録を確認できます。

3排尿傾向の把握

「排尿表」ボタンを押すと1週間の日ごとの 排尿回数、尿もれ回数、排尿した時間帯を一 目で確認できます。

販売品

情報

DFree装着用シート

装着用シート

専用のDFree装着用シートは、DFreeのずれを抑え、簡単に装着することができます。DFree本体をDFree装着用シート中央部にはめて利用することができます。プレミアムとスタンダードの2種類あり、3~5回を目安に繰り返し利用する事が可能です。





商品名	商品番号	商品コード		
DFree(ディーフリー)	34-0001-1	01915-000002		
DFree				

サイズ:幅 51×奥行 36×高さ 17mm 重さ:26g 防水性:水洗い可能(カバーを閉じた状態) 使用電池:リチウムイオン二次電池 動作時間 (充電時間):約40時間 (約4時間) 専用お知らせ機器

ディスプレイサイズ:7インチ 通信方式:Bluetooth LE5.0 付属品:ACアダプター

メーカー希望 小売価格(税込)

99,000⋴

※消耗品は購入時に2カ月分を付属しています。

消耗品	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
装着用シート スタンダード12枚入り(約2ヶ月分)	34-0002-1	1,980 円
装着用シート プレミアム6枚入り(約1ヶ月分)	34-0003-1	3,828 円
超音波ジェル60g(約2ヶ月分)	34-0004-1	550円

家具調トイレ セレクトRコンパクト

アロン化成





	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	標準便座 ソフト便座	約14.0kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座		約14.0kg	防臭消耗品
暖房便座	約9L	約14.7kg	防臭消耗品
標準・快適脱臭	- 約9L	約14.6kg	消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約14.6kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房·快適脱臭		約15.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6753-1	56,100 円
ソフト便座	35-6754-1	62,700 円
暖房便座	35-6755-1	73,700 ⊞
標準・快適脱臭	35-6756-1	81,950 ⊞
ソフト・快適脱臭	35-6757-1	89,650 ⊞
暖房・快適脱臭	35-6758-1	98,450 円

家具調トイレ セレクトRはねあげ アロン化成



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	· 約9L	約19.3kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座		約19.3kg	防臭消耗品
暖房便座		約20.0kg	防臭消耗品
標準·快適脱臭		約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房·快適脱臭		約20.6kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6759-1	92,950 円
ソフト便座	35-6760-1	99,550 円
暖房便座	35-6761-1	110,550 円
標準・快適脱臭	35-6762-1	118,800 円
ソフト・快適脱臭	35-6763-1	126,500 円
暖房・快適脱臭	35-6764-1	135,300 ⊞

床ずれ 防止用具

体位 変換器

> 認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報


安寿 ポータブルトイレ FX-30S らくゾウくん



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約12.5kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座	約9L	約12.5kg	防臭消耗品
暖房便座		約13.0kg	防臭消耗品

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6893-1 アースブラウン	34,100 ⊞
	35-6894-1 ミストブルー	34,100 n
ソフト便座	35-6901-1 アースブラウン	40 700 m
ソノト使座	35-6902-1 ミストブルー	40,700 ⊞
暖房便座	35-6903-1 アースブラウン	E1 700 m
	35-6904-1 ミストブルー	51,700 ⊞

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 ※別途配送料がかかる場合があります。



安寿 ポータブルトイレ

便座から 18〜30 (5段階) 87 便座まで 33~49 55 55 単位:cm

FX-CP

アロン化成

※便座高は補高スペーサーを含む			
	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約10.8kg	防臭消耗品、○型便座カバー1枚
ソフト便座		約10.9kg	防臭消耗品
暖房便座	約10L	約11.5kg	防臭消耗品
ソフト・快適脱臭		約11.7kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房·快適脱臭		約12.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

さくら

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6355-1 ベージュ	37,950 ₪
保华使座	35-6717-1 さくら	37,950 🖪
ソフト海血	35-6357-1 ベージュ	44,550 ⊞
ソフト便座	35-6719-1 さくら	44,550 F
暖房便座	35-6359-1 ベージュ	55,550 ⊞
	35-6720-1 さくら	35,350 F
ソフト・	35-6361-1 ベージュ	71 F00 m
快適脱臭	35-6721-1 さくら	71,500 ⊞
暖房・ 快適脱臭	35-6363-1 ベージュ	90 200 ш
	35-6722-1 さくら	80,300 ⊞

[※]地域によっては介護保険を適用できない場合があります。



介護保険購入対象品

床ずれ 防止用具

体位

変換器



幅46×奥行16(開閉ロック時)22(開閉

幅42×奥行33cm

約4.8kg

ロック解除時)×高さ83.5~96.5cm

楽らくアシストキャスターで、 狭い浴室環境でも楽に 開閉しやすいシャワーベンチ。

商品番号

41-7719-1 ブラウン

メーカー希望小売価格(税込) 45,100 円







認知症 老人徘徊 感知機器

軽量浴槽台あしぴたジャスト 8-12/12-20/20-30

アロン化成

折りたたみ時

座面

重さ

浴槽台で最軽量クラス。 握りやすい持ち手で、 出し入れを楽にできます。

商品番号



内寸38

65

75

38~46

単位:cm

メーカー希望小売価格(税込)

		■浴	槽内専用
	重さ(8-12)	重さ(12-20)	重さ(20-30)
標準	2.2kg	2.3kg	2.5kg
ソフト	2.5kg	2.5kg	2.8kg

商品番号

41-7552-1 レッド





手すり

	11 // 30 1 - / 1
	41-7737-1 ブルー
歩行 補助杖	41-7738-1 グリーン
	41-7742-1 レッド
	41-7743-1 ブルー
	41-7744-1 グリーン

アロン化成

41-7736-1 レッド 標準 26.400 円 ソフト 28,600 円

安寿 折りたたみシャワーベンチ

20

43

46

41-7553-1 ブルー 41-7574-1 グリーン 41-7554-1 レッド 41-7555-1 ブルー 41-7545-1 グリーン

ソフト 28,600 円

標準 26,400 円

メーカー希望小売価格(税込)

商品番号 メーカー希望小売価格(税込) 41-7739-1 レッド 標準 26,400 円 41-7740-1 ブルー 41-7741-1 グリーン 41-7745-1 レッド 41-7746-1 ブルー ソフト **28,600** 円 **41-7747-1** グリーン

歩行器

FSフィット コンパクトで 車椅子・

FS

狭い浴室でも 場所をとりません。



折りたたみ時	幅46×奥行15×高さ80~91cm
座面	幅41×奥行33cm
重さ	約4kg

商品番号	
41-7085-1	レッド
41-7086-1	ブルー
41-7087-1	グリーン

メーカー希望小売価格(税込) 38,500 ₱





スロープ

移動用

リフト・

つり具

車椅子

付属品

座った姿勢の保持が できない方や 浴槽への移乗を楽に 行いたい方に。



折りたたみ時	幅51×奥行15×高さ82~93cm
座面	幅45×奥行33cm
重さ	約4kg

商品番号		
41-7080-1	レッド	
41-7081-1	ブルー	
41-7082-1	グリーン	
メーカー希望小売価格(税込)		

38,500 円

UST-200N

全・安心な構造





腕を曲げずに持ち運び できるので、細さを感じ ずに楽に持ち運びが行

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

安寿 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N

アロン化成

またぎ動作のしやすさを重視した ループ形状のグリップです。



		ブルー
取付け可能な浴槽の壁厚	(130N)4.5~13cm	(200N)11.5~20cm
サイズ		30N)29〜38 43×高さ42cm
浴槽上面~手すり高さ	11 · 14 · 17 · 20 · 2	3·26cm (6段階)

商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
UST-130N	41-6948-1 レッド	
	41-6949-1 ブルー	39,600 円
	41-7362-1 グリーン	•
UST-200N	41-6950-1 レッド	
	41-6951-1 ブルー	40,700 円
	41-7363-1 グリーン	·

UST-130N

レッド

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 ※別途配送料がかかる場合があります。

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB レギュラー/ショート

4.5~13 c m

幅21×奥行30.5~36.5×高さ

11·14·17·20cm (4段階)

アロン化成

取付け可能な浴槽の壁厚

サイズ

浴槽上面~手すり高さ

今まで取り付けのできなかった ユニットバスに対応。





商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
LICT 400LID	41-7471-1 レッド	
UST-130UB レギュラー	41-7472-1 ブルー	41,800 ⊞
レイュノー	41-7473-1 グリーン	
LICT 120LID	41-7526-1 レッド	
UST-130UB ショート	41-7527-1 ブルー	41,800 ⊞
ノョード	41-7528-1 グリーン	

移動もできるシャワーチェア ウーゴ君

ケアメディックス 4輪自在楽々コンパクト







コンパクトサイズ と自在回転キャス ターで狭い場所 でもスムースな 移動・転回が可能。



座面の高さは3段 階で調整可能。 ユニットバスの縁 高さに合わせ調 整ができ、横付け 移乗がしやすい。



フットレストは収 納式で立ち上が り時の動作を妨 げない。



キャスターのスト ッパーはワンプッ シュで「進行」と「 回転』を同時に口



ハンドルの高さを 4段階で調整で き、移動時の介助 者の負担を軽減。



身体を温めなが ら洗うことができ るシャワーヘッド ホルダーを付属。



パッド類、ハンド ルラバーは抗菌・ 防力ビ仕様。



パッド類は着脱可 能で、劣化した場 合は交換ができる (メンテナンスパ ーツ)。

ゥ・







※必ず介助者が付き添いのもとで使用してください。

介護保険 特定福祉用具購入 入浴補助用具

〈製品仕様〉

品版	SCA-01
カラー	レッドオレンジ
TAIS⊐−ド	00093-000064
本体サイズ(座面低設定時)	幅 490×奥行 745×高さ 770mm
座面パッドサイズ	幅 420 ×奥行 320 ×高さ 28mm
重量	約9.8kg
耐荷重	100kgまで
折りたたみ	可能(自立不可)
アームレスト/フットレスト	はね上げ可動
キャスターサイズ	Φ100(mm)4インチ×4ヶ
主な材質	アルミ/ステンレス/EVA/TPE
メンテナンス販売部材	背・座・アームレストパッド/ハンドル/固定ピン/シャワーヘッドホルダー 左右各前輪用フットレスト付きキャスター/左右共通後輪用キャスター

商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
ーゴ君 SCA-01	41-7988-1	96,800 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



トロミダイヤSP

体位

飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭 なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうこと がありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のとろみづけに もご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいの

認知症 老人徘徊 感知機器

変換器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

三菱商事ライフサイエンス

が特徴です。



軽減税率対象品

オープン価格

商品名	商品番号		
トロミダイヤSP 500g×10袋			
原材料:デキストリン(国内製造)、増粘多糖類			
保存方法: 直射日光避け、常温保存			
メーカー希望 小売価格	オープン価格		
商品名	商品番号		

商品名	商品番号		
トロミダイヤSP 2kg×4袋	85-9072-1		
原材料:デキストリン([国内製造)、増粘多糖類		
保存方法:直射日光避け、常温保存			

ご使用方法

①基本方法 コップに入れた飲料をスプーンで かきまぜながら、トロミダイヤSP を一気に加えます。



②おすすめ方法 乾いたコップにトロミダイヤSPを 先に量りとり、後で飲料を一気に

加えます。





●トロミダイヤSPの各種硬さ別使用量(各種飲料100gへの使用量)

使用量の基準							
		必	要となる添加量(g)			
		薄いとろみ	中間のとろみ	濃いとろみ			
飲料の	飲料	50-150mPa·s	150-300mPa·s	300-500mPa•s			
種類	温度	スプーンを 傾けるとすっと 流れ落ちる	スプーンを 傾けるととろとろ と流れる	スプーンを 傾けても形状が ある程度保たれ 流れにくい			
水	20℃	1.0 g	1.7g	2.5g			
お茶	45℃	1.0 g	1.7g	2.5g			
100%果汁	20℃	1.0 g	1.5 g	2.3g			
牛乳	20℃	1.0 g	1.7g	2.5g			
味噌汁	45℃	1.0 g	1.7g	2.5g			

※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

●トロミダイヤSP栄養成分表 (100g当たり推定量)

エネルギー	306Kcal
たんぱく質	0.5g
脂質	0.1g未満
炭水化物	88.4g
一糖 質	25.0g
一 食物繊維	63.4g

ナトリウム	1,300mg
(食塩相当量)	3.3g
カリウム	250mg
カルシウム	41mg

使い捨て プラスチック手袋

リブドゥコーポレーション

メーカー希望

小売価格

オムツ交換時の必須アイテム。作業がしやすい ぴったりフィットタイプで、耐久性にも優れています。 左右兼用なので、ムダなくお使いいただけます。















	商品名	サイズ	商品番号	袋入数	ケース入数	メーカー希望小売価格(税込)
_		S	39-6461-1		00枚 20箱	
	粉付き	Μ	39-6463-1			
		L	39-6465-1	100枚		→ → , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		S	39-6467-1	入	入	オープン価格
	粉なし	Μ	39-6469-1			
		1	39-6471-1			

製品サイズ: (S)23×8.5cm (M)23×9.5cm (L)23×10.5cm 素材:塩化ビニール樹脂 (フタル酸系可塑剤)

床ずれ

体位

変換器

防止用具

あゆみシューズ

足の悩みは人それぞれ。お悩みに合わせての靴選び。

徳武産業

皆様のたくさんの「声」で生まれる「あゆみ」

お客さまの足元を守るため、様々な工夫をしています

特長 1

あゆみカーブでつまずきにくい

年とともに変わる歩行の変化を考え、つま先 は適度な反り返りでつまずきを防止します

あゆみカーブは やさしさの角度で つまずきを防止します



軽 量

軽量でありながら安心の履き心地です

靴の内側でも調整できる

中敷を取り外したり挿入することで微調整 ができます



※画像はダブルマジックⅢです

特長 3

かかとをしっかり支える

カップインソールが足をやさしく包み、かかと 部のカウンターがしっかり支えます

特長 4

調整しやすい

足の状態に合わせてベルトやひもで調整が 可能です

マジックベルトで 簡単調整



カップインソール

サイズ表

SS

S

11 3L

4L

S 20.5~21.5 M 22.0~23.0 23.5~24.5 L LL 25.0~26.0 26.5~27.5 3L

> 21.0~21.5(7.9) 22.0~22.5(8.2)

23.0~23.5(8.5)

24.0~24.5(8.8)

25.0~25.5(9.1) 26.0~26.5(9.4)

27.0~27.5(9.7)

28.0~28.5(10.0)

※単位:cm ※()内は足幅

認知症 老人徘徊 感知機器 20.0~20.5(7.7)

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

施設用











外出用



ゆったり簡単スリップオン スットフレッシュ かかとスポッと コンフォートⅢ ハイフィット S~5L S~3L S~3L S~5L S~3L メーカー希望小売価格 (両足) 7,590~ 円 (両足) 7,590~ 円 (両足) 3,520~ 円 (両足) 4,400~ 円 (両足) 9,680~ 円 (両足) 9,680~ 円

外反母趾など の足ゆびに 変形・痛みが ある方など…

それぞれの 目的に 合わせて

商品名

サイズ



瞬感スポッと

S~5L











商品名 ウィングストレッチ ダブルマジックⅢニット エスパド スリットベルト ケアフルⅢ ダブルマジックⅢ合皮 S~3L S~3L サイズ S~3L M~LL S~5L S~6L メーカー希望小売価格 (両足) 7.590~ 円 (両足) 7.590~ 円 (両足) 3,520~ 円 (両足) 3,520~ 円 (両足) 9,680~ 円 (両足) 8,800~ 円

むくみ、腫れ、 甲高·幅広の 方に…













商品名	ダブルマジックⅡ	こ つま先ひろびろサポート	オールスポッと	ワイドベルトワッフル	ダブルマジックⅢ合皮ワイドサイズ	コンフォートⅢワイドサイズ
サイズ	SS~6L	S∼5L	S∼3L	M~3L	S∼6L	S~5L
メーカー希望小売	価格 (両足) 7,590~ 円	(両足) 9,130~ 円	(両足) 3,960~ 円	(両足) 4,400~ 円	(両足) 10,560~円	(両足) 11,440~円

下肢装具の 方にも…













商品名	ダブルマジックⅢワイドサイズ	Re-Life メッシュ01	早快マジックオープン	オープンフィット	ケアフルⅢワイドサイズ	Re-Life サポート02
サイズ	S~6L	M~6L	S~3L	M~3L	S~5L	M~6L
メーカー希望小売価格	(両足) 9,350~円	(両足) 10,780~円	(両足) 2,420~ 円	(両足) 3,960~ 円	(両足)11,440~円	(両足) 10,780~円
※掲載商品は一例となります。						<税込価格>



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

おむつ漏れ、一緒に解決しませんか ~今までに無い、新しいおむつ配送サービス~



フィッティング

X

直送サービス

専門家が

おむつの悩みを解決し あなたのおむつを お選びします!

🛊 簡 単 🧚

依頼書1枚の記入で お試し品約5日分お届け! 提案書(着用方法の説明)もあるので "簡 単"

お手頃

フィッティング代・ お試し品・送料込み価格で ご指定の住所へお届け! 定期的に商品が届き、価格も "お手頃"

サービス申込み→お試しからスタート!

介護事業所担当者がご使用者様と一緒に、一番フィットするおむつ を選定し、在庫確認と発注も行うサービスです。



お客様の身体状況に

合わせたおむつをメーカーが選定!

フィットするおむつで

"安 心"

おむつを使用している

よく漏れる、よくズレる

おむつの調達に困っている



※上記の他、お悩みなどありましたらご相談下さい。



3分で分かる! **含むピタ**®










マンガで分かる*②むピタ®



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

98



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

明日のために、今日食べよう

バランス弁当

"病院や高齢者施設で"手間なく安全・安心とおいしさをお届けします











配膳は重箱にセットするだけ ご飯と汁物は施設様でご用意下さい



お持ち帰りサービス

送迎車でお持ち帰り



ご自宅の電子レンジで簡単加熱





備蓄食用 冷凍なので長期保存が可能



BCP対策としての非常食も(常温)





試食もご用意していますので お気軽にお問合せ下さい。





ひとり暮らしで生活されている高齢者を

ALSOKがみまもります。


全国2,300か所で待機するガードマンが迅速に駆け付け!

在宅時のみまもり



HOME ALSO\ &\$\text{\$\}\$}}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ti







01 主な基本サービス

緊急時の押しボタン



日常の健康相談



緊急速報メール読み上げ



02 主なオプションサービス

火災・ガス漏れの監視



ライフリズム監視



熱中症見守り



徘徊の早期検知





※上記サービスは介護保険外サービスです。

※ご利用者(またはご家族)とALSOKグループ各社との契約となります。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子• 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

住宅改修

介護保険で **住宅改修**に適用される 特定**6**項目



- 1 手すりの取り付け
- 2 段差の解消
- 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 4 引き戸等への扉の取替え
- 5 洋式便器などへの便器の取替え
- 6 その他(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)

介護保険の場合

支給される 200,000円+事前申請 が必要です

ご注意

- ①**住宅改修費が支給される工事と支給されない工事**があるので注意が必要です。
- ②**支給される工事費用の1割**(所得により負担割合が変更される場合もあります。) **を、対象者が負担する必要があります。**
- ③支給限度額以内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付をうける ことができます。

詳しくは、ご担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

住宅改修の流れ 介護保険住宅改修の大まかな流れ

事前準備

状態や状況を把握して、生活環境の問題や課題を把握しましょう。

ケアマネジャーなど介護の専門家および施工業者に、 症状や状況と、住環境などを見てもらい、相談のうえ改修内容の検討をして下さい。

介護保険住宅改修制度による、自己負担金などの説明も参考にして、 実際の工事内容と計画をたてましょう。

工事の検討

工事見積もりを依頼し、内容や金額で施工業者の比較検討してください。

工事の決定

工事見積もりと実績・専門性などで、施工業者の決定をお願いします。

工事申請と承認

「住宅改修が必要な理由書」・「改修計画図面」等、 申請書類一式を作成して、市区町村へ事前申請を行います。

市区町村より、審査・事前承認(不承認)通知書が送付されます。

施工計画

リフォームに関わるスケジュールを施工業者と調整します。

工事の実施

症状や状態に対応する必要上、できる限り施工に立会いをお願いします。

工事の完了

住宅改修費用ご負担金のお支払い、領収証の受領をして頂きます。(※1)

曲 請

市区町村へ工事後の申請書類を作成して補助金の申請をします。(※2)

給

(※1)施工業者に委任する場合、領収証原本の提出が必要です。

(※2)なお、市区町村への必要な申請書類の作成および提出は、一般的には施工業者が代行しているのでご相談ください。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

介護・介助に便利な 間取りの考え方 部屋別に福祉用具の記 使い方などポイントを ご紹介いたします。

部屋別に福祉用具の設置、



次ページ以降に登場する介護・介助の例



Αさん

右腕の麻痺 要介護



Bさん

自分で歩く ことができる



Cさん

車椅子介助



Dさん

車椅子で 自走できる

住宅改修理由書について

住宅改修における理由書とは、ケアマネジャー等から「保険者」および「施工する者」へ伝えなければならない「根拠の証」と言えます。したがって、下記3点は理由書に必須な中心項目です。

総合的状況

- ・利用者の身体や介護の状況。
- ・利用者等は日常生活をどう変えたいか。

改修箇所

- ・改善をしようとしている生活動作。
- ・改修方法(手すり取付・段差解消・引き戸交換・便座交換・床材変更)。

効果予想

住宅改修によって、 このような状況に改善できる。

特に施工者が、「なぜ、ここを改修しなければならないのか」について理解し、納得してもらえるように書くことが重要です。 納得が得られれば、その改修が施工可能か否かも含めて、住宅の専門家である施工者はいろいろな提案をしてくれます。 「餅は餅屋に任せる」ためにも、住宅改修理由書は必要不可欠です。

氏名:	性別:	年齢:
主たる介護者:	担当ケアマネジャー名:	
被保険者番号:	要介護度:	

疾病(障害):

総合的状況:

例1) 居間や寝室からトイレまでは、伝え歩きで何とか行っているが、 しっかりと支えるところが無く、転倒する恐れがある。

例2)伝え歩きで移動し、脱衣場まで何とか到達できるが、 脱衣所出入口の段差につまずくことがあり、転倒する恐れがある。

改修箇所:

例1)トイレへの移動中の転倒防止のために、寝室や居間からトイレまでの壁に手すりを設置。

例2) 脱衣所への移動中の転倒防止のために、居間から脱衣所までの壁に手すりの設置。 つまずきが原因の転倒を防止するために、脱衣所出入口の段差を解消する。

効果予想:

文例としては、「●●●することで■■■が改善できる」のようにする。

例1)トイレへの移動時の歩行が安定し、移動中における転倒の可能性が著しく低くなる。

例2) 脱衣所への移動時の歩行が安定し、移動中における転倒の可能性が著しく低くなる。 脱衣所出入口の段差が解消されて、つまずきが原因で起こる転倒の可能性が著しく低くなる。 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子• 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



1 玄関まわり

体位 変換器

物外壳

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

扉対策(幅員と操作性)

独自で開けられる

通れる

3枚引戸



玄関の扉段差を フラットにする際は、 グレーチング増設も 検討しましょう。


親子ドア

かまち片側スロープ対応





かまち対策



毎日の生活で利便性が重要となる場所。 不自由から閉じこもりがちにならないようにすることや、家族が関わりやすいことも大切です。 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報







鍵の金庫

暗証番号で家の鍵を取り出せます。 介護サービスを受ける時にも便利!





2 廊下・階段

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報




主に屋内で車椅子を使用する場合

傷防止のためのキックプレート



(低い位置のスイッチ




高い位置のコンセント




廊下に面した部屋の入口拡張

廊下に面した部屋



通行が難しい廊下側面の入り口

壁面を一部撤去



入り口の幅を広げると通りやすくなる

屋内6輪車椅子



片側3輪が両サイドについているので安心

屋内には予想外の危険が潜んでいます。転倒防止などに注意して安全性を確保しましょう。 移動しやすい環境づくりはリハビリや運動機能向上にも役立ちます。 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品

情報

階段の手すり


階段の手すりは、

階段の手すりは、両側に設置するのが理想的です。 しかし、幅員や費用の面で難しく、 片側だけに設置する場合は、 降りる時を優先して、降りる際の利き手側に 手すりを設置するのが基本です。




水平部分が重要です 300mm以上は設けましょう。 階段手すりの高さは、 段鼻の高さに。

階段のすべり止め







階段の昇降機(2階や3階を使う頻度が多い場合)

階段昇降機



折りたたむと コンパクトに なります。

ホームエレベーター・ 押入れエレベーター

階段昇降機:膝の屈曲角度がポイントです。膝がどれだけ曲がるかチェックしましょう。



3トイレ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品


情報

温水洗浄便器

世紀の発明品は、
企業の分野でも必要品です。



扉対策(出入り・介助軽減)と、便器の洋式化



狭いトイレでも、引き戸にすることで大幅に 動作や介助のしやすさが改善されることもあります。

トイレ動作(立ち座り)



洋式便器に使えるキャリー

トイレ介助





手すり



立ち座りや衣服の着脱など、限られたスペースでの動作が必要な場所。 リフォームや福祉用具導入による利便化の視点も大切です。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報



その他、トイレ介護の便利グッズ



・急速暖房 ・強力消臭 ・自動運転

110



4 洗面・脱衣・浴室

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

ヒートショックに注意!!



脱

座面付き歩行器やイスを使う

座面付き歩行器







壁をなくして動きやすく車椅子での移動や介助が楽になります。

1トイレ壁撤去▶アコーディオンカーテンへ **2**ドア2枚分▶3枚式引き戸へ **3**浴室ドア▶引き戸へ

【壁の撤去前】



【壁の撤去後】



三大介護「食事(キッチン)・入浴(浴室)・排泄(トイレ)」の動線にあたる非常に重要な場所です。 衛生面や口腔ケア、介助の軽減など、生活と介護の質の向上を目指す工夫をしてみましょう。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

入浴時の介助スペースが狭い場合やシャワーキャリー等を使用する場合は 浴室の扉が課題になることがあります。





グシートのいろいろ



2ピースベルトタイプ





フルバックタイプ



吊りざぶタイプ



シャワーキャリー 分離タイプ



居室・寝室・LDK

体位 変換器

気分転換、熱中症予防、ニオイ対策なども大切。

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



介護保険の書類

ティッシュ

端座位利用の リハビリテーブル


過ごしやすい環境づくりに配慮しましょう!

福祉用具等の配置は、移動の利便性、介護の軽減から重要な検討事項です。

大きめのごみ箱

外の景色やテレビなど視覚や意識の変化もあるようにして、認知症予防をはかることも重要です!

掃除がしやすいキャスター付きベッド



尊 厳 (プライバシー) の 確 保 に 配 慮しましょう!

衝立(ついたて)やカーテンの活用



ベランダ

玄関以外からの出入りを考えたほうが効率的な場合もあります。

車椅子用電動昇降機



リフト


ベランダや縁側のご利用

バリアフリー(ノンレール)サッシ




大きな取っ手

大きなクレセント



バリアフリーフラットレール



お庭などでの野外活動

アニマルセラピー・運動療法



園芸療法



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

114



福祉用具と住宅改修の活用

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報




福祉用具専門相談員 に相談しましょう!

高齢者の状態は変化します。 福祉用具のレンタル品を活用することで、 住宅改修の効果をより高めることができます。

介護保険でレンタルが適用される特定福祉用具13種目







お気軽にご相談ください!

バリアフリー工事についてのご相談やお見積もりはもちろん、 各種の補助金申請にあたっての書類の作成・提出など、 お気軽にご相談ください。



補助金情報

介護保険(住宅改修)(福祉用具)

補装具給付

日常生活用具給付

障害者住宅改修助成事業

高齢者住宅改修助成補助金

その他

実績・経験による専門情報

疾病や病状に対応するご提案

専門家としての施工技術情報

実績を通じての効果的なご提案

設備品•製品情報

新製品情報

新機能情報

キャンペーンなどお得情報

リサイクル品情報

補助金にかかわる書類作成と提出等のお手伝い

申請~支給までのご説明

役所等への届け出の代行

スケジュールの立案、ほか

複雑な書類作成の代行

●申請書の作成

●工事内訳書の作成

●理由書の作成

●証明写真の作成

●承諾書の作成

●改修完了届

●計画図面の作成

●受領委任対応

●お見積書の作成

●領収書

●請負工事契約書作成

……など

ケアマネジャーと関係機関とで連携し、適切な対応をします。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品





体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

介護保険制度について 2025年4月現在

介護保険制度の概要や利用手順をご紹介します。

床ずれ 防止用具

■介護保険対象者

第1号被保険者

(65歳以上の方)

加入している方)

加入する方

体位 変換器

認知症

老人徘徊

感知機器

第2号被保険者 (40歳から64歳までの 医療保険に

右表の想定される状態にあてはまる 要支援状態または要介護状態の方。

介護サービスの利用

初老期認知症、脳血管疾患など 16種類の病気により要介護状態や 要支援状態になった方。

原則として老齢・退職年金 からの天引き

保険料の支払い

加入している医療保険と 併せて徴収

※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります。

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・


つり具

購入 対象品

販売品

情報

■介護保険の利用手続きとサービスの内容



■在宅サービスの利用限度額

床ずれ 防止用具

		居宅介護サー	ービス費等及	び介護予防+	ナービス費等	
要介護・ 要支援 区分	想定される状態	支給限度額(月額)	ご利用者 1割負担額 (月額)	ご利用者 2割負担額 (月額)	ご利用者 3割負担額 (月額)	体位 変換器
要支援1	日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、 日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作に おいて何らかの支援を要する状態。	50,320円	5,032円	10,064円	15,096円	認知症老人徘徊
要支援2	要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさ らに低下し、何らかの支援が必要となる状態。	105,310円	10,531円	21,062円	31,593円	感知機器
要介護1	要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一 部低下し、部分的な介護が必要となる状態。	167,650円	16,765円	33,530円	50,295円	手すり
要介護2	要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な 介護が必要となる状態。	197,050円	19,705円	39,410円	59,115円	歩行 補助杖
要介護3	要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常 生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な 介護が必要となる状態。	270,480円	27,048円	54,096円	81,144円	歩行器
要介護4	要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護な しには日常生活を営むことが困難となる状態。	309,380円	30,938円	61,876円	92,814円	車椅子・ 車椅子
要介護5	要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護 なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。	362,170円	36,217円	72,434円	108,651円	付属品
●限度額の	 範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2	 割・3割)が自己	 負担となりま	<u> </u> ਰ.		スロープ

- ●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。
- ●平成30年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。

区

●限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

分

■自己負担額の上限額(高額介護サービス費)

移動用 リフト・ つり具

> 介護保険 購入 対象品

140,100円 (世帯) 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 課税所得380万円(年収約770万円)~ 93,000円(世帯) 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 44,400円(世帯) 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 24,600円 (世帯) 世帯の全員が市町村民税非課税

合計が80万円以下の方等

販売品

負担の上限額(月額)

24,600円(世帯)

15,000円 (個人)

15,000円(世帯)

情報

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf)

●支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。

前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の

●また所得の低い方は、その上限が減額されます。

生活保護を受給している方等

●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。

レンタル福祉用具ご提供の流れ

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子。 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

1 ご利用者の状況確認

ご利用者のご自宅を訪問し、 身体状況やご家族の状況、お 住まいの環境などを確認しま す。その上で生活機能の維持・ 向上のためにどのような福祉 用具が適切かを検討します。



6 サービスの再検討

サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。



5 アフターサービス

ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。



2 サービスの必要性の検討と選定

サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。



3 福祉用具のお届け

納品前に、福祉用具をしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付

や調整を行います。その際、ご利用者の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。また、練習もしていただきます。



4 使用方法のご説明

暮らしに上手にとり入れ、目的に 応じて役立てていただけるよう、 また、安全にお使いいただけるよ う、納得していただけるまで使用 方法をご説明し、必要な場合は 一緒に使い方の練習もします。



緊急時の対応

●事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生 した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取 扱店までご連絡ください。

購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

- ●腰掛便座
- ■入浴補助用具·簡易浴槽
- ●住宅改修用品
- 介護保険対象外販売品
- ●選択制対象商品

レンタル終了とお引取り

- ●レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。
- ●レンタルの契約書で定める期限までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。
- ●レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

■福祉用具貸与

<福祉用具の貸し出しに関する要件>

、温度が美の田のに関する女性と						
	種目	要支援1・2、要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ		0	\circ	0	0	0
特殊寝台・特殊寝台付属品・車椅子 (自走用標準型・介助用標準型)・車椅子付属品・床ずれ防止用具・体位変換器		×例外あり※	0	0	0	0
普通型電動車椅子		×例外あり※	\circ	0	0	×
認知症老人徘徊感知機器		×例外あり※	0	0	0	×
移動用リフト(吊り具の部分を除く)		×例外あり※	×例外あり※	0	0	0
白新批洲加田壮罢	(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)	×例外あり※	×例外あり※	×例外あり※	0	0
自動排泄処理装置	(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)	×例外あり※	0	0	0	0

[※]例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

<例外給付に関する要件 >

福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。

●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当する者は、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。

小窓に該当9 る台は、別走の手続きをかりことで、例外和的が認められまり。				
福祉用具の 種目	福祉用具が使用できる状態像 (平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ)	認定基本調査の結果		
車椅子・ 車椅子付属品	次のいずれかに該当する者 ① 日常的に歩行が困難な者 ② 日常生活範囲における移動の支援が 特に必要と認められる者	① 認定調査において歩行が「できない」② 一		
特殊寝台· 特殊寝台付属品	次のいずれかに該当する者 ① 日常的に起き上がりが困難な者 ② 日常的に寝返りが困難な者	① 認定調査において起き上がりが 「できない」 ② 認定調査において寝返りが 「できない」		
床ずれ防止用具・ 体位変換器	日常的に寝返りが困難な者	認定調査において寝返りが「できない」		
認知症老人徘徊感知機器	次のいずれにも該当する者 ① 意思の伝達、介護者への反応、 記憶・理解のいずれかに支障がある者 ② 移動において全介助を必要としない者	① 下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意思の伝達が「他者にできる」以外 ・認定調査において認知機能(3群の3-2~3-7)のいずれかが「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合 ② 認定調査において移動が「全介助」以外		
移動用リフト (つり具の部分を 除く)	次のいずれかに該当する者 ① 日常的に立ち上がりが困難な者 (注:昇降座椅子以外) ② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者 ③ 生活環境において段差の解消が必要と 認められる者(段差解消機のみ)	① 認定調査において立ち上がりが「できない」 ② 認定調査において移乗が「一部介助」 又は「全介助」 ③ 一		
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引 する機能のものを除く)	次のいずれにも該当する者 ① 排便が全介助を必要とする者 ② 移乗が全介助を必要とする者	① 認定調査において排便が「全介助」 ② 認定調査において移乗が「全介助」		

注:昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。 (H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより)

■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

福祉用具の選択制について

選択制の概要や利用する場合のプロセスについてご紹介します。

選択制導入の経緯

貸与 (レンタル) 福祉用具のご利用状況をみてみると、主に可動部がなく利用後のメンテナンスもほぼ不要な福祉用具について、貸与期間の長期化にともないレンタル価格の累計額が販売価格を上回ってしまうケースがしばしば発生していることが明らかになっています。

そこで、2024年4月の介護報酬改定にあたり、ご利用者の負担軽減等も考慮し、該当する福祉用具について専門家の意見を交えながら貸与か販売かを選択できる体制(選択制)が新たに導入されました。


一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(省令・告示・通知改正)

利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。


第239回 社会保障審議会介護給付費分科会「【資料1】 令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

選択制の対象となる福祉用具

以下の3つの福祉用具が選択制の対象となります。







固定用スロープなど、購入を選択された場合に複数個の使用が必要となる場合は、福祉用具専門相談員もその必要性を十分に検討した上でご利用者に提案することが求められています。

選択制を利用する場合のプロセス

貸与 or 販売 検討・選定

選択制に該当する福祉用具の利用にあたっては、ご利用者自身で福祉用具貸与 (レンタル) または特定福祉用具販売 (購入) のいずれかを選択できることについて、福祉用具専門相談員がご利用者に十分説明することが義務付けられました。

さらに、福祉用具専門相談員は該当する福祉用具の選択に際し、ご利用者に必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況等をふまえた提案を行うことも義務付けられています。

福祉用具専門相談員

該当する福祉用具について、ご利用者に貸与・販売を選択できることを説明。選択にあたっての必要な情報の提供やメリット・デメリットも説明します。医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況をふまえた提案を行います。



ご利用者

福祉用具専門相談員の説明・提案をもとに、対象となる福祉用具についてレンタルまたは販売(購入)をご利用者が選択します。



ご利用者が貸与(レンタル)を選択された場合、福祉用具専門相談員は「福祉用具の適時・適切な利用やご利用者の安全の確保」といった観点から、貸与開始後「6ヶ月以内に少なくとも一度」モニタリングを実施し、レンタル継続の必要性を検討することが義務付けられました。

また、モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などをふまえ、利用開始から6ヶ月以降においても、必要に応じ貸与継続の必要性について検討を行います。

利用開始後6ヶ月以内に少なくとも一度、貸与継続の必要性を図るためにモニタリングを実施。結果は居宅介護支援事業所へ報告する。

貸与開始後 6ヶ月以内 ※6ヶ月以降は努力義務。 モニタリング の実施 (義務)

貸与継続

貸与継続には医師の意見書等が 必要となります。



ご利用者が福祉用具販売 (購入) を選択された場合、福祉用具専門相談員は特定福祉用具販売計画を作成し、以下のサービスを実施することが義務付けられました (②③は努力義務)。

- ●特定福祉用具販売計画作成後、計画 に定めた目標の達成状況を確認する。
- ②ご利用者から要請があれば、購入された福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導や修理(メンテナンス)等を行うよう努める。

※メンテナンスに要する費用は個々の契約に準じる。

③商品不具合時の連絡先をご利用者に情報提供する。







床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助村

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

介護給付費早見表 令和6年4月施行版(抜粋)

床ずれ

本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。

数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

防止用具

体位 変換器

(区分支給限度額)

1 か月あたりの上限額

区分	利用限度額(単位)
要支援1	5,032
要支援2	10,531
要介護 1	16,765
要介護 2	19,705
要介護3	27,048
要介護 4	30,938
要介護5	36,217

[※]一定以上の所得の第1号被保険者は2割または3割負担となります。

感知機器 (計明人業) 1 同につま

●通院等乗降車介助

手すり

認知症

老人徘徊

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

【訪問介護】 一回につき		
所要時間	身体介護	生活援助
20 分未満	163	_
20 分~ 30 分未満	244	_
20 分~ 45 分未満	_	179
45 分以上	_	
30 分~ 1 時間未満	387	
1 時間~ 1.5 時間未満	567	
1.5 時間~ 2 時間未満	649	220
2 時間~ 2.5 時間未満	731	220
2.5 時間~ 3 時間未満	813	
3 時間~ 3.5 時間未満	895	
3.5 時間~ 4 時間未満	977	

1回につき	97	1月につき	200
●早朝・夜間の場合	ì	●深夜の場合	
1回につき	25%加算	深夜の場合	50%加算

●初回加算

●生活機能向上連携加昇 Ⅰ月につき						
加算(I)	100	加算(Ⅱ)	200			

〔訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護〕 1回につき

訪問入浴介護	介護予防訪問入浴介護		
1,266 (1,139)	856 (770)		
w/ \https://philosophys.			

200

※()内は「全身浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合」 ●初回加算

1月につき

(訪問リハビリ/介護予防訪問リハビリ)1回につき

訪問リハビリ	308	予防訪問リハビリ	298

●リハビリテーションマネジメント加算(介護予防なし)						
1 🛭	(1)	180	(🗆)			

1月	(イ)	180	(□)	213
につき	事業所の医師が	が説明、利用者の同	意を得た場合	270

〔訪問看護 / 介護予防訪問看護〕1回につき

所要時間		訪問看護 ステーション	病院または 診療所
	30 分未満	471	399
訪問看護	30 分~ 1 時間未満	823	574
初问有碳	1 時間~ 1.5 時間未満	1,128	844
	OT・PT・ST の場合	294	_
	30 分未満	451	382
介護予防	30 分~ 1 時間未満	794	553
訪問看護	1 時間~ 1.5 時間未満	1,090	814
	OT・PT・ST の場合	284	_

●緊急時(介護予防) 訪問看護加算 1月につき

OKAN (TECTION BINGERS)						
	訪問看護ステーション	病院または診療所				
加算(I)	600	325				
加算 (Ⅱ)	574	315				

●特別管理加算 1月につき

初か自足加井「万元」と						
加算(I)	500	加算(Ⅱ)	250			

〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕1月につき

	上	1 · 随时对心空动向	川 茂 但 茂 賃 (1) □	(一体型)
	(1)訪問看護サービスを行わない		(2) 訪問看護サー	-ビスを行う場合
	基本単位	通所サービス 利用時の調整 (1 日につき)	基本単位	通所サービス 利用時の調整 (1 日につき)
要介護 1	5,446	- 62	7,946	- 91
要介護 2	9,720	- 111	12,413	- 141
要介護3	16,140	- 184	18,948	- 216
要介護 4	20,417	- 233	23,358	- 266
要介護 5	24,692	- 281	28,298	- 322
		定期巡回· 訪問介護看護	随時対応型 費 Ⅱ (連携型)	
	基本単位		通所サービス利用時の調整 (1 日につき)	
要介護 1	5,4	446	_	62
要介護 2	9,	720	- 111	
要介護3	16,	140	- 184	
要介護 4	20,	417	- 233	
要介護 5	24,	692	- 2	281

●初回加算

1 🗆 1	つき	30				
●緊急時訪問看護力	加算 1月につき ((<mark>1) (2)</mark> のみ適用				
(I)	325	(1)	315			
●総合マネジメント体制強化加算 1月につき						
(I) 1,200		(1)	800			
●生活機能向上連携加算 1月につき						
(I)	100	(11)	200			
●認知症専門ケア加算 1月につき						
(I)	90	(11)	120			
(1)	90	(11)	120			

(通所企業) 1回につき

「通所介護」「回につき						
	通常規模型					
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	370	388	570	584	658	669
要介護 2	423	444	673	689	777	791
要介護3	479	502	777	796	900	915
要介護 4	533	560	880	901	1,023	1,041
要介護 5	588	617	984	1,008	1,148	1,168
			大規模	東型 I		
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	358	376	544	564	629	647
要介護 2	409	430	643	667	744	765
要介護3	462	486	743	770	861	885
要介護 4	513	541	840	871	980	1,007
要介護 5	568	597	940	974	1,097	1,127
			大規模	莫型Ⅱ		
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	345	362	525	543	607	623
要介護 2	395	414	620	641	716	737
要介護3	446	468	715	740	830	852
要介護 4	495	521	812	839	946	970
要介護 5	549	575	907	939	1,059	1,086

※通常規模型:前年度の月平均利用延人員数が300人超

※大規模型 I : 前年度の月平均利用延人員数が 750 人超/大規模型 I : 前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

●個別機能訓練加算 (1)1日につき(T)1月につき

- 1		ייייייייי אייייייייייייייייייייייייייי	17.1000	(1) 1/310		
	加算(I)イ	56	加算(I)口	76	加算(Ⅱ)	20

●認知症加算

1 日につき	60

●人沿汀切川昇	日につき		
加算(Ⅰ)	40	加算(Ⅱ)	55

(通所リハビリテーション) 1 回につき

	(地所りハビリ) 一フョン・・・ 回に フさ						
	通常規模の事業所						
	病院または診療所/介護老人保健施設/介護医療院						
	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8
	時間未満	時間未満	時間未満	時間未満	時間未満	時間未満	時間未満
要介護 1	369	383	486	553	622	715	762
要介護 2	398	439	565	642	738	850	903
要介護 3	429	498	643	730	852	981	1,046
要介護 4	458	555	743	844	987	1,137	1,215
要介護 5	491	612	842	957	1,120	1,290	1,379
				規模事業			
	ri 利	対院または	診療所/	介護老人保	保健施設/:	介護医療院	t
	1~2 時間未満	2~3 時間未満	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満
要介護 1	357	372	470	525	584	675	714
要介護 2	388	427	547	611	692	802	847
要介護 3	415	482	623	696	800	926	983
要介護 4	445	536	719	805	929	1,077	1,140
要介護 5	475	591	816	912	1,053	1,224	1,300
			大	規模事業所	ī́ ≫		
	病院または診療所/介護老人保健施設/介護医療院				t		
	1~2 時間未満	2~3 時間未満	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満
要介護 1	369	383	486	553	622	715	762
要介護 2	398	439	565	642	738	850	903
要介護 3	429	498	643	730	852	981	1,046
要介護 4	458	555	743	844	987	1,137	1,215
要介護 5	491	612	842	957	1,120	1,290	1,379

^{**}大規模型事業所のうち次の要件を満たす事業所に適用。①リハビリテーションマネジント加算の 算定率が利用者全体の80%超 ②利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上。

〔介護予防通所リハビリテーション〕 1月につき

安文援 2,268 安文援 2 4,228

●リハビリテーションマネジメント加算(介護予防なし)

リハビリテーションマネジメント	6月以内	6月超え
加算(イ) 1月につき	560	240
加算(ロ) 1月につき	593	273
加算(八) 1月につき	793	473

●栄養改善加算 月2回限度 1回につき (介護予防は1月につき)

0112C-XII XIX 1 73-11XX 1111	() () () () () () () () () (
栄養改善加算	200

●科学的介護推進体制加算 1月につき 科学的介護推進体制加管

付于可打設推進序則加昇	40

〔認知症対応型共同生活介護〕1日につき

	認知症対応型共同生活介護費		短期利用認知症対応型 共同生活介護費 ※		
	(I)	([])	(I)	(I)	
要介護 1	765	753	793	781	
要介護 2	801	788	829	817	
要介護3	824	812	854	841	
要介護 4	841	828	870	858	
要介護 5	859	845	887	874	

[※]短期利用は、区分支給限度基準額に含まれる。

〔短期入所生活介護〕1日につき

略称	短期入所生活介護					
四十八	単独知	豆生 I	併設知	豆生Ⅱ		
種類	(Ⅰ)個室 (Ⅱ)多床室		(Ⅰ)個室	(Ⅱ)多床室		
要介護 1	645	645	603	603		
要介護 2	715	715	672	672		
要介護3	787	787	745	745		
要介護 4	856	856	815	815		
要介護 5	要介護 5 926		884	884		
m<> 1/=	ユニット型短期入所生活介護					
略称	単ユ知	豆生 I	併ユ短生Ⅱ			
種類	(Ⅰ)個室	(Ⅱ)個室的多床室	(Ⅰ)個室	(Ⅱ)個室的多床室		
要介護 1	746	746	704	704		
要介護 2	815	815	772	772		
要介護3	891	891	847	847		
要介護 4	959	959	918	918		
要介護 5	1,028	1,028	987	987		

[居宅療養管理指導 / 予防居宅療養管理指導] ※単一建物居住者] 人の場合

略称	限度回数	
医師 I (1)	月2回まで	515
医師 I (1)	月2回まで	299
歯科医師 I (1)	月2回まで	517
薬剤師 [1 (1)	月2回まで	566
薬剤師Ⅱ (1)	月4回まで	518
薬剤師Ⅱ(4)※	月4回まで	46
管理栄養士 I	月2回まで	545
管理栄養士Ⅱ	月2回まで	525
歯科衛生士 I	月4回まで	362
* International Control		

[※]情報通信機器利用の場合。

●薬学的管理指導加算

	1回につき	100
,	※医師·薬剤師が行う時にのみ算定可能。	

■地域区分ごとの報酬単価

サービス分類	人件費比率	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回·随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護	70%	11.40円	11.12円	11.05円	10.84円	10.70円	10.42円	10.21 円	10円
訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護	55%	11.10円	10.88円	10.83円	10.66円	10.55円	10.33円	10.17円	10円
通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護	45%	10.90円	10.72円	10.68円	10.54円	10.45円	10.27円	10.14円	10円

[※]居宅療養管理指導、福祉用具貸与は地域区分に関係なく一律単位10円。 ※介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは上記分類に含む。

■年齢早見表(令和7年現在)

年号		干支	年齢
大正14	1925	丑	100
大正15 昭和元	1926	寅	99
2	1927	卯	98
3	1928	辰	97
4	1929	E	96
5	1930	午	95
6	1931	未	94
7	1932	申	93
8	1933	西	92

年号	西暦	干支	年齢
昭和9	1934	戌	91
10	1935	亥	90
11	1936	子	89
12	1937	丑	88
13	1938	寅	87
14	1939	卯	86
15	1940	辰	85
16	1941	E	84
17	1942	午	83

			※年	齢(
年号	西暦	干支	年齢	
昭和18	1943	未	82	
19	1944	申	81	
20	1945	酉	80	
21	1946	戌	79	
22	1947	亥	78	
23	1948	子	77	
24	1949	丑	76	
25	1950	寅	75	
26	1951	卯	74	

は満年齢数 (誕生日前の場合は1を減ずること)			
年号	西暦	干支	年齢
昭和27	1952	辰	73
28	1953	e	72
29	1954	午	71
30	1955	未	70
31	1956	申	69
32	1957	酉	68
33	1958	戌	67
34	1959	亥	66
35	1960	子	65
35	1960	子	65

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子• 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品





清潔・安心・信頼の福祉用具は、

グリーンケアから。

グリーンケアの福祉用具は、全国97ヶ所に広がる

日本ケアサプライの営業拠点から供給されています。

安全・清潔な福祉用具の提供に留まらず、

さまざまな後方支援策により、

まごころを込めたサービスを提供します。

※グリーンケアとは、日本ケアサプライが取り扱う高品質な福祉用具のレンタルサービスと、 各種サポートをご提供するオリジナルブランドです。



この印刷物は、カーボンゼロプリント 工場で印刷しています。









FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを 表紙・中面の一部を除く 採用しています。

わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。